وحدات فحص الانكسار

Easyvisus One

وحدة انكسار منظّمة لجهاز فحص واحد (1).

Easyvisus One وحدة انكسار F.I.S.O. بطاولة ثابتة الارتفاع لجهاز واحد. يُقفل ذراعها ميكانيكيًا في جميع الوضعيات. لكرسي PRIMA القياسي ارتفاع كهربائي، دون دوران أو مسند قدم. تعلن الشركة المصنعة عرضًا قدره 100 cm للمرجع 400100؛ ويجب التحقق من الأجهزة والملحقات الظاهرة في الصور ضمن تجهيز ASEM.



Easyvisus One · صورة الجهاز

المصادر والوثائق

طلب عرض سعر

عرض المنتج

تم الإنشاء في 09-11-2026

أعدّت ASEM هذه النشرة. وهي لا تحل محل الوثائق الرسمية للشركة المصنعة أو تعليمات الاستخدام الخاصة بها.

أبرز المزايا

محطة لـ1 جهاز

سطح طاولة منظّم لجهاز فحص واحد (1).

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 17-10-2026

سطح بارتفاع ثابت

ذراع بقفل ميكانيكي في جميع الوضعيات.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 17-10-2026

كرسي بضبط كهربائي

كرسي PRIMA بضبط كهربائي للارتفاع.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 17-10-2026

تنظيم محطة Easyvisus One

تُظهر صورة الشركة المصنعة التجهيز الدقيق للمحطة والوصول إلى الأجهزة.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 30-08-2026


تحديد موضع سطح العمل

تسهّل حركة سطح العمل الموثقة الانتقال بين الأجهزة في Easyvisus One.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 30-08-2026

التخطيط للتركيب

يوضح الرسم الرسمي الحيز المطلوب ويساعد على التحضير لتركيب Easyvisus One.



Easyvisus One · مخطط التركيب

المصادر والوثائق

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 30-08-2026

راحة الاستخدام

توزيع ضُمم حول محطة الاستشارة.

أجهزة منظمة

تجد التجهيزات مكانها في وحدة مخصصة.

ضبط المحطة

تسهّل الحركات المتاحة تكييف التجهيز.

الإمكانات في الممارسة

وحدة فحص الانكسار

المصادر والوثائق

مسار عمل أكثر سلاسة

طاولة للأجهزة المختارة

للمرجع القياسي 400100 طاولة ثابتة الارتفاع لجهاز واحد. ولا يُقدم السطح كقابل لضبط الارتفاع كهربائيًا. لا تعني سعة موضع واحد أن الجهاز يورّد مع الوحدة. الطراز اليساري 400100S نسخة اختيارية يجب تحديدها بصورة منفصلة.

المصادر والوثائق

التحكم والتموضع الموثقان

قفل ذراع الطاولة ميكانيكي في جميع الوضعيات، لا كهرومغناطيسي. يُضبط الكرسي القياسي كهربائيًا في الارتفاع دون دوران. دوران 360° ومسند القدم يخصان نسخ PRIMA الاختيارية ولا يُنسبان إلى الكرسي القياسي. وتندرج دواسة رفع الكرسي وخفضه أيضًا ضمن الملحقات.

المصادر والوثائق

مصمم للممارسة اليومية

كرسي قياسي وملحقات اختيارية

يتميز PRIMA القياسي بارتفاع كهربائي وكسوة سكاي سوداء، دون دوران أو مسند قدم. الدوران ومسند القدم القابل للرفع واستبدال الكرسي بطراز آخر خيارات وليست خصائص التجهيز القياسي. قد تظهر الصور الأصلية مسند قدم أو ذراع فورويتر أو ملحقات اختيارية أخرى؛ ولا يثبت ظهورها شمولها. يجب تحديد الأجهزة والملحقات كل على حدة.

المصادر والوثائق

الإضاءة وتغذية الأجهزة

توثق النشرة تغذية 230 V للجهاز؛ ولا يصف ذلك جهد الدخل أو استهلاك الوحدة الكاملة. للعمود الألومنيومي مصباح قراءة LED ولوحة لحمل عارض الاختبارات. لا تُضاف إضاءة LED محيطة أو وحدة LCD بالقياس على أجهزة Easyvisus الأخرى. يجب التحقق من متطلبات توصيل العيادة مع ASEM.

المصادر والوثائق



Easyvisus One · صورة الجهاز

المصادر والوثائق



Easyvisus One · صورة الجهاز

المصادر والوثائق

التركيب واختيار التجهيز

يُعلن عرض 100 cm صراحة للوحدة 400100. تخص الأبعاد الأخرى في الرسم توزيعها ووضعياتها؛ ولا تُحوّل إلى ارتفاع كلي أو عمق واحد أو نطاق ضبط. لا يرد الوزن وتردد التغذية هنا. يجب تأكيد الخلوص واتجاه اليد اليمنى أو اليسرى والملحقات وفق التركيب الفعلي.

المصادر والوثائق

المواصفات الفنية والوثائق

العلامة التجارية
.F.I.S.O

الطراز
Easyvisus One

التقنية
وحدة قياس الانكسار

الاستخدام السريري
تقنيات متخصصة

عدد الأجهزة التي يستوعبها
1

المصادر والوثائق

ارتفاع الكرسي
ضبط كهربائي؛ كرسي Prima قياسي

لا يُفترض تركيب مساند القدمين والكراسي الاختيارية الأخرى.

المصادر والوثائق

ارتفاع سطح العمل
ارتفاع ثابت

المصادر والوثائق


قفل سطح العمل
ذراع الفوروبتر: قفل ميكانيكي

المصادر والوثائق

إضاءة محطة العمل
إضاءة قراءة LED

المصادر والوثائق

لا يُفترض تركيب مساند القدمين والكراسي الاختيارية الأخرى.



Easyvisus One · مخطط التركيب

المصادر والوثائق

التنزيلات والموارد

وثائق الشركة المصنعة

PDF · 15,672 kB

المصادر والوثائق

- /https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-one_453
  تم التحقق من المصدر في 05-10-2026
- /https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-one_453
  تم التحقق من المصدر في 06-10-2026
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  تم التحقق من المصدر في 06-10-2026
- /https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-one_453
  تم التحقق من المصدر في 17-10-2026
- /https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-one_453
  تم التحقق من المصدر في 30-08-2026
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  تم التحقق من المصدر في 18-10-2026

أسئلتكم حول Easyvisus One

ما المواصفة «عدد الأجهزة التي يستوعبها» الموثقة لجهاز Easyvisus One؟

1

المصادر والوثائق

ما المواصفة «ارتفاع الكرسي» الموثقة لجهاز Easyvisus One؟

ضبط كهربائي؛ كرسي Prima قياسي — لا يُفترض تركيب مساند القدمين والكراسي الاختيارية الأخرى.

المصادر والوثائق

ما التجهيز الذي ينبغي تأكيده لجهاز Easyvisus One؟

لا يُفترض تركيب مساند القدمين والكراسي الاختيارية الأخرى.

المصادر والوثائق

أين أجد وثائق Easyvisus One؟

وثائق الشركة المصنعة (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

المصادر والوثائق

كم جهازًا تستوعب الطاولة؟

يوثق Easyvisus One 400100 لجهاز واحد، مع طاولة ثابتة الارتفاع وقفل ميكانيكي لذراعها. وهو ليس وحدة ذات موضعين.

المصادر والوثائق

هل يدور كرسي PRIMA القياسي؟

تصف التهيئة القياسية كرسي PRIMA غير دوار ومن دون مسند للقدمين، مع ضبط كهربائي للارتفاع. ويُدرج دوران PRIMA بزاوية 360° كخيار.

المصادر والوثائق

ما التغذية الكهربائية المحددة للجهاز؟

تحدد النشرة تغذية 230 V للجهاز. وهذه ليست قيمة استهلاك للطاقة ولا تأكيدًا على التوافق مع جميع الأجهزة.

المصادر والوثائق

منتجات ذات صلة



Panvisus Rondo

.F.I.S.O

وحدات فحص الانكسار

وحدة Panvisus Rondo لجهازين، حسب التجهيز.

عرض المنتج



Easyvisus Curve

.F.I.S.O

وحدات فحص الانكسار

وحدة انكسار منظّمة لاستيعاب جهازَي فحص (2).

عرض المنتج



Easyvisus MS33 — جهازان

.F.I.S.O

وحدات فحص الانكسار

وحدة انكسار منظّمة لاستيعاب جهازَي فحص (2).

عرض المنتج



Easyvisus MS33 — 3 أجهزة

.F.I.S.O

وحدات فحص الانكسار

وحدة انكسار منظّمة لاستيعاب 3 أجهزة فحص.

عرض المنتج

استكشف المجالات السريرية في كتالوج ASEM

تصفح المجالات القريبة في كتالوج ASEM. لا توسّع هذه الروابط استطبابات هذا الجهاز.

التقنيات المتخصصة

أكثر من جهاز، دعم مستمر

ناقش مشروعك مع ASEM: الاختيار والتركيب والتدريب والدعم الفني.



رسم توضيحي للخدمة

التركيب

ناقش شروط التركيب والتجهيز مع فريقنا الفني.

معرفة المزيد




رسم توضيحي للخدمة

التدريب

استفسر عن التدريب والتعريف بطريقة استخدام تجهيزاتك.

معرفة المزيد



رسم توضيحي للخدمة

خدمة ما بعد البيع

تواصل مع ASEM للحصول على المساعدة الفنية والدعم المناسبين لتجهيزاتك.

معرفة المزيد



رسم توضيحي للخدمة

استشارة متخصصة

اعرض احتياجاتك السريرية لمناقشة اختيار التجهيزات الملائمة.

معرفة المزيد

التواصل مع مختص | استكشف جميع المنتجات | موقع الشركة المصنعة

direction@asem-medical.com · +21320092281

إصدار الوثيقة: b401b3b610e3