وحدات فحص الانكسار

Easyvisus Two

وحدة انكسار منظّمة لاستيعاب جهازَي فحص (2).

Easyvisus Two وحدة انكسار بسطح V ثابت الارتفاع لجهازين. تتيح آلية مخصصة توسيط الأجهزة ويُقفل ذراع الطاولة ميكانيكيًا. يشمل التجهيز القياسي الموثق كرسي PRIMA الكهربائي الارتفاع ومصباح قراءة LED ودرجًا قابلًا للسحب واقيًا من الغبار. لا يجوز وصف السطح الثابت بأنه يعمل كهربائيًا في الاتجاه الرأسي.



Easyvisus Two · صورة الجهاز

المصادر والوثائق

طلب عرض سعر

عرض المنتج

تم الإنشاء في 09-11-2026

أعدّت ASEM هذه النشرة. وهي لا تحل محل الوثائق الرسمية للشركة المصنعة أو تعليمات الاستخدام الخاصة بها.

أبرز المزايا

محطة لـ2 جهاز

سطح طاولة منظّم لاستيعاب جهازَي فحص (2).

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 17-10-2026

توسيط الجهاز

سطح طاولة على شكل V بآلية لتوسيط الجهاز.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 17-10-2026

كرسي بضبط كهربائي

كرسي PRIMA بضبط كهربائي للارتفاع.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 17-10-2026


تنظيم جهازين

يجمع تجهيز Easyvisus Two الرسمي جهازين في محطة مدمجة.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 30-08-2026

تهيئة المساحة

يساعد الرسم ذو الأبعاد على توقع توزيع المحطة وحركات السطح.



Easyvisus Two · مخطط التركيب

المصادر والوثائق

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 30-08-2026

اختيار التشطيب

توثق لوحة ألوان الشركة المصنعة التشطيبات المتاحة لدمج المحطة في العيادة.



Easyvisus Two · دليل ألوان المصنّع

المصادر والوثائق

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 30-08-2026

راحة الاستخدام

توزيع صُمم حول محطة الاستشارة.

أجهزة منظمة

تجد التجهيزات مكانها في وحدة مخصصة.

ضبط المحطة

تسهّل الحركات المتاحة تكييف التجهيز.

الإمكانات في الممارسة

وحدة فحص الانكسار

المصادر والوثائق

مسار عمل أكثر سلاسة

طاولة للأجهزة المختارة

يتضمن المرجع القياسي 400102 سطح V ثابت الارتفاع لجهازين وآلية مخصصة لتوسيطهما. لا تصف الشركة المصنعة هنا طاولة دوارة أو منزلقة ذات ارتفاع كهربائي. الدرج الواقي من الغبار والقابل للسحب مخصص لمنظار العين ومنظار الشبكية؛ ولا يُفترض شمول هذين الجهازين. النسخة اليسارية 400102S اختيارية.

المصادر والوثائق

التحكم والتموضع الموثقان

يُقفل ذراع الطاولة ميكانيكيًا في جميع الوضعيات، ويختلف هذا النظام عن القفل الكهرومغناطيسي في Curve وRM64 وMS33. الارتفاع الكهربائي يخص كرسي PRIMA القياسي لا السطح V. يجب ملاءمة توسيط الأجهزة مع الأجهزة المحددة في عرض سعر ASEM. التحكم بالقدم في الكرسي من الملحقات الاختيارية.

المصادر والوثائق

مصمم للممارسة اليومية

كرسي قياسي وملحقات اختيارية

يتميز PRIMA القياسي بارتفاع كهربائي وكسوة سكاي سوداء دون مسند قدم. ومسند القدم القابل للرفع والكسوات الأخرى والاستبدال بطراز كرسي مختلف خيارات موثقة. يجب تأكيد نسخة الكرسي في عرض سعر ASEM. قد تظهر الصور الأصلية مسند قدم أو ذراع فوروبتر أو ملحقات اختيارية أخرى، ولا تثبت رؤيتها أنها مشمولة. يجب تحديد الأجهزة والملحقات كل على حدة.

المصادر والوثائق

الإضاءة وتغذية الأجهزة

يوثق المصدر محولًا لتغذية الأجهزة. ويتضمن العمود الألومنيومي مصباح قراءة LED ولوحة لحمل عارض الاختبارات. لا توفر النشرة هنا جهد وتردد دخل للوحدة الكاملة؛ لذلك لا تُنسخ قيمة 230 V الخاصة بجهاز One إلى Two. يجب تأكيد الأجهزة المتصلة بالتغذية ومتطلباتها مع ASEM.

المصادر والوثائق



Easyvisus Two · صورة الجهاز

المصادر والوثائق

التركيب واختيار التجهيز

يخص الرسم المرجع 400102 ويعرض أبعاد توزيع منفصلة. لا تُدمج في أبعاد إجمالية أو ارتفاع قابل للضبط أو مدى حركة كهربائي. لا تذكر هذه الصفحات الوزن. يجب تحديد اتجاه اليد اليمنى أو اليسرى والخلوص والكرسي والملحقات للعيادة. ولا يُعلن شمول ذراع فوروبتر أو مسند قدم افتراضيًا لمجرد ظهوره في صورة.

المصادر والوثائق

المواصفات الفنية والوثائق

العلامة التجارية
.F.I.S.O

الطراز
Easyvisus Two

التقنية
وحدة قياس الانكسار

الاستخدام السريري
تقنيات متخصصة

عدد الأجهزة التي يستوعبها
2

المصادر والوثائق

ارتفاع الكرسي
ضبط كهربائي؛ كرسي Prima قياسي

لا يُفترض تركيب مساند القدمين والكراسي الاختيارية الأخرى.

المصادر والوثائق

ارتفاع سطح العمل
ارتفاع ثابت

المصادر والوثائق

قفل سطح العمل
ذراع الفوروبتر: قفل ميكانيكي

المصادر والوثائق


حركة سطح العمل
سطح على شكل V؛ آلية تمركز

المصادر والوثائق

إضاءة محطة العمل
إضاءة قراءة LED


المصادر والوثائق

لا يُفترض تركيب مساند القدمين والكراسي الاختيارية الأخرى.



Easyvisus Two · مخطط التركيب

المصادر والوثائق



Easyvisus Two · دليل ألوان المصنّع

المصادر والوثائق

التنزيلات والموارد

وثائق الشركة المصنعة

PDF · 15,672 kB

المصادر والوثائق

- /https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-two_454
  تم التحقق من المصدر في 05-10-2026
- /https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-two_454
  تم التحقق من المصدر في 06-10-2026
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  تم التحقق من المصدر في 06-10-2026
- /https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-two_454
  تم التحقق من المصدر في 17-10-2026
- /https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-two_454
  تم التحقق من المصدر في 30-08-2026
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  تم التحقق من المصدر في 18-10-2026

أسئلتكم حول Easyvisus Two

ما المواصفة «عدد الأجهزة التي يستوعبها» الموثقة لجهاز Easyvisus Two؟

2

المصادر والوثائق

ما المواصفة «ارتفاع الكرسي» الموثقة لجهاز Easyvisus Two؟

ضبط كهربائي؛ كرسي Prima قياسي — لا يُفترض تركيب مساند القدمين والكراسي الاختيارية الأخرى.

المصادر والوثائق

ما التجهيز الذي ينبغي تأكيده لجهاز Easyvisus Two؟

لا يُفترض تركيب مساند القدمين والكراسي الاختيارية الأخرى.

المصادر والوثائق

أين أجد وثائق Easyvisus Two؟

وثائق الشركة المصنعة (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

المصادر والوثائق

ما شكل الطاولة وارتفاعها الموثقان؟

يستخدم Easyvisus Two 400102 طاولة على شكل V ثابتة الارتفاع لجهازين، مع آلية لتمركز الأجهزة.

المصادر والوثائق

ما آلية القفل الموثقة؟

تحدد النشرة قفلًا ميكانيكيًا لذراع الطاولة في جميع المواضع. ولا يُنسب إلى هذا النموذج القفل الكهرومغناطيسي الموجود في وحدات أخرى.

المصادر والوثائق

هل يتوفر ترتيب للأعسر؟

توثق النشرة البديل الاختياري 400102S للأعسر. ويجب تحديد الكرسي والملحقات عند اختيار التهيئة.

المصادر والوثائق

منتجات ذات صلة



Panvisus Rondo

.F.I.S.O

وحدات فحص الانكسار

وحدة Panvisus Rondo لجهازين، حسب التجهيز.

عرض المنتج



Easyvisus Curve

.F.I.S.O

وحدات فحص الانكسار

وحدة انكسار منظّمة لاستيعاب جهازَي فحص (2).

عرض المنتج



Easyvisus MS33 — جهازان

.F.I.S.O

وحدات فحص الانكسار

وحدة انكسار منظّمة لاستيعاب جهازَي فحص (2).

عرض المنتج



Easyvisus MS33 — 3 أجهزة

.F.I.S.O

وحدات فحص الانكسار

وحدة انكسار منظّمة لاستيعاب 3 أجهزة فحص.

عرض المنتج

استكشف المجالات السريرية في كتالوج ASEM

تصفح المجالات القريبة في كتالوج ASEM. لا توسّع هذه الروابط استطبابات هذا الجهاز.

التقنيات المتخصصة

أكثر من جهاز، دعم مستمر

ناقش مشروعك مع ASEM: الاختيار والتركيب والتدريب والدعم الفني.



رسم توضيحي للخدمة

التركيب

ناقش شروط التركيب والتجهيز مع فريقنا الفني.

معرفة المزيد




رسم توضيحي للخدمة

التدريب

استفسر عن التدريب والتعريف بطريقة استخدام تجهيزاتك.

معرفة المزيد



رسم توضيحي للخدمة

خدمة ما بعد البيع

تواصل مع ASEM للحصول على المساعدة الفنية والدعم المناسبين لتجهيزاتك.

معرفة المزيد



رسم توضيحي للخدمة

استشارة متخصصة

اعرض احتياجاتك السريرية لمناقشة اختيار التجهيزات الملائمة.

معرفة المزيد

التواصل مع مختص | استكشف جميع المنتجات | موقع الشركة المصنعة

direction@asem-medical.com · +21320092281

إصدار الوثيقة: f494449b2ded