وحدات فحص الانكسار

# Panvisus Trio

## وحدة انكسار منظّمة لاستيعاب 3 أجهزة فحص.

وحدة انكسار بطاولة كهربائية الارتفاع لثلاثة أجهزة، بدوران يدوي وقفل كهرومغناطيسي للطاولة وذراعها في جميع الوضعيات، مع كرسي كهربائي الارتفاع. تتوفر لليد اليمنى واختياريًا لليد اليسرى.



Panvisus Trio · صورة الجهاز

المصادر والوثائق

طلب عرض سعر

عرض المنتج

تم الإنشاء في 10-11-2026

أعدّت ASEM هذه النشرة. وهي لا تحل محل الوثائق الرسمية للشركة المصنعة أو تعليمات الاستخدام الخاصة بها.

# أبرز المزايا

### محطة لـ3 أجهزة

سطح طاولة منظّم لاستيعاب 3 أجهزة فحص.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 17-10-2026

### تموضع كهربائي

ضبط سطح الطاولة والكرسي كهربائيًا.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 17-10-2026

### قفل كهرومغناطيسي

قفل سطح الطاولة وذراع الفوروبتر.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 17-10-2026

### تنظيم محطة Panvisus Trio

تُظهر صورة الشركة المصنعة التجهيز الدقيق للمحطة والوصول إلى الأجهزة.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 30-08-2026


### تحديد موضع سطح العمل

تسهّل حركة سطح العمل الموثقة الانتقال بين الأجهزة في Panvisus Trio.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 30-08-2026

### التخطيط للتركيب

يوضح الرسم الرسمي الحيز المطلوب ويساعد على التحضير لتركيب Panvisus Trio.




Panvisus Trio · مخطط التركيب

المصادر والوثائق

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 30-08-2026

### راحة الاستخدام

توزيع صُمم حول محطة الاستشارة.

### أجهزة منظمة

تجد التجهيزات مكانها في وحدة مخصصة.

### ضبط المحطة

تسهّل الحركات المتاحة تكييف التجهيز.

# الإمكانات في الممارسة

## وحدة فحص الانكسار

المصادر والوثائق

## كرسي SONNE

رفع كهربائي.

مسند ظهر قابل للإمالة يدويًا.

مساند ذراع قابلة للرفع والقفل.

دوران 360° قابل للقفل.

مسند قدم قابل للرفع.

مسند رأس اختياري.

## كرسي ALLES

رفع كهربائي.

إمالة يدوية لمسند الظهر مع حركة متزامنة لمسند الساقين إلى الوضع الأفقي.

مساند ذراع قابلة للرفع والقفل.

دوران 360°.

## كرسي DOCTOR

رفع كهربائي.

إمالة كهربائية لمسند الظهر مع حركة متزامنة لمسند الساقين إلى الوضع الأفقي.

مسند ذراع قابل للرفع والقفل.

## وحدة الانكسار Panvisus Trio — نقاط مهمة

الخصائص العامة
- سطح دوار لثلاثة أجهزة بارتفاع كهربائي من 82 cm إلى 97 cm.
- هيكل متين من الفولاذ المصبوب وألواح خشبية منحنية، بتصميم متناسق وثابت وعملي.
- ضبط كهربائي لارتفاع الكرسي من 50 cm إلى 65 cm، وللطاولة الدوارة.
- درج قابل للسحب واقٍ من الغبار لمنظار العين ومنظار الشبكية.
- تصنيع عالي الجودة بحلول ميكانيكية خاصة.

التجهيز القياسي
- مصباح علوي بهالوجين.
- حامل لعارض الاختبارات.
- محول مدمج لتغذية الأجهزة.
- طلاء رمادي بألواح خشبية مصفحة، أو رمادي فاتح بألواح تطابق كسوة الكرسي.

خيارات التشطيب
- قياسي: رمادي بألواح مصفحة.
- اختياري: رمادي فاتح بقماش مطابق للكرسي.
- ALU: رمادي بألواح خشبية مصفحة ذات خطوط ألومنيوم خاصة.

الكراسي المتاحة
- ستة طرز، بجميع ألوان الكسوة المدرجة في كتالوج F.I.S.O.
- ملحقات الكرسي: دواسة للرفع والخفض، ومسند قدم قابل للطي مخصص لـPrima.

الملحقات والنسخ الخاصة
- ذراع فورويتر بآلية موازنة F.I.S.O.
- تحكم بشدة مصباح الهالوجين العلوي.
- خزانة أربعة أدراج بعجلات؛ الأول لصندوق عدسات التجربة ويفتح بالكامل بسهولة.
- نسخة لليد اليسرى.
- طلاء معدني رمادي أو ألوان مثل الأخضر والأزرق الفاتح.
- كسوات كراسٍ بديلة عن الأسود القياسي.

# مسار عمل أكثر سلاسة

## الخصائص والتجهيز القياسي

طاولة كهربائية الارتفاع لثلاثة أجهزة بدوران يدوي. قفل كهرومغناطيسي للطاولة وذراعها في جميع الوضعيات. كرسي PRIMA كهربائي الارتفاع بكسوة سكاي سوداء. محول لتغذية الأجهزة. مصباح معلق وذراع لحمل عارض الاختبارات. درج قابل للسحب واقٍ من الغبار لمنظار العين ومنظار الشبكية. طلاء رمادي بألواح خشبية مصفحة، أو أبيض أو رمادي فاتح بألواح مكسوة بقماش الكرسي نفسه.

المصادر والوثائق

# مصمم للممارسة اليومية

## الملحقات والنسخ الخاصة

ذراع فوروبتر متوازن. دواسة لرفع الكرسي وخفضه. مسند قدم قابل للرفع لكرسي Prima. كرسي Gloria أو Liberty أو Sonne أو Alles أو Doctor بدلاً من Prima. مصباح معلق قابل لضبط الشدة. نسخة ALU: طلاء رمادي مع ألواح خشبية مصفحة بالألومنيوم الخاص. طلاء معدني مصقول بالرمادي أو الأخضر أو الأزرق الفاتح. جميع كسوات كراسي F.I.S.O. غير السوداء. نسخة اليد اليسرى.

المصادر والوثائق

## ألوان متنوعة

ألوان مختلفة لكسوات الكراسي وهيكل وحدة الانكسار.

المصادر والوثائق



Panvisus Trio · صورة الجهاز

المصادر والوثائق



Panvisus Trio · صورة الجهاز

المصادر والوثائق

## كرسي PRIMA

رفع كهربائي. مسند ظهر ومساند ذراع ثابتة. دوران 360° قابل للقفل. مسند قدم قابل للرفع اختياري.

المصادر والوثائق

# المواصفات الفنية والوثائق

**العلامة التجارية**
.F.I.S.O

**الطراز**
Panvisus Trio

**التقنية**
وحدة قياس الانكسار

**الاستخدام السريري**
تقنيات متخصصة

**عدد الأجهزة التي يستوعبها**
3

المصادر والوثائق

**ارتفاع الكرسي**
ضبط كهربائي؛ كرسي Prima قياسي

المصادر والوثائق

**ارتفاع سطح العمل**
ضبط كهربائي

المصادر والوثائق

**قفل سطح العمل**
الطاولة والذراع: قفل كهرومغناطيسي


المصادر والوثائق

**حركة سطح العمل**
دوران يدوي

المصادر والوثائق

**إضاءة محطة العمل**
مصباح علوي

المصادر والوثائق




Panvisus Trio · مخطط التركيب

المصادر والوثائق

# التنزيلات والموارد

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/panvisus-trio_23/
  تم التحقق من المصدر في 05-10-2026
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/panvisus-trio_23/
  تم التحقق من المصدر في 17-10-2026
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/panvisus-trio_23/
  تم التحقق من المصدر في 30-08-2026
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  تم التحقق من المصدر في 18-10-2026

# أسئلتكم حول Panvisus Trio

### ما المواصفة «عدد الأجهزة التي يستوعبها» الموثقة لجهاز Panvisus Trio؟

3

المصادر والوثائق

### ما المواصفة «ارتفاع الكرسي» الموثقة لجهاز Panvisus Trio؟

ضبط كهربائي؛ كرسي Prima قياسي

المصادر والوثائق

### هل تتموضع طاولة Trio تلقائيًا؟

يوثق Panvisus Trio 69 بدوران يدوي للطاولة وضبط كهربائي للارتفاع وقفل كهرومغناطيسي للطاولة وذراعها. ولا يُستنتج وجود تموضع تلقائي.

المصادر والوثائق

### هل إصدارات الأعسر وALU قياسية؟

تدرج النشرة هذه الخيارات ضمن الملحقات أو الإصدارات الخاصة. ويجب تأكيد ترتيب الاستخدام وألواح ALU ونموذج الكرسي في التهيئة المطلوبة.

المصادر والوثائق

## منتجات ذات صلة



### Panvisus Rondo

.F.I.S.O

وحدات فحص الانكسار

وحدة Panvisus Rondo لجهازين، حسب التجهيز.

عرض المنتج



### Easyvisus Curve

.F.I.S.O

وحدات فحص الانكسار

وحدة انكسار منظّمة لاستيعاب جهازَي فحص (2).

عرض المنتج



## Easyvisus MS33 — جهازان

.F.I.S.O

وحدات فحص الانكسار

وحدة انكسار منظّمة لاستيعاب جهازَي فحص (2).

عرض المنتج



## Easyvisus MS33 — 3 أجهزة

.F.I.S.O

وحدات فحص الانكسار

وحدة انكسار منظّمة لاستيعاب 3 أجهزة فحص.

عرض المنتج

# استكشف المجالات السريرية في كتالوج ASEM

تصفح المجالات القريبة في كتالوج ASEM. لا توسّع هذه الروابط استطبابات هذا الجهاز.

التقنيات المتخصصة

## أكثر من جهاز، دعم مستمر

ناقش مشروعك مع ASEM: الاختيار والتركيب والتدريب والدعم الفني.



رسم توضيحي للخدمة

### التركيب

ناقش شروط التركيب والتجهيز مع فريقنا الفني.

معرفة المزيد




رسم توضيحي للخدمة

### التدريب

استفسر عن التدريب والتعريف بطريقة استخدام تجهيزاتك.

معرفة المزيد



رسم توضيحي للخدمة

### خدمة ما بعد البيع

تواصل مع ASEM للحصول على المساعدة الفنية والدعم المناسبين لتجهيزاتك.

معرفة المزيد



رسم توضيحي للخدمة

### استشارة متخصصة

اعرض احتياجاتك السريرية لمناقشة اختيار التجهيزات الملائمة.

معرفة المزيد

التواصل مع مختص | استكشف جميع المنتجات | موقع الشركة المصنعة

direction@asem-medical.com · +21320092281

إصدار الوثيقة: 06947ac6a68d