وحدات التصوير والمشاهدة

Imaging Module 910

وحدة تصوير لمصباح شقي متوافق؛ يُؤكَّد التجهيز مع ASEM.

Imaging Module 910 وحدة تصوير Haag-Streit لتوثيق الفحص على مصباح شقي BQ 900 متوافق، وليست مصباحًا شقيًا مستقلاً. تشكل وحدة الكاميرا وأداة الالتقاط وConnector Box منظومة التقاط تعمل مستقلة أو مع EyeSuite Imaging حسب التجهيز. يجب تحديد الشاشة والمصباح والتراخيص والتجهيز المجسم 3D المحتمل في عرض سعر ASEM؛ ولا يُنسب أي خيار تلقائيًا إلى الوحدة القياسية.



Imaging Module 910 · صورة الجهاز

المصادر والوثائق

طلب عرض سعر

عرض المنتج

تم الإنشاء في 09-11-2026

أعدّت ASEM هذه النشرة. وهي لا تحل محل الوثائق الرسمية للشركة المصنعة أو تعليمات الاستخدام الخاصة بها.

أبرز المزايا

التقاط صور بمساعدة

يساعد ضبط التعريض وفتحة العدسة الآلي في التقاط الصور.

يلزم مصباح شقي متوافق

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 17-10-2026

تحكم بالكاميرا في المتناول

عناصر تحكم بالكاميرا والإضاءة بجوار عصا التحكم.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 17-10-2026

نمطا تكامل

تشغيل مستقل أو تكامل ضمن EyeSuite.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 17-10-2026

التقاط صورة أمينة

توثق الوحدة ملاحظات المصباح الشقي عبر منظومة تصوير مخصصة.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 30-08-2026

الالتقاط في الوقت المناسب

يحافظ وضع الالتقاط على أدوات التحكم ضمن مسار الفحص.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 30-08-2026

مراجعة ومقارنة

ينظم وضع المراجعة الصور لاسترجاع الملاحظات الموثقة بسرعة.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 30-08-2026

وظيفة مستهدفة

حل صُمم لحاجة سريرية محددة.

التكامل

يكمل النظام منظومة التجهيزات القائمة.


التوثيق

تُضاف النتائج المفيدة إلى ملف الفحص.

الإمكانات في الممارسة

توثيق رؤية BQ900

تستخدم الوحدة المسار البصري لـBQ900 لإنتاج صور الفحص وفيديوهاته. وهي ملحق تصوير وليست مصباحًا شقيًا مستقلًا.



Imaging Module 910 · لقطة من المصنّع

صورة توضيحية من المصنّع: قد تختلف التهيئة المعروضة عن التهيئة المسلَّمة.

المصادر والوثائق

المصادر والوثائق

المساعدة في التعريض والاختيار

يساعد التعريض الآلي والتحكم بفتحة العدسة واختيار الصور على الالتقاط. ويبقى تقييم جودة الصورة من مسؤولية المتخصص.

المصادر والوثائق

مسار عمل أكثر سلاسة

توثيق الفحص دون استبدال المصباح

تندمج الوحدة في BQ 900 متوافق وتشارك صورة المجهر مع شاشة منظومة التصوير. تحدد التعليمات وحدة الكاميرا CM04 وأداة التحكم RM03 والعلبة CB01. وتمثل إضاءة LED المتوافقة شرطًا يجب التحقق منه عند التركيب. تعرض صورة الشركة المصنعة الوحدة ضمن منظومتها البصرية؛ ولا تعني أجزاء المصباح الظاهرة أن المصباح الكامل يورّد مع هذا الملحق.

المصادر والوثائق

Connector Box وتنظيم الصور

تخزين CB01: 256 جيجابايت واجهات CB01: HDMI / DisplayPort / LAN الحد الأدنى لشبكة EyeSuite: 1000BASE-T (1 Gbit/s) يعرض وضع الالتقاط المستقل المنطقة المرئية وآخر صورة. وينظم وضع المراجعة اللقطات زمنيًا. يعتمد تكامل EyeSuite Imaging والربط بملفات المرضى وتجهيز 3D على النظام والتراخيص المختارة. ولا تعني معلومات السلسلة تفعيل جميع هذه الوظائف أو توفرها في جميع البلدان.

المصادر والوثائق


الالتقاط دون ترك عصا التحكم

تجمع RM03 أدوات الالتقاط والتحكم بالإضاءة أمام عصا التحكم. ويتيح محدد المسار البصري إعادة 100% من الضوء إلى العدسات العينية.

المصادر والوثائق

الانتقال من الالتقاط إلى المراجعة

يعرض وضع الالتقاط المنطقة المرصودة وآخر صورة. ويستعرض وضع المراجعة صور الجلسة بترتيب زمني.



Imaging Module 910 · لقطة من المصنّع

صورة توضيحية من المصنّع: قد تختلف التهيئة المعروضة عن التهيئة المسلَّمة.

المصادر والوثائق

المصادر والوثائق

مصمم للممارسة اليومية

اختيار الوضع المستقل أوEyeSuite

تعرض CB01 البث على شاشة دون EyeSuite. ويعد تفعيل EyeSuite Imaging ومعالجة الصور ثلاثية الأبعاد خيارين منفصلين.

دون ترخيص ثلاثي الأبعاد تبقى المعالجة ثنائية الأبعاد؛ ويجب تأكيد التراخيص المعروضة.

المصادر والوثائق

الكاميرا والالتقاط: بيانات موثقة

واجهة الكاميرا: CoaXPress CXP المعدل: 30 صورة/ثانية صيغة الصور: JPG صيغة الفيديو: MP4 تسمح التعليمات في الوضع المستقل بشاشات FHD 1920 × 1080 وQHD 2560 × 1440 وUHD 3840 × 2160. عرض 4K محدود بـ30 صورة/ثانية. توثق هذه الدقات الشاشات المتوافقة، ولا تعني وعدًا بتوريد شاشة. يستخدم المسار أحادي العين الحزمة اليمنى؛ ويستخدم التجهيز المجسم المنفصل المسارين الأيسر والأيمن.

المصادر والوثائق

التركيب: أبعاد الوحدة لا المصباح

أبعاد كاميرا CM04 (الطول × العرض × الارتفاع): 173 × 127 × 82 mm التغذية الكهربائية: 100–240 V AC التردد: 50–60 Hz تذكر التعليمات وزن 4,5 kg لطقم IM 910 مع التغليف، لا الوزن الصافي للوحدة أو المصباح. أبعاد التغليف 380 × 270 × 130 mm، ولا تمثل الحيز البصري بعد التركيب. تُغذى الكاميرا بجهد 24 V DC / 420 mA، ولعلبة CB01 تغذية منفصلة. يجب اعتماد التركيب والتوافق من طاقم مدرب بالتنسيق مع ASEM.

المصادر والوثائق

تحديد النظام المتوافق

تصف التعليمات CM04 وRM03 وCB01 لجهاز BQ900 مع إضاءة LED المناسبة. ولا يُفترض إمكان استبدالها بوحدة لمصباح أوجيل آخر.

المصادر والوثائق

المواصفات الفنية والوثائق

العلامة التجارية
Haag-Streit

الطراز
Imaging Module 910

التقنية
نظام سريري متخصص

الاستخدام السريري
التصوير وOCT · التشخيص والقياسات الحيوية

التنزيلات والموارد

وثائق الشركة المصنعة

PDF · 2,975 kB

المصادر والوثائق

- _https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamp-imaging/imaging-module-910
  تم التحقق من المصدر في 06-10-2026
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamp%20imaging/IM%20910/Instructions%20for%20use/English/1500_7221019_04020_IFU_IM_910_01_en_web.pdf
  تم التحقق من المصدر في 06-10-2026
- _https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamp-imaging/imaging-module-910
  تم التحقق من المصدر في 17-10-2026
- _https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamp-imaging/imaging-module-910
  تم التحقق من المصدر في 30-08-2026
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamp%20imaging/IM%20910/Instructions%20for%20use/English/1500_7221019_04020_IFU_IM_910_01_en_web.pdf
  تم التحقق من المصدر في 18-10-2026
- _https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamp-imaging/imaging-module-910
  تم التحقق من المصدر في 18-10-2026
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamp%20imaging/IM%20910/Instructions%20for%20use/E

nglish/1500_7221019_04020_IFU_IM_910_01_en_web.pdf
تم التحقق من المصدر في 18-10-2026

- _https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamp-imaging/imaging-module-910
تم التحقق من المصدر في 18-10-2026
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamp%20imaging/IM%20910/Instructions%20for%20use/English/1500_7221019_04020_IFU_IM_910_01_en_web.pdf
تم التحقق من المصدر في 18-10-2026
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamp%20imaging/IM%20910/Instructions%20for%20use/English/1500_7221019_04020_IFU_IM_910_01_en_web.pdf
تم التحقق من المصدر في 18-10-2026
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamp%20imaging/IM%20910/Instructions%20for%20use/English/1500_7221019_04020_IFU_IM_910_01_en_web.pdf
تم التحقق من المصدر في 18-10-2026
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamp%20imaging/IM%20910/Instructions%20for%20use/English/1500_7221019_04020_IFU_IM_910_01_en_web.pdf
تم التحقق من المصدر في 18-10-2026
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamp%20imaging/IM%20910/Instructions%20for%20use/English/1500_7221019_04020_IFU_IM_910_01_en_web.pdf
تم التحقق من المصدر في 18-10-2026

أسئلتكم حول Imaging Module 910

أين أجد وثائق Imaging Module 910؟

وثائق الشركة المصنعة (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/haag-streit-remaining-20261006/im910-ifu-original.pdf

المصادر والوثائق

لأي مصباح شقي صُمم IM910؟

تحدد التعليمات تصميمه حصريًا لجهاز BQ900 مع إضاءة LED المطلوبة.

المصادر والوثائق

هل تعمل المعالجة ثلاثية الأبعاد دون ترخيص؟

لا. تحدد التعليمات معالجة ثنائية الأبعاد دون ترخيص، ومجسمة ثلاثية الأبعاد عند التفعيل الاختياري المناسب.

المصادر والوثائق

هل يمكن العرض دون EyeSuite؟

نعم. تتيح Connector BoxCB01 عرض بث مباشر على شاشة متصلة دون EyeSuite.

المصادر والوثائق

استكشف المجالات السريرية في كتالوج ASEM

تصفح المجالات القريبة في كتالوج ASEM. لا توسّع هذه الروابط استطلاعات هذا الجهاز.

التصوير وOCT | التشخيص والقياسات الحيوية

أكثر من جهاز، دعم مستمر

ناقش مشروعك مع ASEM: الاختيار والتركيب والتدريب والدعم الفني.



رسم توضيحي للخدمة

التركيب

ناقش شروط التركيب والتجهيز مع فريقنا الفني.

معرفة المزيد




رسم توضيحي للخدمة

التدريب

استفسر عن التدريب والتعريف بطريقة استخدام تجهيزاتك.

معرفة المزيد



رسم توضيحي للخدمة

خدمة ما بعد البيع

تواصل مع ASEM للحصول على المساعدة الفنية والدعم المناسبين لتجهيزاتك.

معرفة المزيد



رسم توضيحي للخدمة

استشارة متخصصة

اعرض احتياجاتك السريرية لمناقشة اختيار التجهيزات الملائمة.

معرفة المزيد

التواصل مع مختص | **استكشف جميع المنتجات** | **موقع الشركة المصنعة**

direction@asem-medical.com · +21320092281

إصدار الوثيقة: de7d37ac64b7