
ASEM MEDICAL



Catálogo de equipos oftalmológicos

63 equipos

Selección pública de equipos ASEM. Las especificaciones y las configuraciones disponibles deben confirmarse con el fabricante. Este catálogo no sustituye la documentación del fabricante.

Generado el 2026-11-09

Huvitz | ASEM

OCTavius



Cinco exploraciones en una plataforma de imagen oftalmológica.

Información verificada

Imagen multimodal

OCT, retinografía, angiografía, biometría y topografía.

huvitz.com · 2026-10-05

Adquisición OCT rápida

80.000 A-scans por segundo para la adquisición OCT.

huvitz.com · 2026-10-05

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HBM-1



Biometría óptica y topografía corneal para la evaluación preoperatoria.

Información verificada

Biometría óptica

Medición de longitud axial de 14 a 40 mm.

www.huvitz.com · 2026-10-05

Topografía de Plácido

24 anillos para cartografiar la superficie corneal.

www.huvitz.com · 2026-10-05

Cálculo de LIO

Cálculo de LIO y análisis de Zernike integrados.

www.huvitz.com · 2026-10-05

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HRK-9000A



Refracción y evaluación de la superficie ocular en un equipo.

Información verificada

Refracción automática

Esfera de −30 a +25 D; cilindro de hasta 12 D.

huvitz.com · 2026-10-05

Superficie ocular

Meibografía y análisis del tiempo de ruptura lagrimal.

huvitz.com · 2026-10-05

Queratometría periférica

Medición de curvatura corneal central y periférica.

huvitz.com · 2026-10-05

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · huvitz.com

Haag-Streit | ASEM

Eyestar 900



Biometría óptica y queratometría con EyeSuite.

Información verificada

Biometría OCT swept-source

Biometría OCT swept-source desde la córnea hasta la retina.

haag-streit.com · 2026-10-17

Cartografía corneal

Topografía y paquimetría para evaluar la córnea.

haag-streit.com · 2026-10-17

Adquisición automatizada

Adquisición automatizada diseñada para medir ambos ojos.

haag-streit.com · 2026-10-17

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Elara 900



Lámpara de hendidura con microscopio galileano y cinco aumentos.

Información verificada

Iluminación de hendidura por proyector

Iluminación por proyector para observar estructuras oculares.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Evaluación glandular infrarroja

Iluminación infrarroja para evaluar las glándulas de Meibomio.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Mandos motorizados de exploración

Control motorizado de altura del instrumento y aumento.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · us.haag-streit.com

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus RM64 — 3 instrumentos



Unidad de refracción para organizar 3 instrumentos.

Información verificada

Puesto de 3 instrumentos

Tablero para organizar 3 instrumentos de exploración.

www.fiso.info · 2026-10-17

Posicionamiento eléctrico

Ajuste eléctrico del tablero y del sillón.

www.fiso.info · 2026-10-17

Bloqueo electromagnético

Bloqueo del tablero y del brazo del foróptero.

www.fiso.info · 2026-10-17

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · www.fiso.info

GMV | ASEM

Plexr® Plus



Tecnología de plasma con 3 piezas de mano para distintas intensidades.

Información verificada

Tecnología de plasma

Energía aplicada mediante un arco de plasma localizado.

gruppogmv.com · 2026-10-17

3 piezas de mano

Tres piezas de mano: blanca, verde y roja.

gruppogmv.com · 2026-10-17

Aplicación sin contacto

Aplicación de energía sin contacto directo con la piel.

gruppogmv.com · 2026-10-17

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · gruppogmv.com

BVI Medical | ASEM

R-Evo Smart® CR



Facoemulsificación y vitrectomía anterior y posterior.

Información verificada

Cirugía combinada

Faco y vitrectomía anterior y posterior.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Doble sistema de aspiración

Elección entre bombas peristáltica y Venturi.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Faco por ultrasonidos

Emisión continua, pulsada o en ráfagas a unos 40 kHz.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · www.bvimedical.com

Haag-Streit | ASEM

METIS 900



Microscopio quirúrgico oftalmológico con zoom y enfoque vertical motorizados.

Información verificada

Reflejo rojo coaxial

Iluminación coaxial de reflejo rojo para visión quirúrgica.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Inclinación motorizada de visión

Inclinación motorizada para ajustar el ángulo de visión quirúrgica.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Controles manuales y por pedal

Control del zoom y enfoque con la mano o el pedal.

Según configuración

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · us.haag-streit.com

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus MS33 — 3 instrumentos



Unidad de refracción para organizar 3 instrumentos.

Información verificada

Puesto de 3 instrumentos

Tablero para organizar 3 instrumentos de exploración.

www.fiso.info · 2026-10-17

Posicionamiento eléctrico

Ajuste eléctrico del tablero y del sillón.

www.fiso.info · 2026-10-17

Bloqueo electromagnético

Bloqueo del tablero y del brazo del foróptero.

www.fiso.info · 2026-10-17

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus Curve



Unidad de refracción para organizar 2 instrumentos.

Información verificada

Puesto de 2 instrumentos

Tablero para organizar 2 instrumentos de exploración.

www.fiso.info · 2026-10-17

Elección del tablero

Versiones giratorias o deslizantes para dos instrumentos.

Según configuración

www.fiso.info · 2026-10-17

Bloqueo electromagnético

Bloqueo del tablero y del brazo del foróptero.

www.fiso.info · 2026-10-17

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · www.fiso.info

GMV | ASEM

Plexr® PRO



Tecnología de plasma con 2 piezas de mano para distintas intensidades.

Información verificada

Tecnología de plasma

Energía aplicada mediante un arco de plasma localizado.

gruppogmv.com · 2026-10-17

2 piezas de mano

Dos piezas de mano: P One y P Two.

gruppogmv.com · 2026-10-17

Aplicación sin contacto

Aplicación de energía sin contacto directo con la piel.

gruppogmv.com · 2026-10-17

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · gruppogmv.com

Echoson | ASEM

PIROP A+B+CCT



Biometría, ecografía y paquimetría en un escáner oftalmológico.

Información verificada

Biometría en modo A

Longitud axial y cálculo de potencia de lentes intraoculares.

echoson.pl · 2026-10-17

Ecografía en modo B

Imagen ecográfica de las estructuras del globo ocular.

echoson.pl · 2026-10-17

Paquimetría CCT

Medición ecográfica del espesor corneal.

echoson.pl · 2026-10-17

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · echoson.pl

Huvitz | ASEM

HTR-1A



Refracción, córnea y presión intraocular en una plataforma combinada.

Información verificada

Refracción y queratometría

Dos mediciones del examen refractivo combinadas.

huvitz.com · 2026-10-05

Tonometría sin contacto

Medición de presión intraocular sin contacto.

huvitz.com · 2026-10-05

Paquimetría corneal

Medición del espesor corneal en el mismo equipo.

huvitz.com · 2026-10-05

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HOCT-1 / HOCT-1F



OCT espectral y retinografía no midriática en una plataforma.

Información verificada

OCT espectral

Resolución axial de 7 µm para imagen OCT.

huvitz.com · 2026-10-05

Retinografía integrada

Fotografía de fondo de ojo sin dilatación pupilar.

Solo HOCT-1F

huvitz.com · 2026-10-05

Gestión de imágenes

Gestión de exploraciones con el software HIIS-1.

huvitz.com · 2026-10-05

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HFC-1



Retinografía no midriática con adquisición panorámica.

Información verificada

Imagen no midriática

Adquisición de imágenes retinianas con campo de 45°.

www.huvitz.com · 2026-10-05

Vista panorámica

Composición panorámica de imágenes del fondo de ojo.

www.huvitz.com · 2026-10-05

Pupilas pequeñas

Adquisición desde un diámetro pupilar de 3,3 mm.

www.huvitz.com · 2026-10-05

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HDR-9000



Foróptero digital para examen subjetivo y transferencia de medidas.

Información verificada

Refracción subjetiva

Esfera de −29 a +26,75 D para el examen visual.

huvitz.com · 2026-10-05

Corrección prismática

Potencia prismática de hasta 20 Δ.

huvitz.com · 2026-10-05

Conexión inalámbrica

Intercambio de datos por Wi-Fi o RS-232.

huvitz.com · 2026-10-05

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HVS-1



Cribado de refracción binocular a distancia.

Información verificada

Cribado binocular

Medición de la refracción de ambos ojos a distancia.

huvitz.com · 2026-10-05

Rango refractivo

Esfera de −8 a +8 D; cilindro de hasta 3 D.

huvitz.com · 2026-10-05

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HS-7500



Óptica galileana y cinco aumentos para el examen con lámpara de hendidura.

Información verificada

Cinco aumentos

6×, 10×, 16×, 25× y 40× para adaptar la observación.

huvitz.com · 2026-10-04

Hendidura de exploración

Apertura de hendidura de hasta 14 × 14 mm.

huvitz.com · 2026-10-04

Filtros de observación

Filtros azul cobalto y verde para la exploración.

huvitz.com · 2026-10-04

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HRK-8100A



Refracción automática con queratometría central y periférica.

Información verificada

Refracción automática

Esfera de −30 a +25 D; cilindro de hasta 12 D.

huvitz.com · 2026-10-05

Córnea periférica

Queratometría central y periférica en una exploración.

huvitz.com · 2026-10-05

Curvatura de lentes

Medición de la curvatura de lentes de contacto.

huvitz.com · 2026-10-05

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · huvitz.com

Haag-Streit | ASEM

Lenstar 900



Biómetro óptico con queratometría y software EyeSuite.

Información verificada

Biometría óptica OLCR

Mediciones axiales del ojo para apoyar la planificación de LIO.

haag-streit.com · 2026-10-17

Medición corneal en dos zonas

Queratometría en dos zonas para evaluar la curvatura corneal.

haag-streit.com · 2026-10-17

Planificación de LIO EyeSuite

Cálculo y selección de LIO en EyeSuite IOL.

Según configuración del software

haag-streit.com · 2026-10-17

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Refractor 900



Foróptero para refracción subjetiva con conectividad.

Información verificada

Refracción subjetiva

Ajustes de lentes para exámenes de refracción subjetiva.

haag-streit.com · 2026-10-17

Control de exploración táctil

Control de la exploración mediante un panel táctil.

haag-streit.com · 2026-10-17

Intercambio de datos clínicos

Intercambio de datos con equipos diagnósticos e historias clínicas.

Confirmar compatibilidad del sistema

haag-streit.com · 2026-10-17

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Octopus 900



Perimetría estática; otras funciones dependen de la configuración.

Información verificada

Perimetría estática de campo completo

Patrones estáticos para campos visuales centrales y periféricos.

haag-streit.com · 2026-10-17

Exploración cinética del campo

Pruebas cinéticas según la versión y la licencia.

Opción según la versión

haag-streit.com · 2026-10-17

Análisis global de progresión

Análisis global de progresión de campos visuales seriados.

haag-streit.com · 2026-10-17

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Octopus 600



Perímetro que combina perimetría estática SAP y Pulsar.

Información verificada

Perimetría estática central

Pruebas de campo central con estímulos blanco sobre blanco.

haag-streit.com · 2026-10-17

Análisis global de progresión

Revisión de campos seriados y de su progresión global.

haag-streit.com · 2026-10-17

Sin necesidad de sala oscura

Las exploraciones pueden realizarse fuera de una sala oscura.

haag-streit.com · 2026-10-17

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

BQ 900



Lámpara de hendidura con microscopio galileano, cinco aumentos e iluminación LED.

Información verificada

Óptica de microscopio galileano

Cinco niveles de aumento de 6,3× a 40×.

haag-streit.com · 2026-10-17

Iluminación LED de hendidura

Iluminación LED para la observación en lámpara de hendidura.

Versión LED

de.haag-streit.com · 2026-10-17

Opciones de imagen de hendidura

Captura de imágenes con un módulo IM 600 o IM 910.

Módulo de imagen opcional

haag-streit.com · 2026-10-17

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · www.haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

BI 900



Lámpara de hendidura con microscopio Kepler, dos aumentos e iluminación LED.

Información verificada

Óptica de microscopio Kepler

Dos aumentos, 10× y 16×, para la observación con hendidura.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Filtro de contraste integrado

Filtro integrado de realce de contraste para exámenes rutinarios.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Opciones de imagen de hendidura

Documentación de exámenes con el BI 900 Imaging Set.

Conjunto de imagen opcional

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · www.haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Imaging Module 910



Módulo de imagen para lámpara compatible; confirmar configuración con ASEM.

Información verificada

Captura asistida de imágenes

Exposición y diafragma automáticos facilitan la captura.

Requiere lámpara compatible

haag-streit.com · 2026-10-17

Controles de cámara accesibles

Controles de cámara e iluminación junto al joystick.

haag-streit.com · 2026-10-17

Dos modos de integración

Funcionamiento autónomo o integración en EyeSuite.

haag-streit.com · 2026-10-17

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · haag-streit.com

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus RM64 — 2 instrumentos



Unidad de refracción para organizar 2 instrumentos.

Información verificada

Puesto de 2 instrumentos

Tablero para organizar 2 instrumentos de exploración.

www.fiso.info · 2026-10-17

Posicionamiento eléctrico

Ajuste eléctrico del tablero y del sillón.

www.fiso.info · 2026-10-17

Bloqueo electromagnético

Bloqueo del tablero y del brazo del foróptero.

www.fiso.info · 2026-10-17

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus RM64 Compact — 3 instrumentos



Unidad de refracción para organizar 3 instrumentos.

Información verificada

Puesto de 3 instrumentos

Tablero para organizar 3 instrumentos de exploración.

www.fiso.info · 2026-10-17

Acceso en silla de ruedas

Tablero abatible para explorar al paciente en silla de ruedas.

www.fiso.info · 2026-10-17

Sillón de ajuste eléctrico

Sillón PRIMA con ajuste eléctrico de altura.

www.fiso.info · 2026-10-17

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus RM64 Compact — 2 instrumentos



Unidad de refracción para organizar 2 instrumentos.

Información verificada

Puesto de 2 instrumentos

Tablero para organizar 2 instrumentos de exploración.

www.fiso.info · 2026-10-17

Acceso en silla de ruedas

Tablero abatible para explorar al paciente en silla de ruedas.

www.fiso.info · 2026-10-17

Sillón de ajuste eléctrico

Sillón PRIMA con ajuste eléctrico de altura.

www.fiso.info · 2026-10-17

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus MS33 — 2 instrumentos



Unidad de refracción para organizar 2 instrumentos.

Información verificada

Puesto de 2 instrumentos

Tablero para organizar 2 instrumentos de exploración.

www.fiso.info · 2026-10-17

Posicionamiento eléctrico

Ajuste eléctrico del tablero y del sillón.

www.fiso.info · 2026-10-17

Bloqueo electromagnético

Bloqueo del tablero y del brazo del foróptero.

www.fiso.info · 2026-10-17

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus One



Unidad de refracción para organizar 1 instrumento.

Información verificada

Puesto de 1 instrumento

Tablero para organizar 1 instrumento de exploración.

www.fiso.info · 2026-10-17

Tablero de altura fija

Brazo con bloqueo mecánico en todas las posiciones.

www.fiso.info · 2026-10-17

Sillón de ajuste eléctrico

Sillón PRIMA con ajuste eléctrico de altura.

www.fiso.info · 2026-10-17

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus Two



Unidad de refracción para organizar 2 instrumentos.

Información verificada

Puesto de 2 instrumentos

Tablero para organizar 2 instrumentos de exploración.

www.fiso.info · 2026-10-17

Centrado de instrumentos

Tablero en V con mecanismo de centrado de instrumentos.

www.fiso.info · 2026-10-17

Sillón de ajuste eléctrico

Sillón PRIMA con ajuste eléctrico de altura.

www.fiso.info · 2026-10-17

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Panvisus Trio



Unidad de refracción para organizar 3 instrumentos.

Información verificada

Puesto de 3 instrumentos

Tablero para organizar 3 instrumentos de exploración.

www.fiso.info · 2026-10-17

Posicionamiento eléctrico

Ajuste eléctrico del tablero y del sillón.

www.fiso.info · 2026-10-17

Bloqueo electromagnético

Bloqueo del tablero y del brazo del foróptero.

www.fiso.info · 2026-10-17

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · www.fiso.info

BVI Medical | ASEM

R-Evo Smart® S



Facoemulsificación y vitrectomía anterior.

Información verificada

Segmento anterior

Facoemulsificación y vitrectomía anterior.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Doble sistema de aspiración

Elección entre bombas peristáltica y Venturi.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Faco por ultrasonidos

Emisión continua, pulsada o en ráfagas a unos 40 kHz.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · www.bvimedical.com

BVI Medical | ASEM

R-Evo Smart® E



Facoemulsificación y vitrectomía anterior.

Información verificada

Segmento anterior

Facoemulsificación y vitrectomía anterior.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Aspiración peristáltica

Aspiración mediante bomba peristáltica.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Faco por ultrasonidos

Emisión continua, pulsada o en ráfagas a unos 40 kHz.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · www.bvimedical.com

BVI Medical | ASEM

R-Evolution CR



Facoemulsificación y vitrectomía anterior y posterior.

Información verificada

Cirugía combinada

Faco y vitrectomía anterior y posterior.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Doble sistema de aspiración

Elección entre bombas peristáltica y Venturi.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Faco por ultrasonidos

Emisión continua, pulsada o en ráfagas a unos 40 kHz.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · www.bvimedical.com

BVI Medical | ASEM

R-Evolution



Plataforma de facoemulsificación con funciones quirúrgicas configurables.

Información verificada

Gestión de fluidos

Selección de aspiración basada en flujo o vacío.

Según configuración

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Emisión ultrasónica

Modos pulsados y en ráfagas para la facoemulsificación.

Según configuración

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Iluminación quirúrgica

Tres salidas LED independientes con filtros de color.

Según configuración

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · www.bvimedical.com

F.I.S.O. | ASEM

Table Hercule



Contacta con ASEM para obtener información verificada sobre este modelo.

Especificaciones técnicas pendientes de confirmación.

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Trial Lenses set with Metal Rim in Beech Wood Case



236 lentes de prueba para refracción subjetiva en estuche de madera.

Información verificada

Refracción subjetiva

Juego de lentes de prueba para componer la corrección óptica.

www.fiso.info · 2026-10-05

236 lentes de prueba

Conjunto de 236 lentes en estuche de madera.

www.fiso.info · 2026-10-05

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

51-B – 236 B Ensembles de lentilles d'essai



236 lentes de prueba para refracción subjetiva en estuche ABS.

Información verificada

Refracción subjetiva

Juego de lentes de prueba para componer la corrección óptica.

www.fiso.info · 2026-10-05

236 lentes de prueba

Conjunto de 236 lentes en estuche ABS.

www.fiso.info · 2026-10-05

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

lit chirurgical 77FY



Sillón operatorio articulado para cirugía ambulatoria.

Información verificada

Posicionamiento quirúrgico

Ajustes del respaldo, las piernas y la inclinación.

www.frastema.com · 2026-10-05

Movilidad y frenado

Ruedas orientables con frenado mediante pedal.

www.frastema.com · 2026-10-05

Alimentación adaptable

Versión de red o batería de 24 V según configuración.

Según configuración

www.frastema.com · 2026-10-05

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

92-FA



Taburete con ruedas y asiento regulable para el puesto de consulta.

Información verificada

Altura neumática

El mecanismo neumático regula el asiento de 52 a 72 cm.

Taburete FISO 92-FA. Tapizado y configuración de entrega por confirmar.

fiso.info · 2026-10-18

Asiento redondo acolchado

Un asiento redondo acolchado de 33 cm de diámetro.

fiso.info · 2026-10-18

Base de cinco brazos

Base cromada de 50 cm, equipada con ruedas.

fiso.info · 2026-10-18

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Panvisus Rondo



Unidad Panvisus Rondo para dos instrumentos, según configuración.

Información verificada

Dos instrumentos reunidos

Superficie para dos instrumentos en la gama Rondo.

Características comunes a la gama Panvisus Rondo. Referencia del tablero, ajuste de altura y accesorios por confirmar.

www.fiso.info · 2026-10-18

Elección de tablero

Tablero en V o deslizante, según la referencia.

www.fiso.info · 2026-10-18

Altura según referencia

Tablero fijo o con ajuste eléctrico, según la versión.

www.fiso.info · 2026-10-18

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · www.fiso.info

Huvitz | ASEM

Réfracteur HDR-7100P



Foróptero para examen subjetivo de lejos y de cerca.

Información verificada

Refracción subjetiva

Esfera de −29 a +26,75 D para el examen visual.

huvitz.com · 2026-10-05

Visión próxima

Distancia de trabajo regulable de 35 a 70 cm.

huvitz.com · 2026-10-05

Corrección prismática

Potencia prismática de hasta 20 Δ.

huvitz.com · 2026-10-05

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · huvitz.com

Haag-Streit | ASEM

Lampe à fente BM-900



Lámpara de hendidura con microscopio Kepler y aumentos 10× y 16×.

Información verificada

Óptica de microscopio Kepler

Dos aumentos, 10× y 16×, para la observación con hendidura.

haag-streit.com · 2026-10-17

Iluminación LED de hendidura

Iluminación LED para la observación en lámpara de hendidura.

Versión LED

jp.haag-streit.com · 2026-10-17

Posicionamiento con una mano

Palanca con una mano para posicionar tres ejes del instrumento.

jp.haag-streit.com · 2026-10-17

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · haag-streit.com

Huvitz | ASEM

Frontofocometre Digital



Medición de lentes oftálmicas y de contacto con tecnología Hartmann.

Información verificada

Análisis Hartmann

Medición de potencia esférica, cilíndrica y prismática.

huvitz.com · 2026-10-05

Lentes de contacto

Medición de lentes de contacto rígidas y blandas.

huvitz.com · 2026-10-05

Amplio rango óptico

Esfera de −25 a +25 D; cilindro de hasta 10 D.

huvitz.com · 2026-10-05

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HIIS-1 (HIS-1)



Software para consultar exámenes de equipos compatibles.

Información verificada

Vista de un examen

Visualización de un examen para consultar sus datos.

El folleto utiliza HIS-1 y HIIS-1. Versión, licencias, módulos y equipos conectados por confirmar.

optomedical.eu · 2026-10-18

Vista de seis exámenes

Vista de seis exámenes para relacionar los resultados.

optomedical.eu · 2026-10-18

Intercambio DICOM

Protocolo DICOM para intercambiar con sistemas compatibles.

optomedical.eu · 2026-10-18

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · optomedical.eu

Haag-Streit | ASEM

AT 900



Tonómetro de aplanación Goldmann de la gama AT 900.

Información verificada

Principio Goldmann

Medición de la presión intraocular mediante aplanación.

Características comunes a la gama AT 900. Fijación R, T o BQ y compatibilidad con la lámpara de hendidura por confirmar.

uk.haag-streit.com · 2026-10-18

Intervalo de medición

Intervalo de presión documentado de 0 a 80 mmHg.

uk.haag-streit.com · 2026-10-18

Fijación por confirmar

Fijación R, T o BQ y compatibilidad por confirmar.

uk.haag-streit.com · 2026-10-18

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · uk.haag-streit.com

Huvitz | ASEM

Auto-réfkeratomètre HRK-1



Refracción, queratometría y ayuda a la adaptación de lentes de contacto.

Información verificada

Refracción y córnea

Refractometría y queratometría en un solo equipo.

huvitz.com · 2026-10-05

Adaptación de lentes

Ayuda a la adaptación de lentes de contacto.

huvitz.com · 2026-10-05

Seguimiento vertical

Seguimiento vertical de posición en ±15 mm.

huvitz.com · 2026-10-05

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · www.huvitz.com

Huvitz | ASEM

Frontofocometre HLM-7000P



Medición de lentes oftálmicas y de contacto.

Información verificada

Medición de lentes oftálmicas

Medición de potencia esférica, cilíndrica y prismática.

huvitz.com · 2026-10-05

Lentes de contacto

Medición de lentes de contacto rígidas y blandas.

huvitz.com · 2026-10-05

Amplio rango óptico

Esfera de −25 a +25 D; cilindro de hasta 10 D.

huvitz.com · 2026-10-05

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · huvitz.com

Huvitz | ASEM

Projecteur de test HCP-7000



Proyector LED para pruebas visuales en consulta.

Información verificada

Pruebas visuales variadas

41 optotipos y 34 máscaras de presentación.

huvitz.com · 2026-10-05

Proyección LED

Fuente LED para la proyección de optotipos.

huvitz.com · 2026-10-05

Distancia de exploración

Proyección para distancias de exploración de 2,5–8 m.

huvitz.com · 2026-10-05

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · huvitz.com

Huvitz | ASEM

Ecran Numérique HDC-9100N/PF



Optotipos digitales en pantalla LCD Full HD.

Información verificada

Optotipos Full HD

Pantalla LCD de 24 pulgadas con resolución 1920 × 1080.

huvitz.com · 2026-10-05

Distancia de exploración

Presentación de pruebas visuales a distancias de hasta 6 m.

huvitz.com · 2026-10-05

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · huvitz.com

Huvitz | ASEM

Champ visuel HVF-100



Evaluación del campo visual con perimetría estática blanco sobre blanco.

Información verificada

Perimetría estática

Exploración del campo visual blanco sobre blanco.

huvitz.com · 2026-10-05

Campo de hasta 90°

Exploración perimétrica de campos de hasta 90°.

huvitz.com · 2026-10-05

Estímulo Goldmann III

Estímulo de tamaño Goldmann III para pruebas de campo visual.

huvitz.com · 2026-10-05

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · huvitz.com

Huvitz | ASEM

Tonomètre à air HNT-1/1P



Tonometría sin contacto para medir la presión intraocular.

Información verificada

Tonometría sin contacto

Medición de presión intraocular sin contacto.

huvitz.com · 2026-10-05

Rango de presión

Medición de presión en el rango de 0–60 mmHg.

huvitz.com · 2026-10-05

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · huvitz.com

Huvitz | ASEM

Topographe Optique Cornéen Complet



Topografía corneal con queratometría y análisis de Zernike.

Información verificada

Cartografía corneal

Cartografía topográfica de la superficie corneal.

huvitz.com · 2026-10-05

Análisis de Zernike

Análisis de aberraciones corneales mediante Zernike.

huvitz.com · 2026-10-05

Queratometría integrada

Medición de curvatura corneal en la misma exploración.

huvitz.com · 2026-10-05

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · huvitz.com

F.I.S.O. | ASEM

Unité 2 postes



Contacta con ASEM para obtener información verificada sobre este modelo.

Especificaciones técnicas pendientes de confirmación.

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · www.fiso.info

Haag-Streit | ASEM

EIBOS 2



Accesorio de visualización de fondo de ojo de gran ángulo para microscopio compatible.

Información verificada

Visión gran angular sin contacto

Visión de fondo de ojo de gran ángulo mediante microscopio quirúrgico.

Requiere microscopio compatible

haag-streit.com · 2026-10-17

Inversor de imagen integrado

Enfoque e inversor de imagen integrados en un sistema.

haag-streit.com · 2026-10-17

Ajuste manual del enfoque

Palancas laterales para ajustar el enfoque manualmente.

haag-streit.com · 2026-10-17

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · haag-streit.com

Huvitz | ASEM

Huvitz HS-7000 — lámpara de hendidura



Lámpara de hendidura galileana con cinco niveles de aumento.

Información verificada

Cinco aumentos

6×, 10×, 16×, 25× y 40× para adaptar la observación.

huvitz.com · 2026-10-06

Hendidura de exploración

Apertura de hendidura de hasta 14 × 14 mm.

huvitz.com · 2026-10-06

Filtros de observación

Filtros azul cobalto y verde para la exploración.

huvitz.com · 2026-10-06

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · www.huvitz.com

Huvitz | ASEM

Huvitz HS-5000 — lámpara de hendidura



Lámpara de hendidura con iluminación de torre y óptica galileana.

Información verificada

Cinco aumentos

6,5×, 11×, 16×, 23,2× y 39,3× para adaptar la observación.

huvitz.com · 2026-10-06

Hendidura de exploración

Apertura de hendidura de hasta 14 × 14 mm.

huvitz.com · 2026-10-06

Iluminación de torre

Inclinación escalonada de iluminación de 0° a 20°.

huvitz.com · 2026-10-06

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · www.huvitz.com

Huvitz | ASEM

Huvitz HS-5500 — lámpara de hendidura



Iluminación integrada y óptica galileana para lámpara de hendidura.

Información verificada

Cinco aumentos

6,5×, 11×, 16×, 23,2× y 39,3× para adaptar la observación.

huvitz.com · 2026-10-06

Hendidura de exploración

Apertura de hendidura de hasta 14 × 14 mm.

huvitz.com · 2026-10-06

Iluminación integrada

Inclinación continua de iluminación de 0° a 20°.

huvitz.com · 2026-10-06

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · www.huvitz.com

Huvitz | ASEM

Huvitz HDC-7000 — sistema de pruebas visuales



Pruebas visuales digitales para refracción y visión binocular.

Información verificada

Visión binocular

Pruebas de estereopsis, fusión y disparidad de fijación.

www.huvitz.com · 2026-10-06

Pruebas personalizables

Contraste, máscaras, rojo/verde y presentación en espejo.

www.huvitz.com · 2026-10-06

Instalación en PC

Pruebas en PC y pantalla compatibles por definir.

PC y pantalla por separado

www.huvitz.com · 2026-10-06

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · www.huvitz.com

Huvitz | ASEM

Huvitz CIT-4000 — mesa motorizada



Mesa motorizada para posicionar instrumentos de exploración.

Información verificada

Ajuste motorizado

Ajuste eléctrico de la altura del instrumento.

www.huvitz.com · 2026-10-06

Movilidad en consulta

Ruedas para mover la mesa entre puestos de exploración.

www.huvitz.com · 2026-10-06

Control adaptable

Control manual o por pedal según la versión.

Según configuración

www.huvitz.com · 2026-10-06

Ver detalles

Consultar la fuente del fabricante · www.huvitz.com