Unidades de refracción

Easyvisus MS33 — 3 instrumentos

Unidad de refracción para organizar 3 instrumentos.

Easyvisus MS33 para tres instrumentos tiene mesa de rotación manual y altura eléctrica. LCD y joystick controlan los movimientos verticales de mesa y sillón y el bloqueo. PRIMA eléctrico, luces LED y base con patas regulables completan el equipamiento documentado. No se anuncia posicionamiento automático de mesa para esta MS33.



Easyvisus MS33 · Vista del equipo

Fuentes y documentación

Solicitar un presupuesto

Ver producto

Generado el 2026-11-09

> Esta ficha de producto está elaborada por ASEM. No sustituye a la documentación oficial ni a las instrucciones de uso del fabricante.

Ventajas principales

Puesto de 3 instrumentos

Tablero para organizar 3 instrumentos de exploración.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17

Posicionamiento eléctrico

Ajuste eléctrico del tablero y del sillón.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17

Bloqueo electromagnético

Bloqueo del tablero y del brazo del foróptero.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17

Organizar el puesto Easyvisus MS33 — 3 instrumentos

La vista del fabricante muestra la configuración exacta del puesto y el acceso a los instrumentos.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-08-30


Posicionar la superficie de trabajo

El movimiento documentado de la superficie de trabajo facilita pasar de un equipo a otro en Easyvisus MS33 — 3 instrumentos.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-08-30

Planificar la instalación

El esquema oficial precisa el espacio ocupado y ayuda a preparar la instalación de Easyvisus MS33 — 3 instrumentos.



Easyvisus MS33 · Plano de instalación

Fuentes y documentación

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-08-30

Ergonomía

Una disposición diseñada en torno al puesto de consulta.

Instrumentos organizados

Los equipos encuentran su lugar en una unidad específica.

Ajustes del puesto

Los movimientos disponibles facilitan adaptar la configuración.

Prestaciones en la práctica

Unidad de refracción

Fuentes y documentación

Diseñado para un flujo de trabajo más fluido

Una mesa adaptada a los instrumentos elegidos

La referencia estándar 400300 tiene rotación manual para tres instrumentos y altura eléctrica. El fabricante no describe una variante de posicionamiento automático. Tres plazas no significa tres aparatos incluidos: instrumentos y soportes deben definirse en la configuración ASEM.

Fuentes y documentación

Controles y posicionamiento documentados

El panel LCD permite personalizar el logotipo. El joystick controla la subida y bajada del sillón y mesa y el bloqueo. El fabricante documenta bloqueo electromagnético de mesa giratoria y brazo. La altura motorizada es independiente del modo de rotación o deslizamiento elegido.

Fuentes y documentación

Diseñado para la práctica diaria

Sillón de serie y accesorios opcionales

El PRIMA de serie tiene altura eléctrica y polipiel negra, sin reposapiés. El reposapiés abatible, otros tapizados y la sustitución por otro sillón son opciones documentadas que deben confirmarse en el presupuesto ASEM. Las fotos pueden mostrar reposapiés, brazo de foróptero u otros accesorios opcionales; su visibilidad no demuestra inclusión. Los aparatos y accesorios deben identificarse por separado.

Fuentes y documentación

Iluminación y alimentación de los instrumentos

El mástil de aluminio incorpora iluminación ambiental LED regulable, luz de lectura LED y soporte para proyector de pruebas. La unidad principal tiene alimentación para el transformador de la lámpara de hendidura. La base de acero pintado lleva patas regulables. Las fuentes adicionales para instrumentos son accesorios, no se consideran incluidas automáticamente. No se extrapola tensión ni frecuencia de entrada de toda la unidad.

Fuentes y documentación



Easyvisus MS33 · Vista del equipo

Fuentes y documentación



Easyvisus MS33 · Vista del equipo

Fuentes y documentación

Instalación y elección de la configuración

400300S para zurdos es opcional. El plano de 400300 identifica la altura del mástil; no se utiliza como altura global ni recorrido de mesa. Las páginas no indican peso, frecuencia ni rango numérico de altura. La distribución de la consulta, accesorios y aparatos deben confirmarse con ASEM.

Fuentes y documentación

Especificaciones técnicas y documentación

Marca
F.I.S.O.

Modelo
Easyvisus MS33 — 3 instrumentos

Tecnología
Unidad de refracción

Uso clínico
Tecnologías especializadas

Capacidad de instrumentos
3

Fuentes y documentación

Altura del sillón
Ajuste eléctrico; sillón Prima de serie

Reposapiés y otros sillones opcionales: no se presuponen instalados.

Fuentes y documentación

Altura de la mesa
Ajuste eléctrico

Fuentes y documentación

Bloqueo de la mesa
Mesa y brazo: bloqueo electromagnético

Fuentes y documentación

Movimiento de la mesa
Rotación manual; posicionamiento automático según referencia

Elección de configuración del fabricante; no se presupone instalada ninguna opción automática.

Fuentes y documentación

Iluminación del puesto

LED ambiental · LED de lectura

Fuentes y documentación

Controles

Panel LCD; joystick para ajustes y bloqueo

Fuentes y documentación


Base

Acero pintado; patas ajustables

Fuentes y documentación

Reposapiés y otros sillones opcionales: no se presuponen instalados.

Elección de configuración del fabricante; no se presupone instalada ninguna opción automática.



Easyvisus MS33 · Plano de instalación

Fuentes y documentación

Descargas y recursos

Documentación del fabricante

PDF · 15,672 kB

Fuentes y documentación

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-ms33-unit-3-instruments_450/
  Fuente comprobada el 2026-10-05
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-ms33-unit-3-instruments_450/
  Fuente comprobada el 2026-10-06
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-06
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-ms33-unit-3-instruments_450/
  Fuente comprobada el 2026-10-17

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-ms33-unit-3-instruments_450/
  Fuente comprobada el 2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-18

Sus preguntas sobre Easyvisus MS33 — 3 instrumentos

¿Cuál es la Capacidad de instrumentos documentada de Easyvisus MS33 — 3 instrumentos?

3

Fuentes y documentación

¿Cuál es la Altura del sillón documentada de Easyvisus MS33 — 3 instrumentos?

Ajuste eléctrico; sillón Prima de serie — Reposapiés y otros sillones opcionales: no se presuponen instalados.

Fuentes y documentación

¿Qué configuración debo confirmar para Easyvisus MS33 — 3 instrumentos?

Reposapiés y otros sillones opcionales: no se presuponen instalados.

Fuentes y documentación

¿Dónde puedo encontrar la documentación de Easyvisus MS33 — 3 instrumentos?

Documentación del fabricante (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

Fuentes y documentación

¿El MS33 para tres instrumentos tiene rotación automática?

La configuración 400300 descrita tiene rotación manual y ajuste eléctrico de altura. No debe atribuírsele el posicionamiento automático de los modelos RM64.

Fuentes y documentación

¿Existe una versión para zurdos?

El folleto identifica la variante para zurdos 400300S como opción. La elección del asiento y de la lateralidad debe especificarse en la propuesta.

Fuentes y documentación

¿Qué asiento se describe en la configuración estándar?

El asiento PRIMA se describe con ajuste eléctrico de altura, tapizado negro y sin reposapiés. El reposapiés y los demás modelos de asiento son accesorios o variantes.

Fuentes y documentación

Productos relacionados



Panvisus Rondo

F.I.S.O.

Unidades de refracción

Unidad Panvisus Rondo para dos instrumentos, según configuración.

Ver producto



Easyvisus Curve

F.I.S.O.

Unidades de refracción

Unidad de refracción para organizar 2 instrumentos.

Ver producto



Easyvisus MS33 — 2 instrumentos

F.I.S.O.

Unidades de refracción

Unidad de refracción para organizar 2 instrumentos.

Ver producto



Easyvisus One

F.I.S.O.

Unidades de refracción

Unidad de refracción para organizar 1 instrumento.

Ver producto

Explore el catálogo clínico de ASEM

Consulte áreas relacionadas del catálogo ASEM. Estos enlaces no amplían las indicaciones de este equipo.

Tecnologías especializadas

Más que un equipo, una colaboración a largo plazo

Comente su proyecto con ASEM: selección de equipos, instalación, formación y asistencia técnica.



Ilustración del servicio

Instalación

Comente los requisitos de instalación y la configuración con nuestro equipo técnico.

Más información



Ilustración del servicio

Formación

Consulte la formación y la familiarización disponibles para su equipo.

Más información




Ilustración del servicio

Servicio posventa

Contacte con ASEM para recibir asistencia técnica y el apoyo adecuado para su equipo.

Más información



Ilustración del servicio

Asesoramiento especializado

Cuéntenos sus necesidades clínicas para estudiar una selección de equipos adecuada.

Más información

Contactar con un especialista

Explorar todos los productos

Sitio web del fabricante

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Versión del documento: 8a85dd2f3cd8