Unidades de refracción

Easyvisus One

Unidad de refracción para organizar 1 instrumento.

Easyvisus One es una unidad F.I.S.O. de altura fija para un instrumento. El brazo se bloquea mecánicamente en cualquier posición. PRIMA estándar tiene altura eléctrica, sin rotación ni reposapiés. El fabricante anuncia 100 cm de ancho para 400100; los instrumentos y accesorios fotografiados deben comprobarse en la configuración ASEM.



Easyvisus One · Vista del equipo

Fuentes y documentación

Solicitar un presupuesto

Ver producto

Generado el 2026-11-09

> Esta ficha de producto está elaborada por ASEM. No sustituye a la documentación oficial ni a las instrucciones de uso del fabricante.

Ventajas principales

Puesto de 1 instrumento

Tablero para organizar 1 instrumento de exploración.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17

Tablero de altura fija

Brazo con bloqueo mecánico en todas las posiciones.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17

Sillón de ajuste eléctrico

Sillón PRIMA con ajuste eléctrico de altura.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17

Organizar el puesto Easyvisus One

La vista del fabricante muestra la configuración exacta del puesto y el acceso a los instrumentos.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-08-30


Posicionar la superficie de trabajo

El movimiento documentado de la superficie de trabajo facilita pasar de un equipo a otro en Easyvisus One.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-08-30

Planificar la instalación

El esquema oficial precisa el espacio ocupado y ayuda a preparar la instalación de Easyvisus One.



Easyvisus One · Plano de instalación

Fuentes y documentación

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-08-30

Ergonomía

Una disposición diseñada en torno al puesto de consulta.

Instrumentos organizados

Los equipos encuentran su lugar en una unidad específica.

Ajustes del puesto

Los movimientos disponibles facilitan adaptar la configuración.

Prestaciones en la práctica

Unidad de refracción

Fuentes y documentación

Diseñado para un flujo de trabajo más fluido

Una mesa adaptada a los instrumentos elegidos

400100 estándar tiene mesa de altura fija para un instrumento. El tablero no se presenta como regulable eléctricamente. Una plaza no significa que se entregue el aparato con la unidad. 400100S para zurdos es opcional y debe especificarse por separado.

Fuentes y documentación

Controles y posicionamiento documentados

El brazo se bloquea mecánicamente, no electromagnéticamente, en cualquier posición. El sillón estándar tiene altura eléctrica y no gira. La rotación de 360° y el reposapiés pertenecen a versiones opcionales de PRIMA y no se atribuyen al estándar. El pedal de subida y bajada también es accesorio.

Fuentes y documentación

Diseñado para la práctica diaria

Sillón de serie y accesorios opcionales

PRIMA estándar tiene altura eléctrica y polipiel negra, sin rotación ni reposapiés. Rotación, reposapiés abatible y otro modelo de sillón son opciones, no características de serie. Las fotos pueden mostrar reposapiés, brazo de foróptero y otros opcionales; su visibilidad no demuestra inclusión. Aparatos y accesorios deben identificarse por separado.

Fuentes y documentación

Iluminación y alimentación de los instrumentos

El folleto documenta 230 V para el instrumento: no describe la tensión de entrada ni el consumo de toda la unidad. El mástil tiene luz de lectura LED y soporte de proyector. No se añaden luz ambiental LED ni LCD por analogía con otros Easyvisus. Las necesidades de conexión deben comprobarse con ASEM.

Fuentes y documentación



Easyvisus One · Vista del equipo

Fuentes y documentación



Easyvisus One · Vista del equipo

Fuentes y documentación

Instalación y elección de la configuración

El ancho de 100 cm se anuncia expresamente para 400100. Las otras cotas describen la distribución y posiciones, no se convierten en altura total, profundidad única ni rango de ajuste. Aquí no se indican peso ni frecuencia. Espacios libres, versión diestra o zurda y accesorios deben confirmarse según la instalación real.

Fuentes y documentación

Especificaciones técnicas y documentación

Marca
F.I.S.O.

Modelo
Easyvisus One

Tecnología
Unidad de refracción

Uso clínico
Tecnologías especializadas

Capacidad de instrumentos
1

Fuentes y documentación

Altura del sillón
Ajuste eléctrico; sillón Prima de serie

Reposapiés y otros sillones opcionales: no se presuponen instalados.

Fuentes y documentación

Altura de la mesa
Altura fija

Fuentes y documentación


Bloqueo de la mesa
Brazo del refractor: bloqueo mecánico

Fuentes y documentación

Iluminación del puesto
LED de lectura

Fuentes y documentación

Reposapiés y otros sillones opcionales: no se presuponen instalados.



Easyvisus One · Plano de instalación

Fuentes y documentación

Descargas y recursos

Documentación del fabricante

PDF · 15,672 kB

Fuentes y documentación

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-one_453/
  Fuente comprobada el 2026-10-05
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-one_453/
  Fuente comprobada el 2026-10-06
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-06
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-one_453/
  Fuente comprobada el 2026-10-17
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-one_453/
  Fuente comprobada el 2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-18

Sus preguntas sobre Easyvisus One

¿Cuál es la Capacidad de instrumentos documentada de Easyvisus One?

1

Fuentes y documentación

¿Cuál es la Altura del sillón documentada de Easyvisus One?

Ajuste eléctrico; sillón Prima de serie — Reposapiés y otros sillones opcionales: no se presuponen instalados.

Fuentes y documentación

¿Qué configuración debo confirmar para Easyvisus One?

Reposapiés y otros sillones opcionales: no se presuponen instalados.

Fuentes y documentación

¿Dónde puedo encontrar la documentación de Easyvisus One?

Documentación del fabricante (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

Fuentes y documentación

¿Cuántos instrumentos admite el tablero?

El Easyvisus One 400100 está documentado para un instrumento, sobre un tablero de altura fija con bloqueo mecánico del brazo. No es una unidad de dos puestos.

Fuentes y documentación

¿El asiento PRIMA gira en la configuración estándar?

La configuración estándar describe un asiento PRIMA sin rotación ni reposapiés, con altura eléctrica. La rotación de 360° del PRIMA figura como opción.

Fuentes y documentación

¿Qué alimentación del instrumento se indica?

El folleto indica una alimentación de 230 V para el instrumento. Este dato no es una potencia consumida ni confirma la compatibilidad con cualquier equipo.

Fuentes y documentación

Productos relacionados



Panvisus Rondo

F.I.S.O.

Unidades de refracción

Unidad Panvisus Rondo para dos instrumentos, según configuración.

Ver producto



Easyvisus Curve

F.I.S.O.

Unidades de refracción

Unidad de refracción para organizar 2 instrumentos.

Ver producto



Easyvisus MS33 — 2 instrumentos

F.I.S.O.

Unidades de refracción

Unidad de refracción para organizar 2 instrumentos.

Ver producto



Easyvisus MS33 — 3 instrumentos

F.I.S.O.

Unidades de refracción

Unidad de refracción para organizar 3 instrumentos.

Ver producto

Explore el catálogo clínico de ASEM

Consulte áreas relacionadas del catálogo ASEM. Estos enlaces no amplían las indicaciones de este equipo.

Tecnologías especializadas

Más que un equipo, una colaboración a largo plazo

Comente su proyecto con ASEM: selección de equipos, instalación, formación y asistencia técnica.



Ilustración del servicio

Instalación

Comente los requisitos de instalación y la configuración con nuestro equipo técnico.

Más información



Ilustración del servicio

Formación

Consulte la formación y la familiarización disponibles para su equipo.

Más información




Ilustración del servicio

Servicio posventa

Contacte con ASEM para recibir asistencia técnica y el apoyo adecuado para su equipo.

Más información



Ilustración del servicio

Asesoramiento especializado

Cuéntenos sus necesidades clínicas para estudiar una selección de equipos adecuada.

Más información

Contactar con un especialista

Explorar todos los productos

Sitio web del fabricante

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Versión del documento: 141a3c411868