Unidades de refracción

Easyvisus RM64 — 3 instrumentos

Unidad de refracción para organizar 3 instrumentos.

Easyvisus RM64 para tres instrumentos es una unidad F.I.S.O. con mesa de altura regulable eléctricamente. El catálogo distingue rotación manual y posicionamiento automático según la referencia. El escritorio con cajón para bandeja de 236 lentes de prueba, panel LCD y sillón PRIMA eléctrico organizan la consulta. Instrumentos, lentes y accesorios opcionales deben precisarse en el presupuesto ASEM.



Easyvisus RM64 · Vista del equipo

Fuentes y documentación

Solicitar un presupuesto

Ver producto

Generado el 2026-11-09

> Esta ficha de producto está elaborada por ASEM. No sustituye a la documentación oficial ni a las instrucciones de uso del fabricante.

Ventajas principales

Puesto de 3 instrumentos

Tablero para organizar 3 instrumentos de exploración.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17

Posicionamiento eléctrico

Ajuste eléctrico del tablero y del sillón.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17

Bloqueo electromagnético

Bloqueo del tablero y del brazo del foróptero.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17

Tres instrumentos

Mesa giratoria manual o con posicionamiento automático según configuración.

Altura eléctrica

Regulación eléctrica de la mesa y del sillón PRIMA.

Control centralizado

Joystick para controlar los movimientos y el bloqueo de la mesa.

Prestaciones en la práctica

Unidad de refracción

Fuentes y documentación

Diseñado para un flujo de trabajo más fluido

Organizar tres equipos

Reúna los instrumentos necesarios en torno a un único puesto de consulta.



Easyvisus RM64 · Detalle del dispositivo

Fuentes y documentación

Fuentes y documentación

Adaptar el puesto

Los ajustes eléctricos ayudan a posicionar al paciente y al profesional.




Easyvisus RM64 · Vista del equipo

Fuentes y documentación

Fuentes y documentación

Equipar el entorno

La iluminación LED, el soporte de proyector y la alimentación de la lámpara de hendidura completan la unidad.



Easyvisus RM64 · Plano de instalación

Fuentes y documentación

Fuentes y documentación

Una mesa adaptada a los instrumentos elegidos

La referencia 400700 tiene mesa de rotación manual para tres instrumentos. La 400785 utiliza posicionamiento automático para tres instrumentos. Ambas regulan la altura eléctricamente e incluyen un escritorio con cajón para bandeja de 236 lentes de prueba. La capacidad no garantiza que se suministren las lentes ni los tres aparatos.

Fuentes y documentación

Controles y posicionamiento documentados

El panel LCD permite personalizar el logotipo. El joystick controla la subida y bajada del sillón y mesa y el bloqueo. El fabricante documenta bloqueo electromagnético de mesa giratoria y brazo. La altura motorizada es independiente del modo de rotación o deslizamiento elegido.

Fuentes y documentación

Diseñado para la práctica diaria

Sillón de serie y accesorios opcionales

El PRIMA de serie tiene altura eléctrica y polipiel negra, sin reposapiés. El reposapiés abatible, otros tapizados y la sustitución por otro sillón son opciones documentadas que deben confirmarse en el presupuesto ASEM. Las fotos pueden mostrar reposapiés, brazo de foróptero u otros accesorios opcionales; su visibilidad no demuestra inclusión. Los aparatos y accesorios deben identificarse por separado.

Fuentes y documentación

Iluminación y alimentación de los instrumentos

El mástil de aluminio incorpora iluminación ambiental LED regulable, luz de lectura LED y soporte para proyector de pruebas. La unidad principal tiene alimentación para el transformador de la lámpara de hendidura. La base de acero pintado lleva patas regulables. Las fuentes adicionales para instrumentos son accesorios, no se consideran incluidas automáticamente. No se extrapola tensión ni frecuencia de entrada de toda la unidad.

Fuentes y documentación



Easyvisus RM64 · Vista del equipo

Fuentes y documentación

Instalación y elección de la configuración

La mesa manual tiene opción para zurdos 400700S. El posicionamiento automático 400785 solo se ofrece para diestros. Sus planos son distintos y no se fusionan en una dimensión global. Estas páginas no indican peso, frecuencia eléctrica ni rango numérico de altura. La configuración, acceso e instrumentos deben confirmarse con ASEM.

Fuentes y documentación

Especificaciones técnicas y documentación

Marca
F.I.S.O.

Modelo
Easyvisus RM64 — 3 instrumentos

Tecnología
Unidad de refracción

Uso clínico
Tecnologías especializadas

Capacidad
3 instrumentos

Mesa
Giratoria manual o con posicionamiento automático

Capacidad de instrumentos
3

Fuentes y documentación

Altura del sillón
Ajuste eléctrico; sillón Prima de serie

Reposapiés y otros sillones opcionales: no se presuponen instalados.

Fuentes y documentación

Altura de la mesa
Ajuste eléctrico

Fuentes y documentación

Bloqueo de la mesa
Mesa y brazo: bloqueo electromagnético

Fuentes y documentación

Movimiento de la mesa

Rotación manual; posicionamiento automático según referencia

Elección de configuración del fabricante; no se presupone instalada ninguna opción automática.

Fuentes y documentación

Iluminación del puesto

LED ambiental · LED de lectura

Fuentes y documentación

Controles

Panel LCD; joystick para ajustes y bloqueo

Fuentes y documentación

Base

Acero pintado; patas ajustables

Fuentes y documentación


Reposapiés y otros sillones opcionales: no se presuponen instalados.

Elección de configuración del fabricante; no se presupone instalada ninguna opción automática.



Easyvisus RM64 · Detalle del dispositivo

Fuentes y documentación



Easyvisus RM64 · Plano de instalación

Fuentes y documentación

Descargas y recursos

Documentación del fabricante

PDF · 15,672 kB

Fuentes y documentación

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-unit-3-instruments_497/
  Fuente comprobada el 2026-10-05

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-unit-3-instruments_497/
  Fuente comprobada el 2026-10-06
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-06
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-unit-3-instruments_497/
  Fuente comprobada el 2026-10-17
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-unit-3-instruments_497/
  Fuente comprobada el 2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-18

Sus preguntas sobre Easyvisus RM64 — 3 instrumentos

¿Cuál es la Capacidad de instrumentos documentada de Easyvisus RM64 — 3 instrumentos?

3

Fuentes y documentación

¿Cuál es la Altura del sillón documentada de Easyvisus RM64 — 3 instrumentos?

Ajuste eléctrico; sillón Prima de serie — Reposapiés y otros sillones opcionales: no se presuponen instalados.

Fuentes y documentación

¿Qué configuración debo confirmar para Easyvisus RM64 — 3 instrumentos?

Reposapiés y otros sillones opcionales: no se presuponen instalados.

Fuentes y documentación

¿Dónde puedo encontrar la documentación de Easyvisus RM64 — 3 instrumentos?

Documentación del fabricante (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

Fuentes y documentación

¿El posicionamiento automático viene de serie?

El folleto distingue el tablero de rotación manual 400700 del de posicionamiento automático 400785. La elección debe constar en la configuración propuesta.

Fuentes y documentación

¿Qué versiones existen para zurdos?

La versión manual puede ofrecerse en la variante para zurdos 400700S. El modelo de posicionamiento automático se describe únicamente para diestros.

Fuentes y documentación

¿Para qué sirve el cajón del escritorio?

El escritorio incorpora un cajón con bandeja para 236 lentes de prueba. Esta descripción del almacenamiento no confirma el suministro del juego de lentes.

Fuentes y documentación

Productos relacionados



Panvisus Rondo

F.I.S.O.

Unidades de refracción

Unidad Panvisus Rondo para dos instrumentos, según configuración.

Ver producto



Easyvisus Curve

F.I.S.O.

Unidades de refracción

Unidad de refracción para organizar 2 instrumentos.

Ver producto



Easyvisus MS33 — 2 instrumentos

F.I.S.O.

Unidades de refracción

Unidad de refracción para organizar 2 instrumentos.

Ver producto



Easyvisus MS33 — 3 instrumentos

F.I.S.O.

Unidades de refracción

Unidad de refracción para organizar 3 instrumentos.

Ver producto

Explore el catálogo clínico de ASEM

Consulte áreas relacionadas del catálogo ASEM. Estos enlaces no amplían las indicaciones de este equipo.

Tecnologías especializadas

Más que un equipo, una colaboración a largo plazo

Comente su proyecto con ASEM: selección de equipos, instalación, formación y asistencia técnica.



Ilustración del servicio

Instalación

Comente los requisitos de instalación y la configuración con nuestro equipo técnico.

Más información



Ilustración del servicio

Formación

Consulte la formación y la familiarización disponibles para su equipo.

Más información




Ilustración del servicio

Servicio posventa

Contacte con ASEM para recibir asistencia técnica y el apoyo adecuado para su equipo.

Más información



Ilustración del servicio

Asesoramiento especializado

Cuéntenos sus necesidades clínicas para estudiar una selección de equipos adecuada.

Más información

Contactar con un especialista

Explorar todos los productos

Sitio web del fabricante

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Versión del documento: d60681456d3f