Unidades de refracción

Easyvisus Two

Unidad de refracción para organizar 2 instrumentos.

Easyvisus Two es una unidad de altura fija con tablero en V para dos instrumentos. Un mecanismo específico centra los aparatos y el brazo se bloquea mecánicamente. PRIMA eléctrico, luz de lectura LED y cajón antipolvo escamoteable son características estándar documentadas. El tablero fijo no debe describirse como motorizado verticalmente.



Easyvisus Two · Vista del equipo

Fuentes y documentación

Solicitar un presupuesto

Ver producto

Generado el 2026-11-09

> Esta ficha de producto está elaborada por ASEM. No sustituye a la documentación oficial ni a las instrucciones de uso del fabricante.

Ventajas principales

Puesto de 2 instrumentos

Tablero para organizar 2 instrumentos de exploración.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17

Centrado de instrumentos

Tablero en V con mecanismo de centrado de instrumentos.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17

Sillón de ajuste eléctrico

Sillón PRIMA con ajuste eléctrico de altura.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17


Organizar dos instrumentos

La configuración oficial Easyvisus Two acerca dos equipos en un puesto compacto.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-08-30

Preparar el espacio

El plano acotado permite prever la disposición y los movimientos del tablero.




Easyvisus Two · Plano de instalación

Fuentes y documentación

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-08-30

Elegir el acabado

La paleta del fabricante documenta los acabados disponibles para integrar el puesto en la consulta.



Easyvisus Two · Carta de colores del fabricante

Fuentes y documentación

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-08-30

Ergonomía

Una disposición diseñada en torno al puesto de consulta.

Instrumentos organizados

Los equipos encuentran su lugar en una unidad específica.

Ajustes del puesto

Los movimientos disponibles facilitan adaptar la configuración.

Prestaciones en la práctica

Unidad de refracción

Fuentes y documentación

Diseñado para un flujo de trabajo más fluido

Una mesa adaptada a los instrumentos elegidos

400102 estándar tiene tablero en V de altura fija para dos instrumentos y mecanismo específico de centrado. No se describe mesa giratoria o deslizante de altura eléctrica. El cajón antipolvo está destinado al oftalmoscopio y retinoscopio; no se presume que estén incluidos. 400102S para zurdos es opcional.

Fuentes y documentación

Controles y posicionamiento documentados

El brazo se bloquea mecánicamente en cualquier posición, a diferencia del bloqueo electromagnético de Curve, RM64 y MS33. La altura eléctrica pertenece al PRIMA estándar, no al tablero en V. El centrado debe adaptarse a los aparatos del presupuesto ASEM. El pedal del sillón es opcional.

Fuentes y documentación

Diseñado para la práctica diaria

Sillón de serie y accesorios opcionales

El PRIMA de serie tiene altura eléctrica y polipiel negra, sin reposapiés. El reposapiés abatible, otros tapizados y la sustitución por otro sillón son opciones documentadas que deben confirmarse en el presupuesto ASEM. Las fotos pueden mostrar reposapiés, brazo de foróptero u otros accesorios opcionales; su visibilidad no demuestra inclusión. Los aparatos y accesorios deben identificarse por separado.

Fuentes y documentación

Iluminación y alimentación de los instrumentos

Se documenta un transformador para alimentar instrumentos. El mástil tiene luz de lectura LED y soporte de proyector. Aquí no se indican tensión ni frecuencia de toda la unidad; por tanto, no se copian en Two los 230 V del instrumento de One. Los aparatos alimentados y requisitos deben confirmarse con ASEM.

Fuentes y documentación



Easyvisus Two · Vista del equipo

Fuentes y documentación

Instalación y elección de la configuración

El plano es específico de 400102 y muestra cotas de instalación distintas. No se fusionan en dimensiones globales, altura regulable o recorrido motorizado. El peso no se indica. Versión diestra o zurda, espacios libres, sillón y accesorios deben precisarse para la consulta. No se anuncian de serie brazos de foróptero ni reposapiés por aparecer en una foto.

Fuentes y documentación

Especificaciones técnicas y documentación

Marca
F.I.S.O.

Modelo
Easyvisus Two

Tecnología
Unidad de refracción

Uso clínico
Tecnologías especializadas

Capacidad de instrumentos
2

Fuentes y documentación

Altura del sillón
Ajuste eléctrico; sillón Prima de serie

Reposapiés y otros sillones opcionales: no se presuponen instalados.

Fuentes y documentación

Altura de la mesa
Altura fija

Fuentes y documentación

Bloqueo de la mesa
Brazo del refractor: bloqueo mecánico

Fuentes y documentación


Movimiento de la mesa
Mesa en V; mecanismo de centrado

Fuentes y documentación

Iluminación del puesto
LED de lectura


Fuentes y documentación

Reposapiés y otros sillones opcionales: no se presuponen instalados.



Easyvisus Two · Plano de instalación

Fuentes y documentación



Easyvisus Two · Carta de colores del fabricante

Fuentes y documentación

Descargas y recursos

Documentación del fabricante

PDF · 15,672 kB

Fuentes y documentación

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-two_454/
  Fuente comprobada el 2026-10-05
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-two_454/
  Fuente comprobada el 2026-10-06
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-06
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-two_454/
  Fuente comprobada el 2026-10-17
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-two_454/
  Fuente comprobada el 2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-18

Sus preguntas sobre Easyvisus Two

¿Cuál es la Capacidad de instrumentos documentada de Easyvisus Two?

2

Fuentes y documentación

¿Cuál es la Altura del sillón documentada de Easyvisus Two?

Ajuste eléctrico; sillón Prima de serie — Reposapiés y otros sillones opcionales: no se presuponen instalados.

Fuentes y documentación

¿Qué configuración debo confirmar para Easyvisus Two?

Reposapiés y otros sillones opcionales: no se presuponen instalados.

Fuentes y documentación

¿Dónde puedo encontrar la documentación de Easyvisus Two?

Documentación del fabricante (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

Fuentes y documentación

¿Qué forma y altura de tablero se describen?

El Easyvisus Two 400102 utiliza un tablero en V para dos instrumentos, de altura fija, con mecanismo de centrado de instrumentos.

Fuentes y documentación

¿Qué tipo de bloqueo está documentado?

El folleto indica un bloqueo mecánico del brazo del tablero en todas las posiciones. No se le atribuye el bloqueo electromagnético de otras unidades.

Fuentes y documentación

¿Se contempla una instalación para zurdos?

El folleto describe una variante opcional para zurdos 400102S. El asiento y los accesorios deben especificarse al seleccionar la configuración.

Fuentes y documentación

Productos relacionados



Panvisus Rondo

F.I.S.O.

Unidades de refracción

Unidad Panvisus Rondo para dos instrumentos, según configuración.

Ver producto



Easyvisus Curve

F.I.S.O.

Unidades de refracción

Unidad de refracción para organizar 2 instrumentos.

Ver producto



Easyvisus MS33 — 2 instrumentos

F.I.S.O.

Unidades de refracción

Unidad de refracción para organizar 2 instrumentos.

Ver producto



Easyvisus MS33 — 3 instrumentos

F.I.S.O.

Unidades de refracción

Unidad de refracción para organizar 3 instrumentos.

Ver producto

Explore el catálogo clínico de ASEM

Consulte áreas relacionadas del catálogo ASEM. Estos enlaces no amplían las indicaciones de este equipo.

Tecnologías especializadas

Más que un equipo, una colaboración a largo plazo

Comente su proyecto con ASEM: selección de equipos, instalación, formación y asistencia técnica.



Ilustración del servicio

Instalación

Comente los requisitos de instalación y la configuración con nuestro equipo técnico.

Más información



Ilustración del servicio

Formación

Consulte la formación y la familiarización disponibles para su equipo.

Más información




Ilustración del servicio

Servicio posventa

Contacte con ASEM para recibir asistencia técnica y el apoyo adecuado para su equipo.

Más información



Ilustración del servicio

Asesoramiento especializado

Cuéntenos sus necesidades clínicas para estudiar una selección de equipos adecuada.

Más información

Contactar con un especialista

Explorar todos los productos

Sitio web del fabricante

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Versión del documento: 13a7a5064acc