Unidades de refracción

Panvisus Trio

Unidad de refracción para organizar 3 instrumentos.

Unidad de refracción con mesa eléctrica de altura regulable para tres instrumentos, rotación manual y bloqueo electromagnético de la mesa y de su brazo en cualquier posición, con sillón de altura regulable eléctricamente. Disponible para diestros y, opcionalmente, para zurdos.



Panvisus Trio · Vista del equipo

Fuentes y documentación

Solicitar un presupuesto

Ver producto

Generado el 2026-11-10

> Esta ficha de producto está elaborada por ASEM. No sustituye a la documentación oficial ni a las instrucciones de uso del fabricante.

Ventajas principales

Puesto de 3 instrumentos

Tablero para organizar 3 instrumentos de exploración.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17

Posicionamiento eléctrico

Ajuste eléctrico del tablero y del sillón.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17

Bloqueo electromagnético

Bloqueo del tablero y del brazo del foróptero.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17

Organizar el puesto Panvisus Trio

La vista del fabricante muestra la configuración exacta del puesto y el acceso a los instrumentos.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-08-30


Posicionar la superficie de trabajo

El movimiento documentado de la superficie de trabajo facilita pasar de un equipo a otro en Panvisus Trio.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-08-30

Planificar la instalación

El esquema oficial precisa el espacio ocupado y ayuda a preparar la instalación de Panvisus Trio.



Panvisus Trio · Plano de instalación

Fuentes y documentación

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-08-30

Ergonomía

Una disposición diseñada en torno al puesto de consulta.

Instrumentos organizados

Los equipos encuentran su lugar en una unidad específica.

Ajustes del puesto

Los movimientos disponibles facilitan adaptar la configuración.

Prestaciones en la práctica

Unidad de refracción

Fuentes y documentación

Sillón SONNE

Elevación eléctrica

Respaldo de inclinación manual

Reposabrazos abatibles y bloqueables

Rotación de 360° bloqueable

Reposapiés abatible

Reposacabezas opcional

Sillón ALLES

Elevación eléctrica

Respaldo de inclinación manual con movimiento simultáneo del reposapiernas a posición horizontal

Reposabrazos abatibles y bloqueables

Rotación de 360°.

Sillón DOCTOR

Elevación eléctrica

Inclinación eléctrica del respaldo con movimiento simultáneo del reposapiernas a posición horizontal

Reposabrazos abatible y bloqueable

Unidad de refracción Panvisus Trio – Puntos importantes

Características generales

• Tablero giratorio para tres instrumentos, con elevación eléctrica (de 82 cm a 97 cm)

• Estructura robusta de acero moldeado y paneles de madera curvada, con diseño armonioso, estable y funcional

• Ajuste eléctrico de altura del sillón (de 50 cm a 65 cm) y del tablero giratorio.

• Cajón antipolvo escamoteable para guardar oftalmoscopio y retinoscopio.

• Fabricación de alta calidad con soluciones mecánicas exclusivas.

Equipamiento de serie

• Lámpara de techo con bombilla halógena.
• Soporte específico para proyector de pruebas.
• Transformador integrado para alimentar los instrumentos.
• Acabado gris con paneles de madera laminada o gris claro con paneles a juego con el tapizado del sillón.

Opciones de acabado

• Versión de serie: acabado gris con paneles laminados.
• Opción: acabado gris claro con tejidos a juego con el sillón.
• Versión ALU: acabado gris con paneles exclusivos de madera laminada con franjas de aluminio.

Sillones disponibles

• Seis modelos diferentes en todos los colores de tapizado del catálogo F.I.S.O.

• Accesorios para sillones

o Pedal de subida y bajada.
o Reposapiés abatible específico del sillón Prima.
Accesorios y versiones especiales

• Accesorios opcionales

o Brazo de foróptero con mecanismo de contrapeso F.I.S.O.
o Regulación de intensidad de la lámpara halógena de techo.
o Cajonera de cuatro cajones con ruedas:

■ Primer cajón para una caja de lentes de prueba, con apertura completa facilitada.

• Versiones especiales

o Versión para zurdos.
o Pintura gris metalizada u otros colores (verde, azul claro, etc.).
o Tapizados distintos del negro de serie.

Diseñado para un flujo de trabajo más fluido

Características y equipamiento de serie

Mesa eléctrica de altura regulable para tres instrumentos, con rotación manual. Bloqueo electromagnético de la mesa y de su brazo en cualquier posición. Sillón PRIMA con ajuste eléctrico de altura y tapizado en polipiel negra. Transformador para alimentar los instrumentos. Lámpara suspendida y brazo de soporte para proyector de pruebas optométricas. Cajón antipolvo escamoteable para oftalmoscopio y retinoscopio. Pintura gris con paneles de madera laminada, o pintura blanca o gris claro con paneles tapizados en el mismo tejido que el sillón.

Fuentes y documentación

Diseñado para la práctica diaria

Accesorios y versiones especiales

Brazo de foróptero contrapesado. Pedal para subir y bajar el sillón. Reposapiés abatible para el sillón Prima. Sillón Gloria, Liberty, Sonne, Alles o Doctor en lugar del Prima. Lámpara suspendida con intensidad regulable. Versión ALU: pintura gris con paneles de madera laminada con aluminio exclusivo. Pintura metalizada pulida (gris, verde o azul claro). Todos los tapizados F.I.S.O. distintos del negro. Versión para zurdos.

Fuentes y documentación

Diferentes colores

Diversos colores de tapizado para los sillones y tonos para el módulo de la unidad de refracción.

Fuentes y documentación



Panvisus Trio · Vista del equipo

Fuentes y documentación



Panvisus Trio · Vista del equipo

Fuentes y documentación

Sillón PRIMA

Elevación eléctrica Respaldo y reposabrazos fijos Rotación de 360° bloqueable Reposapiés abatible opcional

Fuentes y documentación

Especificaciones técnicas y documentación

Marca
F.I.S.O.

Modelo
Panvisus Trio

Tecnología
Unidad de refracción

Uso clínico
Tecnologías especializadas

Capacidad de instrumentos
3

Fuentes y documentación

Altura del sillón
Ajuste eléctrico; sillón Prima de serie

Fuentes y documentación

Altura de la mesa
Ajuste eléctrico

Fuentes y documentación

Bloqueo de la mesa
Mesa y brazo: bloqueo electromagnético


Fuentes y documentación

Movimiento de la mesa
Rotación manual

Fuentes y documentación

Iluminación del puesto
Lámpara superior

Fuentes y documentación



Panvisus Trio · Plano de instalación

Fuentes y documentación

Descargas y recursos

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/panvisus-trio_23/
  Fuente comprobada el 2026-10-05
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/panvisus-trio_23/
  Fuente comprobada el 2026-10-17
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/panvisus-trio_23/
  Fuente comprobada el 2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-18

Sus preguntas sobre Panvisus Trio

¿Cuál es la Capacidad de instrumentos documentada de Panvisus Trio?

3

Fuentes y documentación

¿Cuál es la Altura del sillón documentada de Panvisus Trio?

Ajuste eléctrico; sillón Prima de serie

Fuentes y documentación

¿El tablero del Trio se posiciona automáticamente?

El Panvisus Trio 69 se describe con tablero de rotación manual, altura eléctrica y bloqueo electromagnético del tablero y del brazo. No se deduce ningún posicionamiento automático.

Fuentes y documentación

¿Las versiones para zurdos y ALU son estándar?

El folleto las presenta como accesorios o versiones especiales. La lateralidad, los paneles ALU y el modelo de asiento deben confirmarse en la configuración pedida.

Fuentes y documentación

Productos relacionados



Panvisus Rondo

F.I.S.O.

Unidades de refracción

Unidad Panvisus Rondo para dos instrumentos, según configuración.

Ver producto



Easyvisus Curve

F.I.S.O.

Unidades de refracción

Unidad de refracción para organizar 2 instrumentos.

Ver producto



Easyvisus MS33 — 2 instrumentos

F.I.S.O.

Unidades de refracción

Unidad de refracción para organizar 2 instrumentos.

Ver producto



Easyvisus MS33 — 3 instrumentos

F.I.S.O.

Unidades de refracción

Unidad de refracción para organizar 3 instrumentos.

Ver producto

Explore el catálogo clínico de ASEM

Consulte áreas relacionadas del catálogo ASEM. Estos enlaces no amplían las indicaciones de este equipo.

Tecnologías especializadas

Más que un equipo, una colaboración a largo plazo

Comente su proyecto con ASEM: selección de equipos, instalación, formación y asistencia técnica.



Ilustración del servicio

Instalación

Comente los requisitos de instalación y la configuración con nuestro equipo técnico.

Más información



Ilustración del servicio

Formación

Consulte la formación y la familiarización disponibles para su equipo.

Más información




Ilustración del servicio

Servicio posventa

Contacte con ASEM para recibir asistencia técnica y el apoyo adecuado para su equipo.

Más información



Ilustración del servicio

Asesoramiento especializado

Cuéntenos sus necesidades clínicas para estudiar una selección de equipos adecuada.

Más información

Contactar con un especialista

Explorar todos los productos

Sitio web del fabricante

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Versión del documento: 3d9a1c539432