Lámparas de hendidura

BQ 900

Lámpara de hendidura con microscopio galileano, cinco aumentos e iluminación LED.



BQ 900 · Vista del equipo

Fuentes y documentación

Solicitar un presupuesto

Ver producto

Generado el 2026-11-10

> Esta ficha de producto está elaborada por ASEM. No sustituye a la documentación oficial ni a las instrucciones de uso del fabricante.

Ventajas principales

Óptica de microscopio galileano

Cinco niveles de aumento de 6,3× a 40×.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17

Iluminación LED de hendidura

Iluminación LED para la observación en lámpara de hendidura.

Versión LED

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17

Opciones de imagen de hendidura

Captura de imágenes con un módulo IM 600 o IM 910.

Módulo de imagen opcional

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17

Observar los detalles

La cadena óptica BQ 900 apoya la observación detallada del segmento anterior.




BQ 900 · Detalle del dispositivo

Fuentes y documentación

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-08-30

Ajustar con precisión

Los controles y el joystick mantienen los ajustes útiles al alcance de la mano.



BQ 900 · Esquema del fabricante


Ilustración del fabricante: la configuración mostrada puede diferir de la entregada.

Fuentes y documentación

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-08-30

Añadir imagen

La configuración documentada admite los módulos de imagen Haag-Streit para conservar las observaciones.



BQ 900 · Detalle del dispositivo

Fuentes y documentación

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-08-30

Observación clínica

Un sistema óptico específico para la exploración con lámpara de hendidura.

Iluminación controlada

Ajuste la observación a las necesidades de la exploración.

Ergonomía del profesional

Una configuración pensada para la práctica diaria.

Prestaciones en la práctica

Observar con cinco aumentos

El microscopio galileano ofrece 6.3×,10×,16×,25× y 40×. El cambio por niveles permite pasar de la vista general al detalle.



BQ 900 · Detalle del dispositivo

Fuentes y documentación

Fuentes y documentación

Combinar microscopio e iluminación

El sistema reúne un microscopio estereoscópico y una iluminación de hendidura orientable. Los ajustes de hendidura y filtros estructuran la observación de los tejidos oculares.

Fuentes y documentación

BQ 900: una referencia para los oftalmólogos

La BQ 900 ofrece iluminación LED avanzada, anchura de hendidura ajustable (0-14 mm), longitud ajustable (1-14 mm) y campo de iluminación variable (0.2 a 8 mm). Su microscopio incorpora aumentos ampliables (6.3× a 40×), ocular de 12.5× ajustable (+8 a –8 dioptrías) y ángulo estereoscópico de 13°, ideal para exploraciones precisas y cómodas.

Con mando tridimensional fluido y ajustes espaciales precisos, la BQ 900 garantiza ergonomía y rendimiento óptimo en un diseño compacto (332×305×700 mm), adaptado a oftalmólogos exigentes.

Adaptador de ocular inclinado

El adaptador de ocular inclinado ofrece una posición ergonómica de observación al microscopio con un ángulo ajustado a 20 grados. Favorece una postura cómoda y reduce la tensión cervical, contribuyendo al trabajo sin fatiga.

Óptica inclinada

Exploraciones cómodas y sin fatiga, incluso durante largas jornadas de trabajo.

Garantía de 10 años

La división de servicio de Haag-Streit ofrece un servicio global con asistencia local y mantenimiento de alta calidad para maximizar la vida útil y el rendimiento. Incluye reparaciones, mantenimiento programado y pedidos de piezas para reducir averías y tiempos de inactividad. Sus técnicos, formados periódicamente, ofrecen soporte para diagnóstico, cirugía, simuladores y EyeSuite. Mediante su red mundial, Haag-Streit se compromete con un servicio excelente que permite a los profesionales garantizar una atención óptima.

Diseñado para un flujo de trabajo más fluido

Añadir documentación de imágenes

El fabricante presenta IM600 e IM910 como soluciones de imagen asociadas al BQ 900. Su inclusión y sus funciones dependen del módulo instalado.

Módulo de imagen opcional; no se presupone incluida ninguna licencia 3D.



BQ 900 · Detalle del dispositivo

Fuentes y documentación

Fuentes y documentación

Prever una tonometría compatible

Un tonómetro Goldmann AT 900 compatible puede complementar la lámpara. La variante y la fijación deben corresponder a la configuración elegida.

Accesorio que debe identificarse por separado; no equipararlo a la referencia de catálogo 79 no identificada.


Fuentes y documentación

Diseñado para la práctica diaria

Adaptar la postura de observación

El adaptador de oculares inclinados se ofrece como opción. Modifica el ángulo de observación sin atribuir a la lámpara una función adicional de imagen.

Adaptador opcional.



BQ 900 · Esquema del fabricante

Ilustración del fabricante: la configuración mostrada puede diferir de la entregada.

Fuentes y documentación

Fuentes y documentación

Especificaciones técnicas y documentación

Marca
Haag-Streit

Modelo
BQ 900

Tecnología
Lámpara de hendidura

Uso clínico
Diagnóstico y biometría

Aumentos
6.3× · 10× · 16× · 25× · 40×

Configuración estándar; accesorios opcionales excluidos.

Fuentes y documentación

Número de aumentos
5

Configuración estándar; accesorios opcionales excluidos.

Fuentes y documentación

Anchura de la hendidura
14 mm

Fuentes y documentación

Longitud de la hendidura
14 mm

Fuentes y documentación

Óptica del microscopio
Galileano

Fuentes y documentación

Filtros

Azul · Verde libre de rojo · Gris 10 %

Fuentes y documentación

Iluminación

LED

Fuentes y documentación

Intervalos de ajuste

Longitudinal 100 mm; lateral 100 mm; vertical 30 mm

Fuentes y documentación

Dimensiones

305 × 332 × 700 mm

Longitud × anchura × altura; sin embalaje.

Fuentes y documentación

Peso

12.7 kg

Sin fuente de alimentación, reposacabezas ni opciones.

Fuentes y documentación

Configuración estándar; accesorios opcionales excluidos.


Longitud × anchura × altura; sin embalaje.

Sin fuente de alimentación, reposacabezas ni opciones.



BQ 900 · Detalle del dispositivo


Fuentes y documentación



BQ 900 · Esquema del fabricante

Ilustración del fabricante: la configuración mostrada puede diferir de la entregada.

Fuentes y documentación



BQ 900 · Detalle del dispositivo

Fuentes y documentación

Descargas y recursos

- https://de.haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamps/BQ%20900/Instructions%20for%20use/English/1500_7220589_04220_IFU_BQ_900_01_en_web.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-04
- https://us.haag-streit.com/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bq-900
  Fuente comprobada el 2026-10-04
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bq-900
  Fuente comprobada el 2026-10-17
- https://de.haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamps/BQ%20900/Instructions%20for%20use/English/1500_7220589_04220_IFU_BQ_900_01_en_web.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-17
- https://www.haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bq-900
  Fuente comprobada el 2026-08-30
- https://de.haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamps/BQ%20900/Instructions%20for%20use/English/1500_7220589_04220_IFU_BQ_900_01_en_web.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://de.haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamps/BQ%20900/Instructions%20for%20use/English/1500_7220589_04220_IFU_BQ_900_01_en_web.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bq-900
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bq-900
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bq-900
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bq-900
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bq-900
  Fuente comprobada el 2026-10-18

Sus preguntas sobre BQ 900

¿Cuál es la Aumentos documentada de BQ 900?

6.3× · 10× · 16× · 25× · 40× — Configuración estándar; accesorios opcionales excluidos.

Fuentes y documentación

¿Cuál es la Número de aumentos documentada de BQ 900?

5 — Configuración estándar; accesorios opcionales excluidos.

Fuentes y documentación

¿Qué configuración debo confirmar para BQ 900?

Configuración estándar; accesorios opcionales excluidos.

Fuentes y documentación

¿El módulo de imagen se integra en todos los suministros?

No. IM600 o IM910 son soluciones asociadas que deben especificarse en la configuración.

Fuentes y documentación

¿El adaptador de oculares inclinados es estándar?

La página del fabricante lo presenta como accesorio opcional.

Fuentes y documentación

Productos relacionados




BI 900

Haag-Streit

Lámparas de hendidura

Lámpara de hendidura con microscopio Kepler, dos aumentos e iluminación LED.

Ver producto



BM 900

Haag-Streit

Lámparas de hendidura

Lámpara de hendidura con microscopio Kepler y aumentos 10× y 16×.

Ver producto



Elara 900

Haag-Streit

Lámparas de hendidura

Lámpara de hendidura con microscopio galileano y cinco aumentos.

Ver producto



HS-5000

Huvitz

Lámparas de hendidura

Lámpara de hendidura con iluminación de torre y óptica galileana.

Ver producto

Explore el catálogo clínico de ASEM

Consulte áreas relacionadas del catálogo ASEM. Estos enlaces no amplían las indicaciones de este equipo.

Diagnóstico y biometría

Más que un equipo, una colaboración a largo plazo

Comente su proyecto con ASEM: selección de equipos, instalación, formación y asistencia técnica.



Ilustración del servicio

Instalación

Comente los requisitos de instalación y la configuración con nuestro equipo técnico.

Más información



Ilustración del servicio

Formación

Consulte la formación y la familiarización disponibles para su equipo.

Más información




Ilustración del servicio

Servicio posventa

Contacte con ASEM para recibir asistencia técnica y el apoyo adecuado para su equipo.

Más información



Ilustración del servicio

Asesoramiento especializado

Cuéntenos sus necesidades clínicas para estudiar una selección de equipos adecuada.

Más información

Contactar con un especialista

Explorar todos los productos

Sitio web del fabricante

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Versión del documento: ae3b6b9abd2f