Perimetría y campo visual

Octopus 900

Perimetría estática; otras funciones dependen de la configuración.

Octopus 900 es el perímetro de cúpula Haag-Streit para explorar el campo central y periférico. Ofrece perimetría estática y exploraciones cinéticas según las funciones activadas. EyeSuite organiza resultados, exploraciones anteriores y progresión. Basic y Pro difieren en paquetes y licencias; TOP, métodos especializados, cinética Goldmann e interfaces deben confirmarse para ASEM, sin suponer incluidas todas las posibilidades de la gama.



Octopus 900 · Vista del equipo

Fuentes y documentación

Solicitar un presupuesto

Ver producto

Generado el 2026-11-09

> Esta ficha de producto está elaborada por ASEM. No sustituye a la documentación oficial ni a las instrucciones de uso del fabricante.

Ventajas principales

Perimetría estática de campo completo

Patrones estáticos para campos visuales centrales y periféricos.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17

Exploración cinética del campo

Pruebas cinéticas según la versión y la licencia.

Opción según la versión

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17


Análisis global de progresión

Análisis global de progresión de campos visuales seriados.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-10-17

Evaluar todo el campo visual

Los programas documentados cubren las exploraciones centrales y periféricas en un mismo sistema.



Octopus 900 · Esquema del fabricante

Ilustración del fabricante: la configuración mostrada puede diferir de la entregada.

Fuentes y documentación

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-08-30

Estandarizar el análisis

EyeSuite reúne los índices y las representaciones útiles para el proceso de perimetría.

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-08-30

Seguir la evolución

Las vistas de progresión facilitan comparar las exploraciones funcionales a lo largo del tiempo.



Octopus 900 · Ejemplo de uso del fabricante

Ilustración del fabricante: la configuración mostrada puede diferir de la entregada.

Fuentes y documentación

Fuentes y documentación · Fuente comprobada el 2026-08-30

Campo visual

Programas específicos para la evaluación funcional.

Proceso guiado

La interfaz organiza las etapas de la exploración.

Análisis del seguimiento

Los resultados ayudan a realizar comparaciones a lo largo del tiempo.

Prestaciones en la práctica

Perimetría estática

Cinética / TOP / SWAP dependen de Basic / Pro y de las opciones; no se presuponen incluidos.

Fuentes y documentación

Explorar el campo central y periférico

Campo periférico: 180° Radio de la cúpula: 30 cm Estímulos Goldmann: I / II / III / IV / V Rango dinámico: 47 dB El estímulo se proyecta en una cúpula. Los programas incluyen 24-2, 10-2, G, M y exploraciones periféricas. El profesional elige según la pregunta clínica; la existencia de una prueba no demuestra aptitud legal para conducir ni una conclusión diagnóstica automática.

Fuentes y documentación


Métodos y estrategias: comprobar Basic o Pro

La perimetría blanco/blanco está documentada en Basic y Pro. Se distinguen paquetes opcionales Basic para TOP, cinética Goldmann, azul/amarillo y exploraciones especializadas. Tiempos orientativos: TOP 2–4 minutos, Dynamic 6–8 y Normal 10–12; no garantizan la duración individual. La cinética y las opciones activadas deben identificarse en el presupuesto.

Fuentes y documentación

Del centro a la periferia

La cúpula Goldmann cubre los exámenes centrales y periféricos. El folleto describe un campo completo de 180° y programas como G, M y Esterman binocular.



Octopus 900 · Esquema del fabricante

Ilustración del fabricante: la configuración mostrada puede diferir de la entregada.

Fuentes y documentación

Fuentes y documentación

Trazar las isópteras cinéticas

La perimetría cinética Goldmann permite definir vectores, isópteras y modelos de examen. Su activación depende de la versión y de las opciones instaladas.

Opcional en Basic; estándar en Pro según la tabla actual del fabricante.

Fuentes y documentación

Diseñado para un flujo de trabajo más fluido

Control de fijación y lectura de resultados

La gama documenta Blink Control, Pupil Position Control y seguimiento automático AET. EyeSuite reúne análisis global y progresión; Cluster / Polar Trend dependen de los paquetes. El control de fijación y los índices apoyan la interpretación profesional, sin sustituir la evaluación de fiabilidad de cada exploración.

Fuentes y documentación

Integración en la red y en las historias clínicas

Ethernet y EyeSuite organizan exploraciones y puestos de consulta. El folleto cita importaciones de antiguos Octopus y datos HFA compatibles. DICOM es opcional; interfaces EMR, versiones y transferencias deben comprobarse en la instalación real. No se promete conexión universal a todas las historias clínicas.

Fuentes y documentación


Acompañar la realización de la prueba

El recorrido guiado, las instrucciones multilingües para el paciente y el control de fijación estructuran el examen. Los estímulos no vistos tras un parpadeo pueden presentarse de nuevo.

Fuentes y documentación

Comparar los campos a lo largo del tiempo

EyeSuite reúne campos, análisis globales y vistas de tendencias. Las presentaciones Octopus o HFA facilitan una lectura adaptada a los hábitos de la consulta.



Octopus 900 · Informe del fabricante

Ilustración del fabricante: la configuración mostrada puede diferir de la entregada.

Fuentes y documentación

Fuentes y documentación

Diseñado para la práctica diaria

Comprobar la corrección de prueba

El soporte de lente motorizado y la supervisión de su distancia forman parte de la configuración descrita. Los controles de pupila y fijación acompañan el posicionamiento.



Octopus 900 · Ejemplo de uso del fabricante

Ilustración del fabricante: la configuración mostrada puede diferir de la entregada.

Fuentes y documentación

Fuentes y documentación

Instalación y configuración

Anchura: 648 mm Profundidad: 519 mm Altura: 796 mm Peso: 25 kg Frecuencia: 50/60 Hz Las instrucciones indican 100–120 V AC o 220–240 V AC. El consumo es 145 / 165 VA según configuración. Emplazamiento, soporte, licencias y red deben confirmarse con ASEM. Los 40 kg de transporte, con embalaje, no son el peso neto del aparato.

Fuentes y documentación

Definir el alcance de Basic o Pro

SWAP, Flicker, los estímulos rojos, la cinética y TOP no están incluidos de forma universal. El presupuesto debe especificar la versión, las pruebas, los análisis y las interfaces disponibles.

Fuentes y documentación

Especificaciones técnicas y documentación

Marca
Haag-Streit

Modelo
Octopus 900

Tecnología
Perímetro

Uso clínico
Diagnóstico y biometría

Tamaños del estímulo
Goldmann I · Goldmann II · Goldmann III · Goldmann IV · Goldmann V

Fuentes y documentación

Intensidad máxima del estímulo
10000 asb


Fuentes y documentación

Software
EyeSuite

Fuentes y documentación

Peso
12.7 kg

Fuentes y documentación



Octopus 900 · Esquema del fabricante

Ilustración del fabricante: la configuración mostrada puede diferir de la entregada.

Fuentes y documentación



Octopus 900 · Ejemplo de uso del fabricante

Ilustración del fabricante: la configuración mostrada puede diferir de la entregada.

Fuentes y documentación

Descargas y recursos

Documentación del fabricante

PDF · 10,177 kB

Fuentes y documentación

Documentación del fabricante

PDF · 5,010 kB

Fuentes y documentación

- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-900
  Fuente comprobada el 2026-10-05
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-900
  Fuente comprobada el 2026-10-06
- https://haag-streit.com/2%20Products/Speciality%20diagnostics/Perimetry/Octopus%20900/Brochures/English/HS_Oktopus_900_br_7220444_english.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-06
- https://haag-streit.com/2%20Products/Speciality%20diagnostics/Perimetry/Octopus%20900/Instructions%20for%20use/English/1500_7220343_04121_IFU_OCTOPUS_900_01_en_web.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-06
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-900
  Fuente comprobada el 2026-10-17
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-900
  Fuente comprobada el 2026-08-30

- https://haag-streit.com/2%20Products/Speciality%20diagnostics/Perimetry/Octopus%20900/Brochures/English/HS_Oktopus_900_br_7220444_english.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/Speciality%20diagnostics/Perimetry/Octopus%20900/Brochures/English/HS_Oktopus_900_br_7220444_english.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/Speciality%20diagnostics/Perimetry/Octopus%20900/Brochures/English/HS_Oktopus_900_br_7220444_english.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/Speciality%20diagnostics/Perimetry/Octopus%20900/Brochures/English/HS_Oktopus_900_br_7220444_english.pdf
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-900
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-900
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-900
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-900
  Fuente comprobada el 2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-900
  Fuente comprobada el 2026-10-18

Sus preguntas sobre Octopus 900

¿Cuál es la Tamaños del estímulo documentada de Octopus 900?

Goldmann I · Goldmann II · Goldmann III · Goldmann IV · Goldmann V

Fuentes y documentación

¿Cuál es la Intensidad máxima del estímulo documentada de Octopus 900?

10000 asb

Fuentes y documentación

¿Dónde puedo encontrar la documentación de Octopus 900?

Documentación del fabricante (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/haag-streit-remaining-20261006/octopus900-original.pdf Documentación del fabricante (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/haag-streit-remaining-20261006/octopus900-ifu-original.pdf

Fuentes y documentación

¿La cinética Goldmann está siempre incluida?

No. La tabla actual la distingue como opción en Basic y función estándar en Pro.

Fuentes y documentación

¿Se puede utilizar una presentación de tipo HFA?

Sí. EyeSuite permite elegir entre presentaciones Octopus y HFA para los campos e informes descritos.

Fuentes y documentación

¿Se describe una prueba de Esterman binocular?

Sí. Figura entre los programas presentados para evaluar el campo binocular.

Fuentes y documentación

Productos relacionados



Octopus 600

Haag-Streit

Perimetría y campo visual

Perímetro que combina perimetría estática SAP y Pulsar.

Ver producto



HVF-100

Huvitz

Perimetría y campo visual

Evaluación del campo visual con perimetría estática blanco sobre blanco.

Ver producto

Explore el catálogo clínico de ASEM

Consulte áreas relacionadas del catálogo ASEM. Estos enlaces no amplían las indicaciones de este equipo.

Diagnóstico y biometría

Más que un equipo, una colaboración a largo plazo

Comente su proyecto con ASEM: selección de equipos, instalación, formación y asistencia técnica.



Ilustración del servicio

Instalación

Comente los requisitos de instalación y la configuración con nuestro equipo técnico.

Más información



Ilustración del servicio

Formación

Consulte la formación y la familiarización disponibles para su equipo.

Más información




Ilustración del servicio

Servicio posventa

Contacte con ASEM para recibir asistencia técnica y el apoyo adecuado para su equipo.

Más información



Ilustración del servicio

Asesoramiento especializado

Cuéntenos sus necesidades clínicas para estudiar una selección de equipos adecuada.

Más información

Contactar con un especialista

Explorar todos los productos

Sitio web del fabricante

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Versión del documento: 268199e82dc2