
ASEM MEDICAL



Catalogue d’équipements ophtalmologiques

63 équipements

Sélection publique d’équipements ASEM. Les caractéristiques et les configurations disponibles sont à confirmer auprès du fabricant. Ce catalogue ne remplace pas la documentation du fabricant.

Généré le 2026-11-07

Huvitz | ASEM

OCTavius



Cinq examens réunis dans une plateforme d’imagerie ophtalmologique.

Informations vérifiées

Imagerie multimodale

OCT, rétine, angiographie, biométrie et topographie.

huvitz.com · 2026-10-05

Acquisition OCT rapide

80 000 A-scans par seconde pour l’acquisition OCT.

huvitz.com · 2026-10-05

Voir les détails

Consulter la source fabricant · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HBM-1



Biométrie optique et topographie cornéenne pour le bilan préopératoire.

Informations vérifiées

Biométrie optique

Mesure de longueur axiale de 14 à 40 mm.

www.huvitz.com · 2026-10-05

Topographie Placido

24 anneaux pour cartographier la cornée.

www.huvitz.com · 2026-10-05

Calcul d’implant

Calcul d’implant et analyse Zernike intégrés.

www.huvitz.com · 2026-10-05

Voir les détails

Consulter la source fabricant · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HRK-9000A



Réfraction et exploration de la surface oculaire dans un même appareil.

Informations vérifiées

Réfraction automatique

Sphère de −30 à +25 D et cylindre jusqu’à 12 D.

huvitz.com · 2026-10-05

Surface oculaire

Meibographie et analyse du temps de rupture lacrymale.

huvitz.com · 2026-10-05

Kératométrie périphérique

Mesures de courbure centrales et périphériques.

huvitz.com · 2026-10-05

Voir les détails

Consulter la source fabricant · huvitz.com

Haag-Streit | ASEM

Eyestar 900



Biométrie optique et kératométrie dans un système utilisant EyeSuite.

Informations vérifiées

Biométrie par OCT

Mesures de la cornée à la rétine par swept-source OCT.

haag-streit.com · 2026-10-17

Cartographie cornéenne

Topographie et pachymétrie pour explorer la cornée.

haag-streit.com · 2026-10-17

Acquisition automatisée

Une acquisition automatisée destinée aux deux yeux.

haag-streit.com · 2026-10-17

Voir les détails

Consulter la source fabricant · haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Elara 900



Lampe à fente à microscope galiléen et cinq grossissements.

Informations vérifiées

Éclairage par projecteur

Éclairage par projection pour observer les structures.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Observation des glandes

Observation des glandes de Meibomius en infrarouge.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Commandes motorisées

Hauteur et grossissement réglables par commande.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Voir les détails

Consulter la source fabricant · us.haag-streit.com

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus RM64 — 3 instruments



Unité de réfraction pour organiser 3 instruments d’examen.

Informations vérifiées

Poste 3 instruments

Plateau pour organiser 3 instruments d’examen.

www.fiso.info · 2026-10-17

Positionnement électrique

Réglage électrique du plateau et du fauteuil.

www.fiso.info · 2026-10-17

Blocage électromagnétique

Blocage du plateau et du bras de réfracteur.

www.fiso.info · 2026-10-17

Voir les détails

Consulter la source fabricant · www.fiso.info

GMV | ASEM

Plexr® Plus



Technologie plasma avec 3 pièces à main pour différents niveaux d’intensité.

Informations vérifiées

Technologie plasma

Énergie délivrée par un arc de plasma ciblé.

gruppogmv.com · 2026-10-17

3 pièces à main

Trois pièces à main : blanche, verte et rouge.

gruppogmv.com · 2026-10-17

Application sans contact

Délivrance de l’énergie sans contact direct avec la peau.

gruppogmv.com · 2026-10-17

Voir les détails

Consulter la source fabricant · gruppogmv.com

BVI Medical | ASEM

R-Evo Smart® CR



Phacoémulsification et vitrectomie antérieure et postérieure.

Informations vérifiées

Chirurgie combinée

Phaco et vitrectomie antérieure et postérieure.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Double système d’aspiration

Choix entre pompe péristaltique et Venturi.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Phaco à ultrasons

Émission continue, pulsée ou en rafales à environ 40 kHz.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Voir les détails

Consulter la source fabricant · www.bvimedical.com

Haag-Streit | ASEM

METIS 900



Microscope opératoire ophtalmologique avec zoom et mise au point verticale motorisés.

Informations vérifiées

Reflet rouge coaxial

Éclairage coaxial pour la visualisation opératoire.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Inclinaison motorisée

Positionnement motorisé de l’angle d’observation.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Commandes mains et pieds

Zoom et mise au point pilotés à la main ou au pied.

Selon configuration

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Voir les détails

Consulter la source fabricant · us.haag-streit.com

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus MS33 — 3 instruments



Unité de réfraction pour organiser 3 instruments d’examen.

Informations vérifiées

Poste 3 instruments

Plateau pour organiser 3 instruments d’examen.

www.fiso.info · 2026-10-17

Positionnement électrique

Réglage électrique du plateau et du fauteuil.

www.fiso.info · 2026-10-17

Blocage électromagnétique

Blocage du plateau et du bras de réfracteur.

www.fiso.info · 2026-10-17

Voir les détails

Consulter la source fabricant · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus Curve



Unité de réfraction pour organiser 2 instruments d’examen.

Informations vérifiées

Poste 2 instruments

Plateau pour organiser 2 instruments d’examen.

www.fiso.info · 2026-10-17

Choix du plateau

Versions rotatives ou coulissantes pour deux instruments.

Selon configuration

www.fiso.info · 2026-10-17

Blocage électromagnétique

Blocage du plateau et du bras de réfracteur.

www.fiso.info · 2026-10-17

Voir les détails

Consulter la source fabricant · www.fiso.info

GMV | ASEM

Plexr® PRO



Technologie plasma avec 2 pièces à main pour différents niveaux d’intensité.

Informations vérifiées

Technologie plasma

Énergie délivrée par un arc de plasma ciblé.

gruppogmv.com · 2026-10-17

2 pièces à main

Deux pièces à main : P One et P Two.

gruppogmv.com · 2026-10-17

Application sans contact

Délivrance de l’énergie sans contact direct avec la peau.

gruppogmv.com · 2026-10-17

Voir les détails

Consulter la source fabricant · gruppogmv.com

Echoson | ASEM

PIROP A+B+CCT



Biométrie, échographie et pachymétrie dans un échographe ophtalmologique.

Informations vérifiées

Biométrie en mode A

Longueur axiale et calcul de puissance des implants.

echoson.pl · 2026-10-17

Échographie en mode B

Imagerie ultrasonore des structures du globe oculaire.

echoson.pl · 2026-10-17

Pachymétrie CCT

Mesure ultrasonore de l’épaisseur de la cornée.

echoson.pl · 2026-10-17

Voir les détails

Consulter la source fabricant · echoson.pl

Huvitz | ASEM

HTR-1A



Réfraction, cornée et pression intraoculaire dans une plateforme combinée.

Informations vérifiées

Réfraction et kératométrie

Deux mesures de l’examen réfractif réunies.

huvitz.com · 2026-10-05

Tonométrie sans contact

Mesure de la pression intraoculaire sans contact.

huvitz.com · 2026-10-05

Pachymétrie cornéenne

Mesure de l’épaisseur cornéenne dans le même appareil.

huvitz.com · 2026-10-05

Voir les détails

Consulter la source fabricant · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HOCT-1 / HOCT-1F



OCT spectral et rétinographie non mydriatique dans une même plateforme.

Informations vérifiées

OCT spectral

Résolution axiale de 7 µm pour l’imagerie OCT.

huvitz.com · 2026-10-05

Rétinographie intégrée

Photographie du fond d’œil sans mydriase.

HOCT-1F uniquement

huvitz.com · 2026-10-05

Gestion des images

Gestion des examens avec le logiciel HIIS-1.

huvitz.com · 2026-10-05

Voir les détails

Consulter la source fabricant · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HFC-1



Rétinographie non mydriatique avec acquisition panoramique.

Informations vérifiées

Fond d’œil sans mydriase

Acquisition rétinienne avec un champ de 45°.

www.huvitz.com · 2026-10-05

Vue panoramique

Assemblage panoramique des images du fond d’œil.

www.huvitz.com · 2026-10-05

Petite pupille

Acquisition dès 3,3 mm de diamètre pupillaire.

www.huvitz.com · 2026-10-05

Voir les détails

Consulter la source fabricant · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HDR-9000



Réfracteur numérique pour l’examen subjectif et la transmission des mesures.

Informations vérifiées

Réfraction subjective

Sphère de −29 à +26,75 D pour l’examen visuel.

huvitz.com · 2026-10-05

Correction prismatique

Puissance prismatique jusqu’à 20 Δ.

huvitz.com · 2026-10-05

Connexion sans fil

Échange des données par Wi-Fi ou RS-232.

huvitz.com · 2026-10-05

Voir les détails

Consulter la source fabricant · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HVS-1



Dépistage binoculaire de la réfraction à distance.

Informations vérifiées

Dépistage binoculaire

Mesure de la réfraction des deux yeux à distance.

huvitz.com · 2026-10-05

Plage réfractive

Sphère de −8 à +8 D et cylindre jusqu’à 3 D.

huvitz.com · 2026-10-05

Voir les détails

Consulter la source fabricant · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HS-7500



Optique galiléenne et cinq grossissements pour l’examen à la lampe à fente.

Informations vérifiées

Cinq grossissements

6×, 10×, 16×, 25×, 40× pour adapter l’observation.

huvitz.com · 2026-10-04

Fente d’examen

Ouverture de fente jusqu’à 14 × 14 mm.

huvitz.com · 2026-10-04

Filtres d’observation

Filtres bleu cobalt et vert pour l’examen.

huvitz.com · 2026-10-04

Voir les détails

Consulter la source fabricant · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HRK-8100A



Réfraction automatique et kératométrie centrale et périphérique.

Informations vérifiées

Réfraction automatique

Sphère de −30 à +25 D et cylindre jusqu’à 12 D.

huvitz.com · 2026-10-05

Cornée en périphérie

Kératométrie centrale et périphérique dans l’examen.

huvitz.com · 2026-10-05

Courbure des lentilles

Mesure de la courbure des lentilles de contact.

huvitz.com · 2026-10-05

Voir les détails

Consulter la source fabricant · huvitz.com

Haag-Streit | ASEM

Lenstar 900



Biomètre optique avec kératométrie et logiciel EyeSuite.

Informations vérifiées

Biométrie optique OLCR

Mesures axiales de l’œil pour la planification des IOL.

haag-streit.com · 2026-10-17

Kératométrie bi-zone

Analyse de la courbure cornéenne sur deux zones.

haag-streit.com · 2026-10-17

Planification avec EyeSuite

Calcul et sélection des implants dans EyeSuite IOL.

Selon logiciel configuré

haag-streit.com · 2026-10-17

Voir les détails

Consulter la source fabricant · haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Refractor 900



Réfracteur pour la réfraction subjective avec connectivitée.

Informations vérifiées

Réfraction subjective

Réglage des lentilles pour la réfraction subjective.

haag-streit.com · 2026-10-17

Commande sur écran tactile

Pilotage de l’examen depuis un panneau tactile.

haag-streit.com · 2026-10-17

Échange de données

Échanges avec les appareils et le dossier patient.

Compatibilité à confirmer

haag-streit.com · 2026-10-17

Voir les détails

Consulter la source fabricant · haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Octopus 900



Périmétrie statique ; les autres capacités dépendent de la configuratione.

Informations vérifiées

Champ visuel statique

Programmes pour les champs centraux et périphériques.

haag-streit.com · 2026-10-17

Exploration cinétique

Exploration cinétique suivant la licence et la version.

Option selon version

haag-streit.com · 2026-10-17

Analyse de progression

Analyse globale des séries de champs visuels.

haag-streit.com · 2026-10-17

Voir les détails

Consulter la source fabricant · haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Octopus 600



Périmètre associant périmétrie statique SAP et périmétrie Pulsar.

Informations vérifiées

Périmétrie centrale

Tests centraux statiques avec stimuli blanc sur blanc.

haag-streit.com · 2026-10-17

Analyse de progression

Comparaison des champs successifs et de leur évolution.

haag-streit.com · 2026-10-17

Sans salle obscure

Utilisation possible sans salle d’examen obscure.

haag-streit.com · 2026-10-17

Voir les détails

Consulter la source fabricant · haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

BQ 900



Lampe à fente à microscope galiléen, cinq grossissements et éclairage LED.

Informations vérifiées

Optique galiléenne

Observation avec cinq paliers de 6,3× à 40×.

haag-streit.com · 2026-10-17

Éclairage LED

Éclairage LED destiné à l’observation à la fente.

Version LED

de.haag-streit.com · 2026-10-17

Documentation par imagerie

Capture possible avec les modules IM 600 ou IM 910.

Module en option

haag-streit.com · 2026-10-17

Voir les détails

Consulter la source fabricant · www.haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

BI 900



Lampe à fente à microscope Kepler, deux grossissements et éclairage LED.

Informations vérifiées

Optique de Kepler

Deux grossissements, 10× et 16×, pour l’observation.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Filtre de contraste

Un filtre de contraste intégré pour l’examen courant.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Documentation par imagerie

Documentation par le kit d’imagerie dédié BI 900.

Kit en option

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Voir les détails

Consulter la source fabricant · www.haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Imaging Module 910



Module d’imagerie pour lampe à fente compatible ; configuration à préciser avec ASEM.

Informations vérifiées

Capture assistée

Exposition et diaphragme ajustés automatiquement.

Lampe à fente compatible

haag-streit.com · 2026-10-17

Commandes accessibles

Pilotage caméra et éclairage à proximité du joystick.

haag-streit.com · 2026-10-17

Deux modes d’usage

Utilisation autonome ou intégrée dans EyeSuite.

haag-streit.com · 2026-10-17

Voir les détails

Consulter la source fabricant · haag-streit.com

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus RM64 — 2 instruments



Unité de réfraction pour organiser 2 instruments d’examen.

Informations vérifiées

Poste 2 instruments

Plateau pour organiser 2 instruments d’examen.

www.fiso.info · 2026-10-17

Positionnement électrique

Réglage électrique du plateau et du fauteuil.

www.fiso.info · 2026-10-17

Blocage électromagnétique

Blocage du plateau et du bras de réfracteur.

www.fiso.info · 2026-10-17

Voir les détails

Consulter la source fabricant · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus RM64 Compact — 3 instruments



Unité de réfraction pour organiser 3 instruments d’examen.

Informations vérifiées

Poste 3 instruments

Plateau pour organiser 3 instruments d’examen.

www.fiso.info · 2026-10-17

Accès fauteuil roulant

Plateau ouvrant pour examiner le patient au fauteuil.

www.fiso.info · 2026-10-17

Fauteuil à réglage électrique

Fauteuil PRIMA avec réglage électrique de hauteur.

www.fiso.info · 2026-10-17

Voir les détails

Consulter la source fabricant · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus RM64 Compact — 2 instruments



Unité de réfraction pour organiser 2 instruments d’examen.

Informations vérifiées

Poste 2 instruments

Plateau pour organiser 2 instruments d’examen.

www.fiso.info · 2026-10-17

Accès fauteuil roulant

Plateau ouvrant pour examiner le patient au fauteuil.

www.fiso.info · 2026-10-17

Fauteuil à réglage électrique

Fauteuil PRIMA avec réglage électrique de hauteur.

www.fiso.info · 2026-10-17

Voir les détails

Consulter la source fabricant · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus MS33 — 2 instruments



Unité de réfraction pour organiser 2 instruments d’examen.

Informations vérifiées

Poste 2 instruments

Plateau pour organiser 2 instruments d’examen.

www.fiso.info · 2026-10-17

Positionnement électrique

Réglage électrique du plateau et du fauteuil.

www.fiso.info · 2026-10-17

Blocage électromagnétique

Blocage du plateau et du bras de réfracteur.

www.fiso.info · 2026-10-17

Voir les détails

Consulter la source fabricant · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus One



Unité de réfraction pour organiser 1 instrument d’examen.

Informations vérifiées

Poste 1 instrument

Plateau pour organiser 1 instrument d’examen.

www.fiso.info · 2026-10-17

Plateau à hauteur fixe

Bras avec blocage mécanique dans toutes les positions.

www.fiso.info · 2026-10-17

Fauteuil à réglage électrique

Fauteuil PRIMA avec réglage électrique de hauteur.

www.fiso.info · 2026-10-17

Voir les détails

Consulter la source fabricant · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus Two



Unité de réfraction pour organiser 2 instruments d’examen.

Informations vérifiées

Poste 2 instruments

Plateau pour organiser 2 instruments d’examen.

www.fiso.info · 2026-10-17

Centrage des instruments

Plateau en V avec mécanisme de centrage.

www.fiso.info · 2026-10-17

Fauteuil à réglage électrique

Fauteuil PRIMA avec réglage électrique de hauteur.

www.fiso.info · 2026-10-17

Voir les détails

Consulter la source fabricant · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Panvisus Trio



Unité de réfraction pour organiser 3 instruments d’examen.

Informations vérifiées

Poste 3 instruments

Plateau pour organiser 3 instruments d’examen.

www.fiso.info · 2026-10-17

Positionnement électrique

Réglage électrique du plateau et du fauteuil.

www.fiso.info · 2026-10-17

Blocage électromagnétique

Blocage du plateau et du bras de réfracteur.

www.fiso.info · 2026-10-17

Voir les détails

Consulter la source fabricant · www.fiso.info

BVI Medical | ASEM

R-Evo Smart® S



Phacoémulsification et vitrectomie antérieure.

Informations vérifiées

Segment antérieur

Phacoémulsification et vitrectomie antérieure.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Double système d’aspiration

Choix entre pompe péristaltique et Venturi.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Phaco à ultrasons

Émission continue, pulsée ou en rafales à environ 40 kHz.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Voir les détails

Consulter la source fabricant · www.bvimedical.com

BVI Medical | ASEM

R-Evo Smart® E



Phacoémulsification et vitrectomie antérieure.

Informations vérifiées

Segment antérieur

Phacoémulsification et vitrectomie antérieure.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Aspiration péristaltique

Aspiration par pompe péristaltique.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Phaco à ultrasons

Émission continue, pulsée ou en rafales à environ 40 kHz.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Voir les détails

Consulter la source fabricant · www.bvimedical.com

BVI Medical | ASEM

R-Evolution CR



Phacoémulsification et vitrectomie antérieure et postérieure.

Informations vérifiées

Chirurgie combinée

Phaco et vitrectomie antérieure et postérieure.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Double système d’aspiration

Choix entre pompe péristaltique et Venturi.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Phaco à ultrasons

Émission continue, pulsée ou en rafales à environ 40 kHz.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Voir les détails

Consulter la source fabricant · www.bvimedical.com

BVI Medical | ASEM

R-Evolution



Plateforme de phacoémulsification à fonctions chirurgicales configurables.

Informations vérifiées

Gestion des fluides

Sélection de l’aspiration fondée sur débit ou vide.

Selon configuration

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Émission ultrasonore

Modes pulsés et rafales pour la phacoémulsification.

Selon configuration

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Éclairage opératoire

Trois sorties LED indépendantes avec filtres de couleur.

Selon configuration

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Voir les détails

Consulter la source fabricant · www.bvimedical.com

F.I.S.O. | ASEM

Table Hercule



Contactez ASEM pour les informations vérifiées sur cette référence.

Caractéristiques techniques à confirmer.

Voir les détails

Consulter la source fabricant · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Trial Lenses set with Metal Rim in Beech Wood Case



236 verres d’essai pour la réfraction subjective, en coffret bois.

Informations vérifiées

Réfraction subjective

Jeu de verres d’essai pour composer la correction.

www.fiso.info · 2026-10-05

236 verres d’essai

Ensemble de 236 verres dans un coffret bois.

www.fiso.info · 2026-10-05

Voir les détails

Consulter la source fabricant · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

51-B – 236 B Ensembles de lentilles d'essai



236 verres d’essai pour la réfraction subjective, en coffret ABS.

Informations vérifiées

Réfraction subjective

Jeu de verres d’essai pour composer la correction.

www.fiso.info · 2026-10-05

236 verres d’essai

Ensemble de 236 verres dans un coffret ABS.

www.fiso.info · 2026-10-05

Voir les détails

Consulter la source fabricant · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

lit chirurgical 77FY



Fauteuil opératoire articulé pour la chirurgie ambulatoire.

Informations vérifiées

Positionnement opératoire

Réglages du dossier, des jambes et de l’inclinaison.

www.frastema.com · 2026-10-05

Mobilité et freinage

Roues orientables avec freinage commandé au pied.

www.frastema.com · 2026-10-05

Alimentation adaptable

Version secteur ou batterie 24 V selon configuration.

Selon configuration

www.frastema.com · 2026-10-05

Voir les détails

Consulter la source fabricant · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

92-FA



Tabouret à roulettes avec assise réglable pour le poste de consultation.

Informations vérifiées

Hauteur pneumatique

Assise réglable de 52 à 72 cm par mécanisme pneumatique.

Tabouret FISO 92-FA. Revêtement et configuration de livraison à confirmer.

fiso.info · 2026-10-18

Assise ronde rembourrée

Une assise rembourrée de 33 cm de diamètre.

fiso.info · 2026-10-18

Base à cinq branches

Base chromée de 50 cm, équipée de roulettes.

fiso.info · 2026-10-18

Voir les détails

Consulter la source fabricant · fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Panvisus Rondo



Unité Panvisus Rondo à deux instruments, selon configuration.

Informations vérifiées

Deux instruments réunis

Plateau pour deux instruments sur la gamme Rondo.

Caractéristiques communes à la gamme Panvisus Rondo. Référence du plateau, réglage de hauteur et accessoires à confirmer.

www.fiso.info · 2026-10-18

Plateau au choix

Plateau en V ou coulissant, selon la référence.

www.fiso.info · 2026-10-18

Hauteur selon référence

Plateau fixe ou à réglage électrique, selon la version.

www.fiso.info · 2026-10-18

Voir les détails

Consulter la source fabricant · www.fiso.info

Huvitz | ASEM

Réfracteur HDR-7100P



Réfracteur pour l’examen subjectif de loin et de près.

Informations vérifiées

Réfraction subjective

Sphère de −29 à +26,75 D pour l’examen visuel.

huvitz.com · 2026-10-05

Vision de près

Distance de travail réglable de 35 à 70 cm.

huvitz.com · 2026-10-05

Correction prismatique

Puissance prismatique jusqu’à 20 Δ.

huvitz.com · 2026-10-05

Voir les détails

Consulter la source fabricant · huvitz.com

Haag-Streit | ASEM

Lampe à fente BM-900



Lampe à fente à microscope Kepler avec grossissements 10× et 16×.

Informations vérifiées

Optique de Kepler

Deux grossissements, 10× et 16×, pour l’observation.

haag-streit.com · 2026-10-17

Éclairage LED

Éclairage LED destiné à l’observation à la fente.

Version LED

jp.haag-streit.com · 2026-10-17

Positionnement à une main

Levier central pour régler la position dans trois axes.

jp.haag-streit.com · 2026-10-17

Voir les détails

Consulter la source fabricant · haag-streit.com

Huvitz | ASEM

Frontofocometre Digital



Mesure des verres et des lentilles de contact par technologie Hartmann.

Informations vérifiées

Analyse Hartmann

Analyse des puissances sphériques, cylindriques et prismatiques.

huvitz.com · 2026-10-05

Lentilles de contact

Mesure des lentilles rigides et souples.

huvitz.com · 2026-10-05

Large plage optique

Sphère de −25 à +25 D et cylindre jusqu’à 10 D.

huvitz.com · 2026-10-05

Voir les détails

Consulter la source fabricant · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HIIS-1 (HIS-1)



Logiciel de consultation des examens issus d’appareils compatibles.

Informations vérifiées

Lecture d’un examen

Affichage d’un examen pour consulter ses données.

La brochure emploie HIS-1 et HIIS-1. Version, licences, modules et appareils connectés à confirmer.

optomedical.eu · 2026-10-18

Vue de six examens

Une vue de six examens pour rapprocher les résultats.

optomedical.eu · 2026-10-18

Échanges DICOM

Protocole DICOM pour échanger avec des systèmes compatibles.

optomedical.eu · 2026-10-18

Voir les détails

Consulter la source fabricant · optomedical.eu

Haag-Streit | ASEM

AT 900



Tonomètre à aplanation Goldmann de la gamme AT 900.

Informations vérifiées

Principe Goldmann

Mesure de la pression intraoculaire par aplanation.

Caractéristiques communes à la gamme AT 900. Fixation R, T ou BQ et compatibilité avec la lampe à fente à confirmer.

uk.haag-streit.com · 2026-10-18

Plage de mesure

Plage de pression documentée de 0 à 80 mmHg.

uk.haag-streit.com · 2026-10-18

Fixation à confirmer

Fixation R, T ou BQ et compatibilité à confirmer.

uk.haag-streit.com · 2026-10-18

Voir les détails

Consulter la source fabricant · uk.haag-streit.com

Huvitz | ASEM

Auto-réfkeratomètre HRK-1



Réfraction, kératométrie et aide à l’adaptation des lentilles.

Informations vérifiées

Réfraction et cornée

Réfractométrie et kératométrie dans un seul appareil.

huvitz.com · 2026-10-05

Adaptation des lentilles

Aide à l’adaptation des lentilles de contact.

huvitz.com · 2026-10-05

Suivi vertical

Suivi vertical du positionnement sur ±15 mm.

huvitz.com · 2026-10-05

Voir les détails

Consulter la source fabricant · www.huvitz.com

Huvitz | ASEM

Frontofocometre HLM-7000P



Mesure des verres et des lentilles de contact.

Informations vérifiées

Mesure des verres

Analyse des puissances sphériques, cylindriques et prismatiques.

huvitz.com · 2026-10-05

Lentilles de contact

Mesure des lentilles rigides et souples.

huvitz.com · 2026-10-05

Large plage optique

Sphère de −25 à +25 D et cylindre jusqu’à 10 D.

huvitz.com · 2026-10-05

Voir les détails

Consulter la source fabricant · huvitz.com

Huvitz | ASEM

Projecteur de test HCP-7000



Projecteur LED pour les tests visuels au cabinet.

Informations vérifiées

Tests visuels variés

41 optotypes et 34 masques de présentation.

huvitz.com · 2026-10-05

Projection LED

Source LED pour la projection des optotypes.

huvitz.com · 2026-10-05

Distance d’examen

Projection adaptée à une distance de 2,5 à 8 m.

huvitz.com · 2026-10-05

Voir les détails

Consulter la source fabricant · huvitz.com

Huvitz | ASEM

Ecran Numérique HDC-9100N/PF



Affichage numérique des optotypes sur écran LCD Full HD.

Informations vérifiées

Optotypes Full HD

Écran LCD 24 pouces, résolution 1920 × 1080.

huvitz.com · 2026-10-05

Distance d’examen

Présentation des tests jusqu’à 6 m de distance.

huvitz.com · 2026-10-05

Voir les détails

Consulter la source fabricant · huvitz.com

Huvitz | ASEM

Champ visuel HVF-100



Exploration du champ visuel en périmétrie statique blanc sur blanc.

Informations vérifiées

Périmétrie statique

Exploration du champ visuel blanc sur blanc.

huvitz.com · 2026-10-05

Champ jusqu’à 90°

Exploration périmétrique jusqu’à 90° de champ.

huvitz.com · 2026-10-05

Stimulus Goldmann III

Taille de stimulus Goldmann III pour les tests.

huvitz.com · 2026-10-05

Voir les détails

Consulter la source fabricant · huvitz.com

Huvitz | ASEM

Tonomètre à air HNT-1/1P



Tonométrie sans contact pour la mesure de la pression intraoculaire.

Informations vérifiées

Tonométrie sans contact

Mesure de la pression intraoculaire sans contact.

huvitz.com · 2026-10-05

Plage de pression

Mesure de la pression dans la plage de 0 à 60 mmHg.

huvitz.com · 2026-10-05

Voir les détails

Consulter la source fabricant · huvitz.com

Huvitz | ASEM

Topographe Optique Cornéen Complet



Topographie cornéenne associée à la kératométrie et à l’analyse Zernike.

Informations vérifiées

Cartographie cornéenne

Topographie de la surface cornéenne.

huvitz.com · 2026-10-05

Analyse Zernike

Analyse des aberrations cornéennes par Zernike.

huvitz.com · 2026-10-05

Kératométrie intégrée

Mesure de la courbure cornéenne dans le même examen.

huvitz.com · 2026-10-05

Voir les détails

Consulter la source fabricant · huvitz.com

F.I.S.O. | ASEM

Unité 2 postes



Contactez ASEM pour les informations vérifiées sur cette référence.

Caractéristiques techniques à confirmer.

Voir les détails

Consulter la source fabricant · www.fiso.info

Haag-Streit | ASEM

EIBOS 2



Accessoire de visualisation grand angle du fond d’œil pour microscope opératoire compatible.

Informations vérifiées

Grand champ sans contact

Observation grand-angle du fond d’œil au microscope.

Microscope compatible

haag-streit.com · 2026-10-17

Inverseur intégré

L’inverseur et la mise au point sont intégrés.

haag-streit.com · 2026-10-17

Mise au point manuelle

Leviers latéraux pour régler la mise au point.

haag-streit.com · 2026-10-17

Voir les détails

Consulter la source fabricant · haag-streit.com

Huvitz | ASEM

Huvitz HS-7000 — lampe à fente



Lampe à fente galiléenne à cinq niveaux de grossissement.

Informations vérifiées

Cinq grossissements

6×, 10×, 16×, 25×, 40× pour adapter l’observation.

huvitz.com · 2026-10-06

Fente d’examen

Ouverture de fente jusqu’à 14 × 14 mm.

huvitz.com · 2026-10-06

Filtres d’observation

Filtres bleu cobalt et vert pour l’examen.

huvitz.com · 2026-10-06

Voir les détails

Consulter la source fabricant · www.huvitz.com

Huvitz | ASEM

Huvitz HS-5000 — lampe à fente



Lampe à fente à éclairage en tour et microscope galiléen.

Informations vérifiées

Cinq grossissements

6,5×, 11×, 16×, 23,2×, 39,3× pour adapter l’observation.

huvitz.com · 2026-10-06

Fente d’examen

Ouverture de fente jusqu’à 14 × 14 mm.

huvitz.com · 2026-10-06

Éclairage en tour

Inclinaison de l’éclairage par paliers de 0° à 20°.

huvitz.com · 2026-10-06

Voir les détails

Consulter la source fabricant · www.huvitz.com

Huvitz | ASEM

Huvitz HS-5500 — lampe à fente



Éclairage intégré et optique galiléenne pour l’examen à la lampe à fente.

Informations vérifiées

Cinq grossissements

6,5×, 11×, 16×, 23,2×, 39,3× pour adapter l’observation.

huvitz.com · 2026-10-06

Fente d’examen

Ouverture de fente jusqu’à 14 × 14 mm.

huvitz.com · 2026-10-06

Éclairage intégré

Inclinaison continue de l’éclairage de 0° à 20°.

huvitz.com · 2026-10-06

Voir les détails

Consulter la source fabricant · www.huvitz.com

Huvitz HDC-7000 — système de tests visuels



Tests visuels numériques pour la réfraction et la vision binoculaire.

Informations vérifiées

Vision binoculaire

Tests de stéréoscopie, fusion et disparité de fixation.

www.huvitz.com · 2026-10-06

Tests personnalisables

Contraste, masques, rouge/vert et présentation miroir.

www.huvitz.com · 2026-10-06

Installation sur PC

Tests sur PC et écran compatibles à définir.

PC et écran séparés

www.huvitz.com · 2026-10-06

Voir les détails

Consulter la source fabricant · www.huvitz.com

Huvitz | ASEM

Huvitz CIT-4000 — table motorisée



Table motorisée pour positionner les instruments d’examen.

Informations vérifiées

Réglage motorisé

Réglage électrique de la hauteur de l’instrument.

www.huvitz.com · 2026-10-06

Mobilité au cabinet

Roulettes pour déplacer la table entre les postes.

www.huvitz.com · 2026-10-06

Commande adaptée

Commande manuelle ou par pédale selon la version.

Selon configuration

www.huvitz.com · 2026-10-06

Voir les détails

Consulter la source fabricant · www.huvitz.com