
ASEM MEDICAL



안과 장비 카탈로그

장비 63개

ASEM 공개 장비 모음입니다. 사양 및 이용 가능한 구성은 제조사에 확인해야 합니다. 이 카탈로그는 제조사의 문서를 대체하지 않습니다.

생성일: 2026-11-09

Huvitz | ASEM

OCTavius



하나의 안과 영상 플랫폼에서 다섯 가지 검사를 제공합니다.

확인된 정보

다중모드 영상

OCT, 안저 영상, 혈관조영, 생체계측 및 지형도 검사.

huvitz.com · 2026-10-05

빠른 OCT 획득

OCT 획득 시 초당 80,000 A-스캔.

huvitz.com · 2026-10-05

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HBM-1



수술 전 평가를 위한 광학 생체계측과 각막 지형도 검사.

확인된 정보

광학 생체계측

안축장 14~40 mm 측정.

www.huvitz.com · 2026-10-05

플라시도 지형도

24개 링으로 각막 표면을 지도화합니다.

www.huvitz.com · 2026-10-05

IOL 도수 계산

IOL 계산 및 제르니케 분석 기능 내장.

www.huvitz.com · 2026-10-05

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HRK-9000A



한 장비에서 굴절검사와 안구 표면 평가를 수행합니다.

확인된 정보

자동 굴절검사

구면 □30~+25 D, 원주 최대 12 D.

huvitz.com · 2026-10-05

안구 표면

마이보그래피 및 눈물막 파괴시간 분석.

huvitz.com · 2026-10-05

주변부 각막곡률

중심부와 주변부 각막곡률 측정.

huvitz.com · 2026-10-05

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · huvitz.com

Haag-Streit | ASEM

Eyestar 900



EyeSuite 기반 시스템의 광학 생체계측 및 각막곡률 측정.

확인된 정보

파장가변 OCT 생체계측

각막에서 망막까지 파장가변 OCT로 생체계측합니다.

haag-streit.com · 2026-10-17

각막 지도화

각막 평가를 위한 지형도·두께측정 도구.

haag-streit.com · 2026-10-17

자동 데이터 획득

두 눈을 측정하도록 설계한 자동 획득.

haag-streit.com · 2026-10-17

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Elara 900



갈릴레이 현미경과 다섯 배율을 갖춘 세극등.

확인된 정보

투사식 세극 조명

안구 구조를 관찰하는 투사식 조명.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

적외선 샘 평가

마이봄샘 평가를 위한 적외선 조명.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

전동 검사 조작

장비 높이와 배율을 전동으로 조절합니다.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · us.haag-streit.com

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus RM64 — 장비 3대



검사 장비 3대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

확인된 정보

장비 3대용 공간

검사 장비 3대용 테이블 상판.

www.fiso.info · 2026-10-17

전동 위치 조절

상판과 의자를 전동으로 조절합니다.

www.fiso.info · 2026-10-17

전자기 잠금

상판과 포롭터 암을 고정합니다.

www.fiso.info · 2026-10-17

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · www.fiso.info

GMV | ASEM

Plexr® Plus



강도 수준이 다른 핸드피스 3개의 플라스마 기술.

확인된 정보

플라스마 기술

집중된 플라스마 아크를 통해 에너지를 전달합니다.

gruppogmv.com · 2026-10-17

핸드피스 3개

흰색·녹색·빨간색 핸드피스 세 개.

gruppogmv.com · 2026-10-17

비접촉 적용

피부에 직접 닿지 않고 에너지를 전달합니다.

gruppogmv.com · 2026-10-17

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · gruppogmv.com

BVI Medical | ASEM

R-Evo Smart® CR



수정체유화술 및 전방·후방 유리체절제술.

확인된 정보

복합 수술

수정체유화술 및 전방·후방 유리체절제술.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

이중 흡인 시스템

연동식 펌프 또는 벤투리 펌프를 선택합니다.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

초음파 수정체유화

약 40 kHz의 연속·펄스·버스트 출력.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · www.bvimedical.com

Haag-Streit | ASEM

METIS 900



전동 줌과 수직 초점 조절을 갖춘 안과 수술현미경.

확인된 정보

동축 적색반사

수술 시야를 위한 동축 적색반사 조명.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

전동 시야 기울기

수술 시야각을 전동 기울기로 조절합니다.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

손·발 조작

손 또는 발로 줌과 초점을 조작합니다.

구성에 따라 다름

us.haag-streit.com · 2026-10-17

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · us.haag-streit.com

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus MS33 — 장비 3대



검사 장비 3대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

확인된 정보

장비 3대용 공간

검사 장비 3대용 테이블 상판.

www.fiso.info · 2026-10-17

전동 위치 조절

상판과 의자를 전동으로 조절합니다.

www.fiso.info · 2026-10-17

전자기 잠금

상판과 포롭터 암을 고정합니다.

www.fiso.info · 2026-10-17

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus Curve



검사 장비 2대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

확인된 정보

장비 2대용 공간

검사 장비 2대용 테이블 상판.

www.fiso.info · 2026-10-17

상판 선택

장비 두 대용 회전형 또는 슬라이딩형.

구성에 따라 다름

www.fiso.info · 2026-10-17

전자기 잠금

상판과 포롭터 암을 고정합니다.

www.fiso.info · 2026-10-17

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · www.fiso.info

GMV | ASEM

Plexr® PRO



강도 수준이 다른 핸드피스 2개의 플라스마 기술.

확인된 정보

플라스마 기술

집중된 플라스마 아크를 통해 에너지를 전달합니다.

gruppogmv.com · 2026-10-17

핸드피스 2개

P One 및 P Two 핸드피스 두 개.

gruppogmv.com · 2026-10-17

비접촉 적용

피부에 직접 닿지 않고 에너지를 전달합니다.

gruppogmv.com · 2026-10-17

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · gruppogmv.com

Echoson | ASEM

PIROP A+B+CCT



안과용 스캐너 하나에서 생체계측, 초음파 및 각막 두께측정을 수행합니다.

확인된 정보

A모드 생체계측

안축장 측정 및 인공수정체 도수 계산.

echoson.pl · 2026-10-17

B모드 초음파

안구 내부 구조를 초음파로 영상화합니다.

echoson.pl · 2026-10-17

CCT 각막두께

초음파로 각막 두께를 측정합니다.

echoson.pl · 2026-10-17

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · echoson.pl

Huvitz | ASEM

HTR-1A



굴절, 각막 및 안압 검사를 결합한 플랫폼.

확인된 정보

굴절 및 각막곡률

굴절검사에 쓰이는 두 측정 기능을 결합했습니다.

huvitz.com · 2026-10-05

비접촉 안압측정

눈에 접촉하지 않고 안압을 측정합니다.

huvitz.com · 2026-10-05

각막 두께측정

같은 장비에서 각막 두께를 측정합니다.

huvitz.com · 2026-10-05

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HOCT-1 / HOCT-1F



스펙트럴 OCT와 무산동 안저 영상을 결합한 플랫폼.

확인된 정보

스펙트럴 OCT

OCT 영상의 축방향 해상도 7 µm.

huvitz.com · 2026-10-05

내장 안저 촬영

동공을 확장하지 않고 안저를 촬영합니다.

HOCT-1F 전용

huvitz.com · 2026-10-05

영상 관리

HIIS-1 소프트웨어로 검사를 관리합니다.

huvitz.com · 2026-10-05

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HFC-1



파노라마 획득 기능을 갖춘 무산동 안저 촬영.

확인된 정보

무산동 영상

45° 시야의 망막 영상을 획득합니다.

www.huvitz.com · 2026-10-05

파노라마 보기

안저 영상을 이어 파노라마를 구성합니다.

www.huvitz.com · 2026-10-05

작은 동공

동공 지름 3.3 mm부터 촬영 가능합니다.

www.huvitz.com · 2026-10-05

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HDR-9000



자각적 검사와 측정값 전송을 위한 디지털 포롭터.

확인된 정보

자각적 굴절검사

시력검사용 구면 범위 □29~+26.75 D.

huvitz.com · 2026-10-05

프리즘 교정

프리즘 도수 최대 20 Δ.

huvitz.com · 2026-10-05

무선 연결

Wi-Fi 또는 RS-232로 데이터를 교환합니다.

huvitz.com · 2026-10-05

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HVS-1



거리에서 양안 굴절 상태를 선별검사합니다.

확인된 정보

양안 선별검사

거리에서 두 눈의 굴절값을 측정합니다.

huvitz.com · 2026-10-05

굴절 범위

구면 □8~+8 D, 원주 최대 3 D.

huvitz.com · 2026-10-05

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HS-7500



갈릴레이 광학계와 다섯 배율을 갖춘 세극등 검사.

확인된 정보

다섯 배율

검사 시야에 맞는 6×, 10×, 16×, 25×, 40× 배율.

huvitz.com · 2026-10-04

검사 세극

세극 개방 크기 최대 14 × 14 mm.

huvitz.com · 2026-10-04

관찰 필터

검사용 코발트 블루 및 녹색 필터.

huvitz.com · 2026-10-04

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HRK-8100A



중심부·주변부 각막곡률 측정을 갖춘 자동 굴절검사.

확인된 정보

자동 굴절검사

구면 □30~+25 D, 원주 최대 12 D.

huvitz.com · 2026-10-05

주변부 각막

한 검사에서 중심부·주변부 각막곡률을 측정합니다.

huvitz.com · 2026-10-05

렌즈 곡률

콘택트렌즈의 곡률을 측정합니다.

huvitz.com · 2026-10-05

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · huvitz.com

Haag-Streit | ASEM

Lenstar 900



각막곡률 측정 및 EyeSuite 소프트웨어를 갖춘 광학 생체계측기.

확인된 정보

OLCR 광학 생체계측

IOL 계획을 지원하는 안축 측정.

haag-streit.com · 2026-10-17

이중 영역 각막계측

두 영역 각막곡률 측정으로 각막을 평가합니다.

haag-streit.com · 2026-10-17

EyeSuite IOL 계획

EyeSuite IOL에서 IOL을 계산하고 선택합니다.

소프트웨어 설정에 따라 다름

haag-streit.com · 2026-10-17

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Refractor 900



연결 기능을 갖춘 자각적 굴절검사용 포롭터.

확인된 정보

자각적 굴절검사

자각적 굴절검사를 위한 렌즈 조절.

haag-streit.com · 2026-10-17

터치스크린 검사 조작

터치스크린 패널로 검사를 조작합니다.

haag-streit.com · 2026-10-17

임상 데이터 교환

진단 장비 및 환자 기록과 데이터를 교환합니다.

시스템 호환성 확인 필요

haag-streit.com · 2026-10-17

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Octopus 900



정적 시야검사이며 다른 기능은 구성에 따라 다릅니다.

확인된 정보

전체 시야 정적검사

중심부와 주변부 시야용 정적 검사 패턴.

haag-streit.com · 2026-10-17

동적 시야검사

버전과 라이선스에 따른 동적 검사.

버전에 따른 옵션

haag-streit.com · 2026-10-17

전반적 진행 분석

연속 시야검사의 전반적 진행을 분석합니다.

haag-streit.com · 2026-10-17

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Octopus 600



SAP 정적 시야검사와 Pulsar 시야검사를 결합한 시야계.

확인된 정보

중심부 정적 시야검사

백색 바탕 백색 자극의 중심 시야검사.

haag-streit.com · 2026-10-17

전반적 진행 분석

연속 시야검사와 전반적 진행을 검토합니다.

haag-streit.com · 2026-10-17

암실 불필요

암실이 아닌 곳에서도 검사할 수 있습니다.

haag-streit.com · 2026-10-17

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

BQ 900



갈릴레이 현미경, 다섯 배율 및 LED 조명을 갖춘 세극등.

확인된 정보

갈릴레이 현미경 광학계

6.3×~40× 범위의 다섯 배율 단계.

haag-streit.com · 2026-10-17

LED 세극 조명

세극등 관찰용 LED 조명.

LED 버전

de.haag-streit.com · 2026-10-17

세극등 영상 옵션

IM 600 또는 IM 910 모듈로 영상을 촬영합니다.

선택형 영상 모듈

haag-streit.com · 2026-10-17

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · www.haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

BI 900



케플러 현미경, 두 배율 및 LED 조명을 갖춘 세극등.

확인된 정보

케플러 현미경 광학계

세극등 관찰용 10× 및 16× 두 배율.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

내장 대비 필터

일상 검사에서 대비를 높이는 내장 필터.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

세극등 영상 옵션

BI 900 Imaging Set으로 검사를 기록합니다.

선택형 영상 세트

us.haag-streit.com · 2026-10-17

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · www.haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Imaging Module 910



호환 세극등용 영상 모듈이며 구성은 ASEM과 확인해야 합니다.

확인된 정보

영상 촬영 지원

자동 노출과 조리개 조절이 촬영을 돕습니다.

호환 세극등 필요

haag-streit.com · 2026-10-17

손쉬운 카메라 조작

조이스틱 옆에 카메라·조명 조작부를 배치했습니다.

haag-streit.com · 2026-10-17

두 통합 방식

단독 작동 또는 EyeSuite 통합.

haag-streit.com · 2026-10-17

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · haag-streit.com

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus RM64 — 장비 2대



검사 장비 2대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

확인된 정보

장비 2대용 공간

검사 장비 2대용 테이블 상판.

www.fiso.info · 2026-10-17

전동 위치 조절

상판과 의자를 전동으로 조절합니다.

www.fiso.info · 2026-10-17

전자기 잠금

상판과 포롭터 암을 고정합니다.

www.fiso.info · 2026-10-17

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus RM64 Compact — 장비 3대



검사 장비 3대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

확인된 정보

장비 3대용 공간

검사 장비 3대용 테이블 상판.

www.fiso.info · 2026-10-17

휠체어 접근

휠체어 상태의 검사를 위해 열리는 상판.

www.fiso.info · 2026-10-17

전동 조절 의자

높이를 전동 조절하는 PRIMA 의자.

www.fiso.info · 2026-10-17

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus RM64 Compact — 장비 2대



검사 장비 2대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

확인된 정보

장비 2대용 공간

검사 장비 2대용 테이블 상판.

www.fiso.info · 2026-10-17

휠체어 접근

휠체어 상태의 검사를 위해 열리는 상판.

www.fiso.info · 2026-10-17

전동 조절 의자

높이를 전동 조절하는 PRIMA 의자.

www.fiso.info · 2026-10-17

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus MS33 — 장비 2대



검사 장비 2대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

확인된 정보

장비 2대용 공간

검사 장비 2대용 테이블 상판.

www.fiso.info · 2026-10-17

전동 위치 조절

상판과 의자를 전동으로 조절합니다.

www.fiso.info · 2026-10-17

전자기 잠금

상판과 포롭터 암을 고정합니다.

www.fiso.info · 2026-10-17

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus One



검사 장비 1대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

확인된 정보

장비 1대용 공간

검사 장비 1대용 테이블 상판.

www.fiso.info · 2026-10-17

고정 높이 상판

모든 위치에서 기계적으로 잠기는 암.

www.fiso.info · 2026-10-17

전동 조절 의자

높이를 전동 조절하는 PRIMA 의자.

www.fiso.info · 2026-10-17

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus Two



검사 장비 2대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

확인된 정보

장비 2대용 공간

검사 장비 2대용 테이블 상판.

www.fiso.info · 2026-10-17

장비 중심 정렬

장비 중심 정렬 기구가 있는 V자형 상판.

www.fiso.info · 2026-10-17

전동 조절 의자

높이를 전동 조절하는 PRIMA 의자.

www.fiso.info · 2026-10-17

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Panvisus Trio



검사 장비 3대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

확인된 정보

장비 3대용 공간

검사 장비 3대용 테이블 상판.

www.fiso.info · 2026-10-17

전동 위치 조절

상판과 의자를 전동으로 조절합니다.

www.fiso.info · 2026-10-17

전자기 잠금

상판과 포롭터 암을 고정합니다.

www.fiso.info · 2026-10-17

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · www.fiso.info

BVI Medical | ASEM

R-Evo Smart® S



수정체유화술 및 전방 유리체절제술.

확인된 정보

전안부 수술

수정체유화술 및 전방 유리체절제술.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

이중 흡인 시스템

연동식 펌프 또는 벤투리 펌프를 선택합니다.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

초음파 수정체유화

약 40 kHz의 연속·펄스·버스트 출력.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · www.bvimedical.com

BVI Medical | ASEM

R-Evo Smart® E



수정체유화술 및 전방 유리체절제술.

확인된 정보

전안부 수술

수정체유화술 및 전방 유리체절제술.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

연동식 흡인

연동식 펌프를 통한 흡인.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

초음파 수정체유화

약 40 kHz의 연속·펄스·버스트 출력.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · www.bvimedical.com

BVI Medical | ASEM

R-Evolution CR



수정체유화술 및 전방·후방 유리체절제술.

확인된 정보

복합 수술

수정체유화술 및 전방·후방 유리체절제술.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

이중 흡인 시스템

연동식 펌프 또는 벤투리 펌프를 선택합니다.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

초음파 수정체유화

약 40 kHz의 연속·펄스·버스트 출력.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · www.bvimedical.com

BVI Medical | ASEM

R-Evolution



수술 기능을 구성할 수 있는 수정체유화술 플랫폼.

확인된 정보

유체 흐름 관리

유량 기반 또는 진공 기반 흡인 선택.

구성에 따라 다름

www.bvimedical.com · 2026-10-17

초음파 출력

수정체유화술용 펄스 및 버스트 모드.

구성에 따라 다름

www.bvimedical.com · 2026-10-17

수술 조명

컬러 필터가 있는 독립 LED 출력 세 개.

구성에 따라 다름

www.bvimedical.com · 2026-10-17

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · www.bvimedical.com

F.I.S.O. | ASEM

Table Hercule



이 모델의 검증된 정보는 ASEM에 문의해 주세요.

기술 사양은 확인이 필요합니다.

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Trial Lenses set with Metal Rim in Beech Wood Case



목재 케이스에 담긴 자각적 굴절검사용 시험렌즈 236개.

확인된 정보

자각적 굴절검사

광학 교정값을 조합하는 시험렌즈 세트.

www.fiso.info · 2026-10-05

시험렌즈 236개

목재 케이스에 담긴 렌즈 236개 세트.

www.fiso.info · 2026-10-05

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

51-B – 236 B Ensembles de lentilles d'essai



ABS 케이스에 담긴 자각적 굴절검사용 시험렌즈 236개.

확인된 정보

자각적 굴절검사

광학 교정값을 조합하는 시험렌즈 세트.

www.fiso.info · 2026-10-05

시험렌즈 236개

ABS 케이스에 담긴 렌즈 236개 세트.

www.fiso.info · 2026-10-05

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

lit chirurgical 77FY



외래 수술용 관절식 수술 의자.

확인된 정보

수술 자세 조절

등받이, 다리 부분 및 기울기를 조절합니다.

www.frastema.com · 2026-10-05

이동 및 제동

방향 조절 바퀴와 발로 조작하는 브레이크.

www.frastema.com · 2026-10-05

선택형 전원

구성에 따라 상용 전원 또는 24 V 배터리 버전.

구성에 따라 다름

www.frastema.com · 2026-10-05

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

92-FA



진료 공간을 위한 높이 조절 좌면과 바퀴가 있는 스툴입니다.

확인된 정보

공압식 높이 조절

공압 장치로 좌면 높이를 52~72 cm로 조절합니다.

FISO 92-FA 스툴입니다. 시트 마감과 납품 구성은 확인이 필요합니다.

fiso.info · 2026-10-18

쿠션이 있는 원형 좌면

직경 33 cm의 쿠션이 있는 원형 좌면입니다.

fiso.info · 2026-10-18

다섯 갈래 베이스

바퀴가 장착된 50 cm 크롬 도금 베이스입니다.

fiso.info · 2026-10-18

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Panvisus Rondo



구성에 따라 두 대의 장비를 배치하는 Panvisus Rondo 유닛입니다.

확인된 정보

두 장비를 한곳에

Rondo 제품군의 두 장비용 테이블 상판입니다.

Panvisus Rondo 제품군의 공통 특성입니다. 테이블 모델, 높이 조절 방식 및 액세서리는 확인이 필요합니다.

www.fiso.info · 2026-10-18

상판 선택

세부 모델에 따라 V형 또는 슬라이딩 상판입니다.

www.fiso.info · 2026-10-18

모델별 높이 구성

버전에 따라 고정 높이 또는 전동 높이 조절 상판입니다.

www.fiso.info · 2026-10-18

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · www.fiso.info

Huvitz | ASEM

Réfracteur HDR-7100P



원거리와 근거리 자각적 검사를 위한 포롭터.

확인된 정보

자각적 굴절검사

시력검사용 구면 범위 □29~+26.75 D.

huvitz.com · 2026-10-05

근거리 시력

작업 거리 35~70 cm 조절.

huvitz.com · 2026-10-05

프리즘 교정

프리즘 도수 최대 20 Δ.

huvitz.com · 2026-10-05

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · huvitz.com

Haag-Streit | ASEM

Lampe à fente BM-900



케플러 현미경과 10× 및 16× 배율을 갖춘 세극등.

확인된 정보

케플러 현미경 광학계

세극등 관찰용 10× 및 16× 두 배율.

haag-streit.com · 2026-10-17

LED 세극 조명

세극등 관찰용 LED 조명.

LED 버전

jp.haag-streit.com · 2026-10-17

한 손 장비 조절

한 손 레버로 장비의 세 축 위치를 조절합니다.

jp.haag-streit.com · 2026-10-17

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · haag-streit.com

Huvitz | ASEM

Frontofocometre Digital



하트만 기술로 안경렌즈와 콘택트렌즈를 측정합니다.

확인된 정보

하트만 분석

구면, 원주 및 프리즘 도수를 측정합니다.

huvitz.com · 2026-10-05

콘택트 렌즈

하드 및 소프트 콘택트렌즈를 측정합니다.

huvitz.com · 2026-10-05

넓은 광학 범위

구면 □25~+25 D, 원주 최대 10 D.

huvitz.com · 2026-10-05

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HIIS-1 (HIS-1)



호환 장비에서 얻은 검사 결과를 조회하는 소프트웨어입니다.

확인된 정보

단일 검사 보기

하나의 검사를 표시하여 해당 데이터를 조회합니다.

브로슈어는 HIS-1과 HIIS-1이라는 명칭을 사용합니다. 버전, 라이선스, 모듈 및 연결 장비는 확인이 필요합니다.

optomedical.eu · 2026-10-18

여섯 검사 보기

여섯 검사를 함께 표시하여 결과를 비교합니다.

optomedical.eu · 2026-10-18

DICOM 데이터 교환

호환 시스템과 데이터를 교환하는 DICOM 프로토콜입니다.

optomedical.eu · 2026-10-18

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · optomedical.eu

Haag-Streit | ASEM

AT 900



AT 900 제품군의 Goldmann 압평 안압계입니다.

확인된 정보

Goldmann 측정 원리

압평 방식으로 안압을 측정합니다.

AT 900 제품군의 공통 특성입니다. R, T 또는 BQ 장착 방식과 세극등 호환성은 확인이 필요합니다.

uk.haag-streit.com · 2026-10-18

측정 범위

문서로 확인된 압력 범위는 0~80 mmHg입니다.

uk.haag-streit.com · 2026-10-18

장착 방식 확인 필요

R, T 또는 BQ 장착 방식과 호환성은 확인이 필요합니다.

uk.haag-streit.com · 2026-10-18

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · uk.haag-streit.com

Huvitz | ASEM

Auto-réfkeratomètre HRK-1



굴절·각막곡률 검사 및 콘택트렌즈 피팅 지원.

확인된 정보

굴절 및 각막

한 장비에서 굴절값과 각막곡률을 측정합니다.

huvitz.com · 2026-10-05

콘택트렌즈 피팅

콘택트렌즈 피팅을 지원합니다.

huvitz.com · 2026-10-05

수직 추적

±15 mm 범위의 수직 위치 추적.

huvitz.com · 2026-10-05

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · www.huvitz.com

Huvitz | ASEM

Frontofocometre HLM-7000P



안경렌즈와 콘택트렌즈를 측정합니다.

확인된 정보

안경렌즈 측정

구면, 원주 및 프리즘 도수를 측정합니다.

huvitz.com · 2026-10-05

콘택트 렌즈

하드 및 소프트 콘택트렌즈를 측정합니다.

huvitz.com · 2026-10-05

넓은 광학 범위

구면 □25~+25 D, 원주 최대 10 D.

huvitz.com · 2026-10-05

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · huvitz.com

Huvitz | ASEM

Projecteur de test HCP-7000



진료실 시력검사를 위한 LED 프로젝터.

확인된 정보

다양한 시기능검사

시표 41종과 제시 마스크 34종.

huvitz.com · 2026-10-05

LED 투사

LED 광원으로 시력표를 투사합니다.

huvitz.com · 2026-10-05

검사 거리

2.5–8 m 검사 거리에 맞는 투사.

huvitz.com · 2026-10-05

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · huvitz.com

Huvitz | ASEM

Ecran Numérique HDC-9100N/PF



Full HD LCD 화면에 디지털 시력표를 표시합니다.

확인된 정보

Full HD 시력표

1920 × 1080 해상도의 24인치 LCD 화면.

huvitz.com · 2026-10-05

검사 거리

최대 6 m 거리에서 시기능검사를 제시합니다.

huvitz.com · 2026-10-05

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · huvitz.com

Huvitz | ASEM

Champ visuel HVF-100



백색 바탕 백색 자극의 정적 시야검사로 시야를 평가합니다.

확인된 정보

정적 시야검사

백색 바탕에 백색 자극으로 시야를 검사합니다.

huvitz.com · 2026-10-05

최대 90° 시야

최대 90° 범위의 시야검사.

huvitz.com · 2026-10-05

Goldmann III 자극

시야검사용 Goldmann III 자극 크기.

huvitz.com · 2026-10-05

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · huvitz.com

Huvitz | ASEM

Tonomètre à air HNT-1/1P



안압 측정을 위한 비접촉 안압검사.

확인된 정보

비접촉 안압측정

눈에 접촉하지 않고 안압을 측정합니다.

huvitz.com · 2026-10-05

안압 범위

0–60 mmHg 범위의 안압 측정.

huvitz.com · 2026-10-05

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · huvitz.com

Huvitz | ASEM

Topographe Optique Cornéen Complet



각막곡률 측정과 제르니케 분석을 갖춘 각막 지형도 검사.

확인된 정보

각막 지도화

각막 표면의 지형도를 작성합니다.

huvitz.com · 2026-10-05

제르니케 분석

제르니케 항을 이용한 각막 수차 분석.

huvitz.com · 2026-10-05

통합 각막곡률

동일 검사에서 각막곡률을 측정합니다.

huvitz.com · 2026-10-05

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · huvitz.com

F.I.S.O. | ASEM

Unité 2 postes



이 모델의 검증된 정보는 ASEM에 문의해 주세요.

기술 사양은 확인이 필요합니다.

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · www.fiso.info

Haag-Streit | ASEM

EIBOS 2



호환 수술현미경용 광각 안저 관찰 액세서리.

확인된 정보

비접촉 광각 관찰

수술현미경을 통한 광각 안저 관찰.

호환 현미경 필요

haag-streit.com · 2026-10-17

내장 영상 반전기

초점 조절과 영상 반전기를 한 시스템에 통합했습니다.

haag-streit.com · 2026-10-17

수동 초점 조절

측면 레버로 초점을 수동 조절합니다.

haag-streit.com · 2026-10-17

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · haag-streit.com

Huvitz | ASEM

Huvitz HS-7000 — 세극등



갈릴레이 광학계와 다섯 배율을 갖춘 세극등.

확인된 정보

다섯 배율

검사 시야에 맞는 6×, 10×, 16×, 25×, 40× 배율.

huvitz.com · 2026-10-06

검사 세극

세극 개방 크기 최대 14 × 14 mm.

huvitz.com · 2026-10-06

관찰 필터

검사용 코발트 블루 및 녹색 필터.

huvitz.com · 2026-10-06

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · www.huvitz.com

Huvitz | ASEM

Huvitz HS-5000 — 세극등



타워형 조명과 갈릴레이 광학계를 갖춘 세극등.

확인된 정보

다섯 배율

검사 시야에 맞는 6,5×, 11×, 16×, 23,2×, 39,3× 배율.

huvitz.com · 2026-10-06

검사 세극

세극 개방 크기 최대 14 × 14 mm.

huvitz.com · 2026-10-06

타워형 조명

조명 각도를 0°~20°에서 단계적으로 조절합니다.

huvitz.com · 2026-10-06

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · www.huvitz.com

Huvitz | ASEM

Huvitz HS-5500 — 세극등



조명과 갈릴레이 광학계를 통합한 세극등.

확인된 정보

다섯 배율

검사 시야에 맞는 6,5×, 11×, 16×, 23,2×, 39,3× 배율.

huvitz.com · 2026-10-06

검사 세극

세극 개방 크기 최대 14 × 14 mm.

huvitz.com · 2026-10-06

통합 조명

조명 각도를 0°~20°에서 연속 조절합니다.

huvitz.com · 2026-10-06

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · www.huvitz.com

Huvitz | ASEM

Huvitz HDC-7000 — 시기능 검사 시스템



굴절검사와 양안시를 위한 디지털 시기능검사.

확인된 정보

양안 시기능

입체시, 융합 및 주시시차 검사.

www.huvitz.com · 2026-10-06

맞춤형 검사

대비, 마스크, 적색·녹색 및 거울상 제시.

www.huvitz.com · 2026-10-06

PC 기반 설치

호환 PC 및 화면에서 검사하며 사양 확인이 필요합니다.

별도 PC 및 화면

www.huvitz.com · 2026-10-06

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · www.huvitz.com

Huvitz | ASEM

Huvitz CIT-4000 — 전동 테이블



검사 장비를 배치하는 전동 테이블.

확인된 정보

전동 조절

장비 높이를 전동으로 조절합니다.

www.huvitz.com · 2026-10-06

진료실 내 이동

바퀴로 검사 위치 사이에서 테이블을 이동합니다.

www.huvitz.com · 2026-10-06

선택형 조작

버전에 따라 손 또는 발로 조작합니다.

구성에 따라 다름

www.huvitz.com · 2026-10-06

자세히 보기

제조사 출처 확인하기 · www.huvitz.com