굴절검사 유닛

Easyvisus Curve

검사 장비 2대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

Easyvisus Curve는 기기 두 대용 고정 높이 작업대가 있는 굴절검사 유닛입니다. 참조에 따라 회전형 또는 슬라이딩형이며, 한 회전형 구성에는 서랍이 있습니다. 작업대와 암은 전자기식으로 잠깁니다. PRIMA 의자는 고정 상판과 별개로 전동 높이 조절을 유지하며 작업대 수직 전동 조절은 명시되어 있지 않습니다.



Easyvisus Curve · 장비 사진

출처 및 문서

견적 요청 제품 보기

생성일: 2026-11-09

> 이 자료는 ASEM이 작성했습니다. 제조사의 공식 문서나 사용 설명서를 대체하지 않습니다.

주요 장점

장비 2대용 공간

검사 장비 2대용 테이블 상판.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-10-17

상판 선택

장비 두 대용 회전형 또는 슬라이딩형.

구성에 따라 다름

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-10-17

전자기 잠금

상판과 포롭터 암을 고정합니다.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-10-17

Easyvisus Curve 장비 구성

제조사 이미지에 정확한 장비 구성과 기기 접근 방식이 제시되어 있습니다.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-08-30


상판 위치 조절

문서화된 상판 이동으로 Easyvisus Curve에서 기기 간 전환을 돕습니다.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-08-30

설치 배치 계획

공식 도면의 설치 면적 정보로 Easyvisus Curve의 설치를 준비합니다.



Easyvisus Curve · 설치 배치도

출처 및 문서

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-08-30

인체공학

진료 장비를 중심으로 설계된 배치입니다.

체계적인 기기 배치

전용 유닛에 장비를 배치합니다.

장비 조절

제공되는 이동 기능으로 구성을 조절하기 쉽습니다.

실제 활용 기능

굴절검사 유닛

출처 및 문서

더 원활한 작업 흐름

선택 기기에 맞춘 작업대

400500과 400530은 회전형이며 400530에는 서랍이 있습니다. 400550은 슬라이딩 작업대입니다. 수직 전동 조절 RM64 및 MS33와 달리 이 작업대의 높이는 고정됩니다. 400530의 서랍에는 카탈로그에 명시된 시험렌즈 액세서리를 넣을 수 있으며 렌즈 세트와 기기는 별도 지정해야 합니다.

출처 및 문서

문서화된 제어 및 위치 조절

제조사는 회전 작업대와 작업대 암의 전자기 잠금을 문서화하고 있습니다. 여기에는 RM64 및 MS33와 같은 LCD 패널이나 조이스틱이 설명되어 있지 않습니다. 전동 높이 조절은 표준 PRIMA 의자에 해당하며 상판에는 해당하지 않습니다. 의자 상승·하강 풋페달은 선택 액세서리로 분류됩니다.

출처 및 문서

일상 진료를 위한 설계

기본 의자 및 선택 액세서리

표준 PRIMA는 전동 높이 조절과 검정 인조가죽 커버를 제공하며 발받침은 없습니다. 올릴 수 있는 발받침, 다른 커버 및 다른 의자 모델로의 교체는 문서화된 옵션입니다. 의자 버전은 ASEM 견적에서 확인해야 합니다. 원본 사진에는 발받침, 포롭터 암 또는 기타 선택 액세서리가 보일 수 있지만, 사진에 보인다는 사실이 포함을 입증하지 않습니다. 장비와 액세서리는 각각 명시해야 합니다.

출처 및 문서

조명 및 기기 전원

알루미늄 기둥에는 LED 독서등과 시력표 프로젝터 지지판이 있습니다. 본체에는 세극등 변압기 전원이 문서화되어 있습니다. RM64 및 MS33와 유사하다는 이유로 밝기 조절 주변 LED 조명을 추가하지 않습니다. 베이스는 조절식 받침발이 있는 도장 강철입니다. 전체 장비의 전원 전압과 주파수는 이 페이지에 명시되어 있지 않습니다.

출처 및 문서



Easyvisus Curve · 장비 사진

출처 및 문서



Easyvisus Curve · 장비 사진

출처 및 문서

설치 및 구성 선택

400500S, 400530S 및 400550S는 왼손용 선택 버전입니다. 도면은 회전과 슬라이딩의 서로 다른 배치를 보여 주며, 이를 통해 조절 가능한 작업대 높이나 단일 전체 치수를 추론하지 않습니다. 이 페이지에는 무게가 명시되어 있지 않습니다. 배치, 작동 방향 및 액세서리는 ASEM 견적에서 확인해야 합니다.

출처 및 문서

기술 사양 및 문서

브랜드
F.I.S.O.

모델
Easyvisus Curve

기술
굴절검사 유닛

임상 용도
특수 기술

기기 수용 수
2

출처 및 문서

의자 높이
전동 조절, Prima 의자 기본 제공

발받침과 기타 선택 사양 의자가 설치되어 있다고 가정하지 않습니다.

출처 및 문서

작업대 잠금
작업대 및 암: 전자기 잠금

출처 및 문서

작업대 이동
참조 모델에 따라 회전 또는 평행 이동

출처 및 문서


작업대 조명
LED 독서등

출처 및 문서

베이스
도장 강철, 높이 조절 받침발

출처 및 문서

발받침과 기타 선택 사양 의자가 설치되어 있다고 가정하지 않습니다.



Easyvisus Curve · 설치 배치도

출처 및 문서

다운로드 및 자료

제조사 자료

PDF · 15,672 kB

출처 및 문서

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-curve_493/
  출처 확인일: 2026-10-05
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-curve_493/
  출처 확인일: 2026-10-06
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  출처 확인일: 2026-10-06
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-curve_493/
  출처 확인일: 2026-10-17
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-curve_493/
  출처 확인일: 2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  출처 확인일: 2026-10-18

Easyvisus Curve 관련 질문

Easyvisus Curve의 문서에 명시된 “기기 수용 수” 사양은 무엇인가요?

2

출처 및 문서

Easyvisus Curve의 문서에 명시된 “의자 높이” 사양은 무엇인가요?

전동 조절, Prima 의자 기본 제공 — 발받침과 기타 선택 사양 의자가 설치되어 있다고 가정하지 않습니다.

출처 및 문서

Easyvisus Curve의 어떤 구성을 확인해야 하나요?

발받침과 기타 선택 사양 의자가 설치되어 있다고 가정하지 않습니다.

출처 및 문서

Easyvisus Curve의 문서는 어디에서 확인할 수 있나요?

제조사 자료 (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

출처 및 문서

테이블 높이는 전동식인가요?

브로슈어는 고정 높이 테이블로 설명합니다. 전동 높이 조절은 PRIMA 의자에 해당하며 테이블과 혼동해서는 안 됩니다.

출처 및 문서

어떤 테이블 구성이 제공되나요?

400500은 회전 테이블, 400530은 서랍이 있는 회전 테이블, 400550은 슬라이딩 테이블입니다. 이 품번들은 테이블 높이의 전동 이동을 뜻하지 않습니다.

출처 및 문서

Curve의 조명은 어떻게 명시되어 있나요?

알루미늄 기둥에는 LED 독서등과 시력표 프로젝터 지지대가 명시되어 있습니다. RM64의 주변 조명이나 LCD 패널을 유추해 추가하지 않습니다.

출처 및 문서

관련 제품



Panvisus Rondo

F.I.S.O.

굴절검사 유닛

구성에 따라 두 대의 장비를 배치하는 Panvisus Rondo 유닛입니다.

제품 보기



Easyvisus MS33 — 장비 2대

F.I.S.O.

굴절검사 유닛

검사 장비 2대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

제품 보기



Easyvisus MS33 — 장비 3대

F.I.S.O.

굴절검사 유닛

검사 장비 3대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

제품 보기



Easyvisus One

F.I.S.O.

굴절검사 유닛

검사 장비 1대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

제품 보기

ASEM 카탈로그의 임상 분야 살펴보기

ASEM 카탈로그의 인접 분야를 살펴보세요. 이 링크는 해당 장비의 적응증을 확대하지 않습니다.

전문 기술

장비를 넘어 지속적인 지원

장비 선정, 설치, 교육 및 기술 지원에 관해 ASEM과 상담하세요.



서비스 예시 이미지

설치

기술팀과 설치 조건 및 구성을 상담하세요.

자세히 보기



서비스 예시 이미지

교육

장비에 제공되는 교육과 사용 안내를 문의하세요.

자세히 보기



서비스 예시 이미지

애프터서비스

장비에 적합한 기술 지원과 서비스를 ASEM에 문의하세요.

자세히 보기



서비스 예시 이미지

전문 상담

임상 요구 사항을 알려주시면 적합한 장비 선정을 함께 논의합니다.

자세히 보기

전문가에게 문의 **모든 제품 살펴보기** **제조사 웹사이트**

+21320092281 · direction@asem-medical.com

문서 버전: 6aa3cddfc461