굴절검사 유닛

Easyvisus MS33 — 장비 3대

검사 장비 3대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

기기 세 대용 Easyvisus MS33는 수동 회전 및 전동 높이 조절 작업대가 있는 굴절검사 유닛입니다. LCD 패널과 조이스틱으로 작업대·의자의 수직 이동 및 잠금을 제어합니다. 전동 PRIMA, LED 조명 및 조절식 받침발 베이스가 문서화된 기본 구성을 완성합니다. 이 MS33에는 작업대 자동 위치 조절이 명시되어 있지 않습니다.



Easyvisus MS33 · 장비 사진

출처 및 문서

견적 요청 | 제품 보기

생성일: 2026-11-10

> 이 자료는 ASEM이 작성했습니다. 제조사의 공식 문서나 사용 설명서를 대체하지 않습니다.

주요 장점

장비 3대용 공간

검사 장비 3대용 테이블 상판.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-10-17

전동 위치 조절

상판과 의자를 전동으로 조절합니다.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-10-17

전자기 잠금

상판과 포롭터 암을 고정합니다.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-10-17

Easyvisus MS33 — 기기 3대용 장비 구성

제조사 이미지에 정확한 장비 구성과 기기 접근 방식이 제시되어 있습니다.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-08-30


상판 위치 조절

문서화된 상판 이동으로 Easyvisus MS33 — 기기 3대용 구성에서 기기 간 전환을 돕습니다.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-08-30

설치 배치 계획

공식 도면의 설치 면적 정보로 Easyvisus MS33 — 기기 3대용 구성의 설치를 준비합니다.



Easyvisus MS33 · 설치 배치도

출처 및 문서

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-08-30

인체공학

진료 장비를 중심으로 설계된 배치입니다.

체계적인 기기 배치

전용 유닛에 장비를 배치합니다.

장비 조절

제공되는 이동 기능으로 구성을 조절하기 쉽습니다.

실제 활용 기능

굴절검사 유닛

출처 및 문서

더 원활한 작업 흐름

선택 기기에 맞춘 작업대

표준 참조 400300에는 기기 세 대용 수동 회전 작업대와 전동 높이 조절이 있습니다. 제조사 표에는 자동 위치 조절 버전이 설명되어 있지 않습니다. 세 개의 자리가 있다고 기기 세 대가 포함되는 것은 아닙니다. 기기와 지지대는 ASEM 구성에서 지정해야 합니다.

출처 및 문서

문서화된 제어 및 위치 조절

LCD 패널에서 로고를 맞춤 설정할 수 있습니다. 조이스틱은 의자와 작업대의 상승·하강 및 잠금을 제어합니다. 제조사는 회전 작업대와 작업대암의 전자기 잠금을 문서화하고 있습니다. 높이 전동 조절은 해당 참조의 회전 또는 슬라이딩 방식과 별개입니다.

출처 및 문서

일상 진료를 위한 설계

기본 의자 및 선택 액세서리

표준 PRIMA는 전동 높이 조절과 검정 인조가죽 커버를 제공하며 발받침은 없습니다. 올릴 수 있는 발받침, 다른 커버 및 다른 의자 모델로의 교체는 문서화된 옵션입니다. 의자 버전은 ASEM 견적에서 확인해야 합니다. 원본 사진에는 발받침, 포롭터 암 또는 기타 선택 액세서리가 보일 수 있지만, 사진에 보인다는 사실이 포함을 입증하지 않습니다. 장비와 액세서리는 각각 명시해야 합니다.

출처 및 문서

조명 및 기기 전원

알루미늄 기둥에는 밝기 조절 주변 LED 조명, LED 독서등 및 시력표 프로젝터 지지판이 있습니다. 본체 유닛은 세극등 변압기 전원을 포함합니다. 도장 강철 베이스에는 조절식 받침발이 있습니다. 추가 기기 전원은 액세서리로 분류되며 자동으로 포함된 것으로 보지 않습니다. 전체 유닛의 입력 전압이나 주파수를 추정하지 않습니다.

출처 및 문서



Easyvisus MS33 · 장비 사진

출처 및 문서



Easyvisus MS33 · 장비 사진

출처 및 문서

설치 및 구성 선택

왼손용 400300S는 선택 사양입니다. 치수 도면은 400300에 해당하며 기둥 높이 등을 명시합니다. 이 치수를 유닛 전체 높이나 작업대 이동 범위로 사용하지 않습니다. 페이지에는 무게, 전원 주파수 또는 높이 범위가 제공되지 않습니다. 진료실 배치, 액세서리 및 기기는 ASEM과 확인해야 합니다.

출처 및 문서

기술 사양 및 문서

브랜드
F.I.S.O.

모델
Easyvisus MS33 — 장비 3대

기술
굴절검사 유닛

임상 용도
특수 기술

기기 수용 수
3

출처 및 문서

의자 높이
전동 조절, Prima 의자 기본 제공

발받침과 기타 선택 사양 의자가 설치되어 있다고 가정하지 않습니다.

출처 및 문서

작업대 높이
전동 조절

출처 및 문서

작업대 잠금
작업대 및 암: 전자기 잠금

출처 및 문서

작업대 이동
수동 회전, 참조 모델에 따라 자동 위치 조절

제조사 구성 선택 사항으로, 어떤 선택 사양도 자동으로 설치되어 있다고 가정하지 않습니다.

출처 및 문서

작업대 조명
주변 LED 조명 · LED 독서등

출처 및 문서

조작부
LCD 패널, 조절 및 잠금용 조이스틱


출처 및 문서

베이스
도장 강철, 높이 조절 받침발

출처 및 문서

발받침과 기타 선택 사양 의자가 설치되어 있다고 가정하지 않습니다.

제조사 구성 선택 사항으로, 어떤 선택 사양도 자동으로 설치되어 있다고 가정하지 않습니다.



Easyvisus MS33 · 설치 배치도

출처 및 문서

다운로드 및 자료

제조사 자료

PDF · 15,672 kB

출처 및 문서

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-ms33-unit-3-instruments_450/
  출처 확인일: 2026-10-05
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-ms33-unit-3-instruments_450/
  출처 확인일: 2026-10-06
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  출처 확인일: 2026-10-06
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-ms33-unit-3-instruments_450/
  출처 확인일: 2026-10-17

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-ms33-unit-3-instruments_450/
  출처 확인일: 2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  출처 확인일: 2026-10-18

Easyvisus MS33 — 장비 3대 관련 질문

Easyvisus MS33 — 장비 3대의 문서에 명시된 “기기 수용 수” 사양은 무엇인가요?

3

출처 및 문서

Easyvisus MS33 — 장비 3대의 문서에 명시된 “의자 높이” 사양은 무엇인가요?

전동 조절, Prima 의자 기본 제공 — 발받침과 기타 선택 사양 의자가 설치되어 있다고 가정하지 않습니다.

출처 및 문서

Easyvisus MS33 — 장비 3대의 어떤 구성을 확인해야 하나요?

발받침과 기타 선택 사양 의자가 설치되어 있다고 가정하지 않습니다.

출처 및 문서

Easyvisus MS33 — 장비 3대의 문서는 어디에서 확인할 수 있나요?

제조사 자료 (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

출처 및 문서

3기기용 MS33은 자동 회전하나요?

문서로 확인된 400300 구성은 수동 회전과 전동 높이 조절 방식입니다. RM64 모델의 자동 위치 설정 기능을 이 모델에 적용해서는 안 됩니다.

출처 및 문서

왼손잡이용 버전이 있나요?

브로슈어는 왼손잡이용 400300S를 선택 사양으로 명시합니다. 제안서에 의자 선택과 좌우 구성을 기재해야 합니다.

출처 및 문서

표준 구성에는 어떤 의자가 명시되어 있나요?

PRIMA 의자는 전동 높이 조절, 검은색 시트, 발판 없음으로 설명되어 있습니다. 발판과 다른 의자 모델은 액세서리 또는 별도 사양입니다.

출처 및 문서

관련 제품



Panvisus Rondo

F.I.S.O.

굴절검사 유닛

구성에 따라 두 대의 장비를 배치하는 Panvisus Rondo 유닛입니다.

제품 보기



Easyvisus Curve

F.I.S.O.

굴절검사 유닛

검사 장비 2대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

제품 보기



Easyvisus MS33 — 장비 2대

F.I.S.O.

굴절검사 유닛

검사 장비 2대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

제품 보기



Easyvisus One

F.I.S.O.

굴절검사 유닛

검사 장비 1대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

제품 보기

ASEM 카탈로그의 임상 분야 살펴보기

ASEM 카탈로그의 인접 분야를 살펴보세요. 이 링크는 해당 장비의 적응증을 확대하지 않습니다.

전문 기술

장비를 넘어 지속적인 지원

장비 선정, 설치, 교육 및 기술 지원에 관해 ASEM과 상담하세요.



서비스 예시 이미지

설치

기술팀과 설치 조건 및 구성을 상담하세요.

자세히 보기



서비스 예시 이미지

교육

장비에 제공되는 교육과 사용 안내를 문의하세요.

자세히 보기



서비스 예시 이미지

애프터서비스

장비에 적합한 기술 지원과 서비스를 ASEM에 문의하세요.

자세히 보기



서비스 예시 이미지

전문 상담

임상 요구 사항을 알려주시면 적합한 장비 선정을 함께 논의합니다.

자세히 보기

전문가에게 문의 | 모든 제품 살펴보기 | 제조사 웹사이트

+21320092281 · direction@asem-medical.com

문서 버전: db8875913cce