굴절검사 유닛

# Easyvisus One

## 검사 장비 1대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

Easyvisus One은 기기 한 대용 고정 높이 작업대가 있는 F.I.S.O. 굴절검사 유닛입니다. 암은 모든 위치에서 기계식으로 잠깁니다. 표준 PRIMA 의자는 전동 높이 조절을 갖추지만 회전이나 발받침은 없습니다. 제조사는 참조 400100의 너비를 100 cm로 제시하며 사진의 기기와 액세서리는 ASEM 구성에서 확인해야 합니다.



Easyvisus One · 장비 사진

출처 및 문서

견적 요청 제품 보기

생성일: 2026-11-09

> 이 자료는 ASEM이 작성했습니다. 제조사의 공식 문서나 사용 설명서를 대체하지 않습니다.

# 주요 장점

### 장비 1대용 공간

검사 장비 1대용 테이블 상판.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-10-17

### 고정 높이 상판

모든 위치에서 기계적으로 잠기는 암.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-10-17

### 전동 조절 의자

높이를 전동 조절하는 PRIMA 의자.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-10-17

### Easyvisus One 장비 구성

제조사 이미지에 정확한 장비 구성과 기기 접근 방식이 제시되어 있습니다.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-08-30


### 상판 위치 조절

문서화된 상판 이동으로 Easyvisus One에서 기기 간 전환을 돕습니다.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-08-30

### 설치 배치 계획

공식 도면의 설치 면적 정보로 Easyvisus One의 설치를 준비합니다.




Easyvisus One · 설치 배치도

출처 및 문서

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-08-30

### 인체공학

진료 장비를 중심으로 설계된 배치입니다.

### 체계적인 기기 배치

전용 유닛에 장비를 배치합니다.

### 장비 조절

제공되는 이동 기능으로 구성을 조절하기 쉽습니다.

## 실제 활용 기능

### 굴절검사 유닛

출처 및 문서

## 더 원활한 작업 흐름

### 선택 기기에 맞춘 작업대

표준 참조 400100은 기기 한 대용 고정 높이 작업대입니다. 상판을 전동 높이 조절형으로 제시하지 않습니다. 한 자리의 수용 능력이 유닛과 함께 기기가 공급된다는 뜻은 아닙니다. 왼손용 400100S는 별도로 명시해야 하는 선택 버전입니다.

출처 및 문서

### 문서화된 제어 및 위치 조절

작업대 암은 모든 위치에서 기계식으로 잠기며 전자기식이 아닙니다. 표준 의자는 전동 높이 조절을 제공하지만 회전하지 않습니다. 360° 회전과 발받침은 PRIMA 선택 버전에 해당하며 표준 의자에 적용하지 않습니다. 의자 상승·하강 풋페달도 액세서리로 분류됩니다.

출처 및 문서

# 일상 진료를 위한 설계

### 기본 의자 및 선택 액세서리

표준 PRIMA는 전동 높이 조절과 검정 인조가죽 커버를 제공하며 회전과 발받침은 없습니다. 회전, 올릴 수 있는 발받침 및 다른 의자 모델로 교체는 기본 구성의 특징이 아닌 옵션입니다. 원본 사진에 발받침, 포롭터 암 또는 기타 선택 액세서리가 보일 수 있으나 포함을 입증하지 않습니다. 기기와 액세서리는 각각 명시해야 합니다.

출처 및 문서

### 조명 및 기기 전원

브로슈어에는 기기용 230 V 전원이 문서화되어 있으나 전체 유닛의 입력 전압이나 소비전력을 뜻하지 않습니다. 알루미늄 기둥에는 LED 독서등과 시력표 프로젝터 지지판이 있습니다. 다른 Easyvisus와 유사하다는 이유로 주변 LED 조명이나 LCD 조작부를 추가하지 않습니다. 진료실 연결 요구는 ASEM과 확인해야 합니다.

출처 및 문서



Easyvisus One · 장비 사진

출처 및 문서



Easyvisus One · 장비 사진

출처 및 문서

## 설치 및 구성 선택

100 cm 너비는 유닛 400100에 대해 명시되어 있습니다. 도면의 다른 치수는 배치와 위치에 해당하며 전체 높이, 단일 깊이 또는 조절 범위로 바꾸지 않습니다. 무게와 전원 주파수는 여기 제공되지 않습니다. 여유 공간, 오른손·왼손 방향 및 액세서리는 실제 설치에 따라 확인해야 합니다.

출처 및 문서

# 기술 사양 및 문서

**브랜드**
F.I.S.O.

**모델**
Easyvisus One

**기술**
굴절검사 유닛

**임상 용도**
특수 기술

**기기 수용 수**
1

출처 및 문서

**의자 높이**
전동 조절, Prima 의자 기본 제공

발받침과 기타 선택 사양 의자가 설치되어 있다고 가정하지 않습니다.

출처 및 문서

**작업대 높이**
고정 높이

출처 및 문서


**작업대 잠금**
포롭터 암: 기계식 잠금

출처 및 문서

**작업대 조명**
LED 독서등

출처 및 문서

발받침과 기타 선택 사양 의자가 설치되어 있다고 가정하지 않습니다.




Easyvisus One · 설치 배치도

출처 및 문서

# 다운로드 및 자료

### 제조사 자료

PDF · 15,672 kB

출처 및 문서

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-one_453/
  출처 확인일: 2026-10-05
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-one_453/
  출처 확인일: 2026-10-06
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  출처 확인일: 2026-10-06
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-one_453/
  출처 확인일: 2026-10-17
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-one_453/
  출처 확인일: 2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  출처 확인일: 2026-10-18

# Easyvisus One 관련 질문

### Easyvisus One의 문서에 명시된 “기기 수용 수” 사양은 무엇인가요?

1

출처 및 문서

## Easyvisus One의 문서에 명시된 “의자 높이” 사양은 무엇인가요?

전동 조절, Prima 의자 기본 제공 — 발받침과 기타 선택 사양 의자가 설치되어 있다고 가정하지 않습니다.

출처 및 문서

## Easyvisus One의 어떤 구성을 확인해야 하나요?

발받침과 기타 선택 사양 의자가 설치되어 있다고 가정하지 않습니다.

출처 및 문서

## Easyvisus One의 문서는 어디에서 확인할 수 있나요?

제조사 자료 (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

출처 및 문서

## 테이블에는 기기를 몇 대 놓을 수 있나요?

Easyvisus One 400100은 기기 1대용으로 명시되며 고정 높이 테이블과 기계식 테이블 암 잠금장치를 사용합니다. 2위치 유닛이 아닙니다.

출처 및 문서

## 표준 PRIMA 의자는 회전하나요?

표준 구성의 PRIMA 의자는 회전하지 않고 발판이 없으며 높이는 전동 조절됩니다. PRIMA 360° 회전은 선택 사양입니다.

출처 및 문서

## 어떤 기기 전원이 명시되어 있나요?

브로슈어는 기기용 230 V 전원을 명시합니다. 이는 소비전력 수치도, 모든 장비와의 호환성 확인도 아닙니다.

출처 및 문서

# 관련 제품



## Panvisus Rondo

F.I.S.O.

굴절검사 유닛

구성에 따라 두 대의 장비를 배치하는 Panvisus Rondo 유닛입니다.

제품 보기



## Easyvisus Curve

F.I.S.O.

굴절검사 유닛

검사 장비 2대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

제품 보기



## Easyvisus MS33 — 장비 2대

F.I.S.O.

굴절검사 유닛

검사 장비 2대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

제품 보기



## Easyvisus MS33 — 장비 3대

F.I.S.O.

굴절검사 유닛

검사 장비 3대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

제품 보기

# ASEM 카탈로그의 임상 분야 살펴보기

ASEM 카탈로그의 인접 분야를 살펴보세요. 이 링크는 해당 장비의 적응증을 확대하지 않습니다.

전문 기술

# 장비를 넘어 지속적인 지원

장비 선정, 설치, 교육 및 기술 지원에 관해 ASEM과 상담하세요.



서비스 예시 이미지

### 설치

기술팀과 설치 조건 및 구성을 상담하세요.

자세히 보기



서비스 예시 이미지

### 교육

장비에 제공되는 교육과 사용 안내를 문의하세요.

자세히 보기



서비스 예시 이미지

### 애프터서비스

장비에 적합한 기술 지원과 서비스를 ASEM에 문의하세요.

자세히 보기



서비스 예시 이미지

### 전문 상담

임상 요구 사항을 알려주시면 적합한 장비 선정을 함께 논의합니다.

자세히 보기

전문가에게 문의 | 모든 제품 살펴보기 | 제조사 웹사이트

+21320092281 · direction@asem-medical.com

문서 버전: 07fa73c7dcb0