굴절검사 유닛

Easyvisus RM64 — 장비 3대

검사 장비 3대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

기기 세 대용 Easyvisus RM64는 전동 높이 조절 작업대가 있는 F.I.S.O. 굴절검사 유닛입니다. 카탈로그는 수동 회전 작업대와 자동 위치 조절 작업대를 구분하며 주문 참조에 따라 선택합니다. 시험렌즈 236개 트레이용 서랍이 있는 데스크, LCD 패널 및 전동 높이 조절 PRIMA 의자로 진료 장비를 구성합니다. 기기, 시험렌즈 및 선택 액세서리는 ASEM 견적에 명시해야 합니다.



Easyvisus RM64 · 장비 사진

출처 및 문서

견적 요청 | 제품 보기

생성일: 2026-11-09

> 이 자료는 ASEM이 작성했습니다. 제조사의 공식 문서나 사용 설명서를 대체하지 않습니다.

주요 장점

장비 3대용 공간

검사 장비 3대용 테이블 상판.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-10-17

전동 위치 조절

상판과 의자를 전동으로 조절합니다.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-10-17

전자기 잠금

상판과 포롭터 암을 고정합니다.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-10-17

기기 세 대

구성에 따라 수동 회전 또는 자동 위치 조절 작업대.

전동 높이 조절

작업대와 PRIMA 의자의 전동 조절.

중앙 제어

조이스틱으로 작업대 이동과 잠금을 제어합니다.

실제 활용 기능

굴절검사 유닛

출처 및 문서

더 원활한 작업 흐름

기기 세 대 정리

하나의 진료 장비에 필요한 기기를 통합합니다.



Easyvisus RM64 · 장비 상세 사진

출처 및 문서

출처 및 문서

장비 구성 조절

전동 조절로 환자와 검사자의 위치를 맞춥니다.




Easyvisus RM64 · 장비 사진

출처 및 문서

출처 및 문서

환경 구성

LED 조명, 프로젝터 지지대 및 세극등 전원으로 유닛 구성을 보완합니다.



Easyvisus RM64 · 설치 배치도

출처 및 문서

출처 및 문서

선택 기기에 맞춘 작업대

참조 400700은 기기 세 대용 수동 회전 작업대를, 400785는 기기 세 대용 자동 위치 조절을 제공합니다. 두 작업대 모두 높이를 전동 조절합니다. 각 참조에는 시험렌즈 236개 트레이용 서랍 데스크가 포함됩니다. 트레이 용량이 렌즈 세트나 기기 세 대의 공급을 보장하지 않습니다.

출처 및 문서

문서화된 제어 및 위치 조절

LCD 패널에서 로고를 맞춤 설정할 수 있습니다. 조이스틱은 의자와 작업대의 상승·하강 및 잠금을 제어합니다. 제조사는 회전 작업대와 작업대 암의 전자기 잠금을 문서화하고 있습니다. 높이 전동 조절은 해당 참조의 회전 또는 슬라이딩 방식과 별개입니다.

출처 및 문서

일상 진료를 위한 설계

기본 의자 및 선택 액세서리

표준 PRIMA는 전동 높이 조절과 검정 인조가죽 커버를 제공하며 발받침은 없습니다. 올릴 수 있는 발받침, 다른 커버 및 다른 의자 모델로의 교체는 문서화된 옵션입니다. 의자 버전은 ASEM 견적에서 확인해야 합니다. 원본 사진에는 발받침, 포롭터 암 또는 기타 선택 액세서리가 보일 수 있지만, 사진에 보인다는 사실이 포함을 입증하지 않습니다. 장비와 액세서리는 각각 명시해야 합니다.

출처 및 문서

조명 및 기기 전원

알루미늄 기둥에는 밝기 조절 주변 LED 조명, LED 독서등 및 시력표 프로젝터 지지판이 있습니다. 본체 유닛은 세극등 변압기 전원을 포함합니다. 도장 강철 베이스에는 조절식 받침발이 있습니다. 추가 기기 전원은 액세서리로 분류되며 자동으로 포함된 것으로 보지 않습니다. 전체 유닛의 입력 전압이나 주파수를 추정하지 않습니다.

출처 및 문서



Easyvisus RM64 · 장비 사진

출처 및 문서

설치 및 구성 선택

수동 작업대는 선택 사양 왼손용 400700S로 제공됩니다. 자동 위치 조절 400785는 오른손용만 제공됩니다. 두 참조의 설치 도면은 서로 다르므로 치수를 하나의 전체 치수로 합치지 않습니다. 이 페이지에는 무게, 전원 주파수 또는 작업대 높이의 수치 범위가 제공되지 않습니다. 구성, 접근 조건 및 기기는 ASEM과 확인해야 합니다.

출처 및 문서

기술 사양 및 문서

브랜드
F.I.S.O.

모델
Easyvisus RM64 — 장비 3대

기술
굴절검사 유닛

임상 용도
특수 기술

수용 수
기기 3대

작업대
수동 회전 또는 자동 위치 조절

기기 수용 수
3

출처 및 문서

의자 높이
전동 조절, Prima 의자 기본 제공

발받침과 기타 선택 사양 의자가 설치되어 있다고 가정하지 않습니다.

출처 및 문서

작업대 높이
전동 조절

출처 및 문서

작업대 잠금
작업대 및 암: 전자기 잠금

출처 및 문서

작업대 이동
수동 회전, 참조 모델에 따라 자동 위치 조절

제조사 구성 선택 사항으로, 어떤 선택 사양도 자동으로 설치되어 있다고 가정하지 않습니다.

출처 및 문서

작업대 조명
주변 LED 조명 · LED 독서등

출처 및 문서

조작부
LCD 패널, 조절 및 잠금용 조이스틱

출처 및 문서

베이스
도장 강철, 높이 조절 받침발

출처 및 문서


발받침과 기타 선택 사양 의자가 설치되어 있다고 가정하지 않습니다.

제조사 구성 선택 사항으로, 어떤 선택 사양도 자동으로 설치되어 있다고 가정하지 않습니다.



Easyvisus RM64 · 장비 상세 사진

출처 및 문서



Easyvisus RM64 · 설치 배치도

출처 및 문서

다운로드 및 자료

제조사 자료

PDF · 15,672 kB

출처 및 문서

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-unit-3-instruments_497/
  출처 확인일: 2026-10-05

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-unit-3-instruments_497/
  출처 확인일: 2026-10-06
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  출처 확인일: 2026-10-06
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-unit-3-instruments_497/
  출처 확인일: 2026-10-17
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-unit-3-instruments_497/
  출처 확인일: 2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  출처 확인일: 2026-10-18

Easyvisus RM64 — 장비 3대 관련 질문

Easyvisus RM64 — 장비 3대의 문서에 명시된 “기기 수용 수” 사양은 무엇인가요?

3

출처 및 문서

Easyvisus RM64 — 장비 3대의 문서에 명시된 “의자 높이” 사양은 무엇인가요?

전동 조절, Prima 의자 기본 제공 — 발받침과 기타 선택 사양 의자가 설치되어 있다고 가정하지 않습니다.

출처 및 문서

Easyvisus RM64 — 장비 3대의 어떤 구성을 확인해야 하나요?

발받침과 기타 선택 사양 의자가 설치되어 있다고 가정하지 않습니다.

출처 및 문서

Easyvisus RM64 — 장비 3대의 문서는 어디에서 확인할 수 있나요?

제조사 자료 (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

출처 및 문서

자동 위치 설정이 기본 제공되나요?

브로슈어는 수동 회전식 400700 테이블과 자동 위치 설정식 400785 테이블을 구분합니다. 제안 구성에 선택한 버전을 명시해야 합니다.

출처 및 문서

어떤 버전이 왼손잡이용 배치를 지원하나요?

수동 버전에는 왼손잡이용 400700S 선택 사양이 있습니다. 자동 위치 설정 모델은 오른손잡이용 배치만 명시되어 있습니다.

출처 및 문서

데스크 서랍은 무엇을 보관하도록 설계되었나요?

데스크에는 시험렌즈 236개용 트레이가 있는 서랍이 있습니다. 이 보관 설명은 렌즈 세트가 제공된다는 확인이 아닙니다.

출처 및 문서

관련 제품



Panvisus Rondo

F.I.S.O.

굴절검사 유닛

구성에 따라 두 대의 장비를 배치하는 Panvisus Rondo 유닛입니다.

제품 보기



Easyvisus Curve

F.I.S.O.

굴절검사 유닛

검사 장비 2대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

제품 보기



Easyvisus MS33 — 장비 2대

F.I.S.O.

굴절검사 유닛

검사 장비 2대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

제품 보기



Easyvisus MS33 — 장비 3대

F.I.S.O.

굴절검사 유닛

검사 장비 3대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

제품 보기

ASEM 카탈로그의 임상 분야 살펴보기

ASEM 카탈로그의 인접 분야를 살펴보세요. 이 링크는 해당 장비의 적응증을 확대하지 않습니다.

전문 기술

장비를 넘어 지속적인 지원

장비 선정, 설치, 교육 및 기술 지원에 관해 ASEM과 상담하세요.



서비스 예시 이미지

설치

기술팀과 설치 조건 및 구성을 상담하세요.

자세히 보기



서비스 예시 이미지

교육

장비에 제공되는 교육과 사용 안내를 문의하세요.

자세히 보기



서비스 예시 이미지

애프터서비스

장비에 적합한 기술 지원과 서비스를 ASEM에 문의하세요.

자세히 보기



서비스 예시 이미지

전문 상담

임상 요구 사항을 알려주시면 적합한 장비 선정을 함께 논의합니다.

자세히 보기

전문가에게 문의

모든 제품 살펴보기

제조사 웹사이트

+21320092281 · direction@asem-medical.com

문서 버전: fcd2126b12e1