굴절검사 유닛

Easyvisus RM64 Compact — 장비 2대

검사 장비 2대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

기기 두 대용 Easyvisus RM64 Compact는 전동 높이 조절 작업대를 갖춘 유닛입니다. 회전, 수동 슬라이딩 또는 전동 슬라이딩을 제공하며 특정 구성에는 작업대 서랍이 있습니다. LCD 패널, 조이스틱 및 전동 PRIMA 의자를 유지하지만 비 Compact RM64의 렌즈 236개 트레이용 별도 데스크는 없습니다. 진료실에 맞는 참조는 ASEM과 확인해야 합니다.



Easyvisus RM64 Compact · 장비 사진

출처 및 문서

견적 요청 | 제품 보기

생성일: 2026-11-09

> 이 자료는 ASEM이 작성했습니다. 제조사의 공식 문서나 사용 설명서를 대체하지 않습니다.

주요 장점

장비 2대용 공간

검사 장비 2대용 테이블 상판.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-10-17

휠체어 접근

휠체어 상태의 검사를 위해 열리는 상판.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-10-17

전동 조절 의자

높이를 전동 조절하는 PRIMA 의자.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-10-17

Easyvisus RM64 Compact — 기기 2대용 장비 구성

제조사 이미지에 정확한 장비 구성과 기기 접근 방식이 제시되어 있습니다.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-08-30


상판 위치 조절

문서화된 상판 이동으로 Easyvisus RM64 Compact — 기기 2대용 구성에서 기기 간 전환을 돕습니다.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-08-30

설치 배치 계획

공식 도면의 설치 면적 정보로 Easyvisus RM64 Compact — 기기 2대용 구성의 설치를 준비합니다.



Easyvisus RM64 Compact · 설치 배치도

출처 및 문서

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-08-30

인체공학

진료 장비를 중심으로 설계된 배치입니다.

체계적인 기기 배치

전용 유닛에 장비를 배치합니다.

장비 조절

제공되는 이동 기능으로 구성을 조절하기 쉽습니다.

실제 활용 기능

굴절검사 유닛

출처 및 문서

더 원활한 작업 흐름

선택 기기에 맞춘 작업대

400900과 400930은 회전형이며 400930만 시험렌즈 148개용 목재 트레이 서랍을 갖췄습니다. 400950은 수동 슬라이딩, 400955는 전동 슬라이딩입니다. 모두 작업대 높이를 전동 조절합니다. 제조사는 최소 높이 76 cm와 휠체어 환자 검사를 위한 개방 기능을 제시합니다. 렌즈 세트는 별도 지정해야 하며 최솟값은 전체 유닛 높이가 아닙니다.

출처 및 문서

문서화된 제어 및 위치 조절

LCD 패널에서 로고를 맞춤 설정할 수 있습니다. 조이스틱은 의자와 작업대의 상승·하강 및 잠금을 제어합니다. 제조사는 회전 작업대와 작업대암의 전자기 잠금을 문서화하고 있습니다. 높이 전동 조절은 해당 참조의 회전 또는 슬라이딩 방식과 별개입니다.

출처 및 문서

일상 진료를 위한 설계

기본 의자 및 선택 액세서리

표준 PRIMA는 전동 높이 조절과 검정 인조가죽 커버를 제공하며 발받침은 없습니다. 올릴 수 있는 발받침, 다른 커버 및 다른 의자 모델로의 교체는 문서화된 옵션입니다. 의자 버전은 ASEM 견적에서 확인해야 합니다. 원본 사진에는 발받침, 포롭터 암 또는 기타 선택 액세서리가 보일 수 있지만, 사진에 보인다는 사실이 포함을 입증하지 않습니다. 장비와 액세서리는 각각 명시해야 합니다.

출처 및 문서

조명 및 기기 전원

알루미늄 기둥에는 밝기 조절 주변 LED 조명, LED 독서등 및 시력표 프로젝터 지지판이 있습니다. 본체 유닛은 세극등 변압기 전원을 포함합니다. 도장 강철 베이스에는 조절식 받침발이 있습니다. 추가 기기 전원은 액세서리로 분류되며 자동으로 포함된 것으로 보지 않습니다. 전체 유닛의 입력 전압이나 주파수를 추정하지 않습니다.

출처 및 문서



Easyvisus RM64 Compact · 장비 사진

출처 및 문서



Easyvisus RM64 Compact · 장비 사진

출처 및 문서

설치 및 구성 선택

전동 슬라이딩 400955는 오른손용만 제공합니다. 다른 구성에는 왼손용 선택 버전 400900S, 400930S 및 400950S가 있습니다. 비 Compact RM64의 렌즈 236개용 별도 서랍 데스크는 이 버전의 기본 장비가 아닙니다. 회전형과 슬라이딩형 도면은 구분됩니다. 무게, 주파수 또는 최대 높이를 임의로 만들지 않으며 이동 공간은 ASEM과 확인해야 합니다.

출처 및 문서

기술 사양 및 문서

브랜드
F.I.S.O.

모델
Easyvisus RM64 Compact — 장비 2대

기술
굴절검사 유닛

임상 용도
특수 기술

기기 수용 수
2

출처 및 문서

의자 높이
전동 조절, Prima 의자 기본 제공

발받침과 기타 선택 사양 의자가 설치되어 있다고 가정하지 않습니다.

출처 및 문서

작업대 높이
전동 조절

출처 및 문서

작업대 잠금
작업대 및 암: 전자기 잠금

출처 및 문서

작업대 이동
참조 모델에 따라 회전 또는 평행 이동

제조사 구성 선택 사항으로, 어떤 선택 사양도 자동으로 설치되어 있다고 가정하지 않습니다.

출처 및 문서

작업대 조명
주변 LED 조명 · LED 독서등

출처 및 문서

조작부
LCD 패널, 조절 및 잠금용 조이스틱


출처 및 문서

베이스
도장 강철, 높이 조절 받침발

출처 및 문서

발받침과 기타 선택 사양 의자가 설치되어 있다고 가정하지 않습니다.

제조사 구성 선택 사항으로, 어떤 선택 사양도 자동으로 설치되어 있다고 가정하지 않습니다.



Easyvisus RM64 Compact · 설치 배치도

출처 및 문서

다운로드 및 자료

제조사 자료

PDF · 15,672 kB

출처 및 문서

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-compact-2-instruments_496/
  출처 확인일: 2026-10-05
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-compact-2-instruments_496/
  출처 확인일: 2026-10-06
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  출처 확인일: 2026-10-06
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-compact-2-instruments_496/
  출처 확인일: 2026-10-17

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-compact-2-instruments_496/
  출처 확인일: 2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  출처 확인일: 2026-10-18

Easyvisus RM64 Compact — 장비 2대 관련 질문

Easyvisus RM64 Compact — 장비 2대의 문서에 명시된 “기기 수용 수” 사양은 무엇인가요?

2

출처 및 문서

Easyvisus RM64 Compact — 장비 2대의 문서에 명시된 “의자 높이” 사양은 무엇인가요?

전동 조절, Prima 의자 기본 제공 — 발받침과 기타 선택 사양 의자가 설치되어 있다고 가정하지 않습니다.

출처 및 문서

Easyvisus RM64 Compact — 장비 2대의 어떤 구성을 확인해야 하나요?

발받침과 기타 선택 사양 의자가 설치되어 있다고 가정하지 않습니다.

출처 및 문서

Easyvisus RM64 Compact — 장비 2대의 문서는 어디에서 확인할 수 있나요?

제조사 자료 (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

출처 및 문서

2기기용 Compact에는 어떤 테이블 선택지가 있나요?

브로슈어는 회전식 400900 및 400930, 수동 슬라이딩 400950, 전동 슬라이딩 400955를 구분합니다. 400930에는 렌즈 148개용 트레이를 수용하는 서랍이 포함됩니다.

출처 및 문서

좌우 배치에는 어떤 제한이 있나요?

전동 슬라이딩 400955는 오른손잡이용만 명시되어 있습니다. 400900, 400930, 400950에는 왼손잡이용 선택 사양을 제공할 수 있습니다.

출처 및 문서

브로슈어에 휠체어 접근이 명시되어 있나요?

예. 휠체어에 앉은 환자를 위해 테이블을 열 수 있으며 최저 높이는 76 cm라고 설명합니다. 선택한 설치 환경에서 이 배치를 확인해야 합니다.

출처 및 문서

관련 제품



Panvisus Rondo

F.I.S.O.

굴절검사 유닛

구성에 따라 두 대의 장비를 배치하는 Panvisus Rondo 유닛입니다.

제품 보기



Easyvisus Curve

F.I.S.O.

굴절검사 유닛

검사 장비 2대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

제품 보기



Easyvisus MS33 — 장비 2대

F.I.S.O.

굴절검사 유닛

검사 장비 2대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

제품 보기



Easyvisus MS33 — 장비 3대

F.I.S.O.

굴절검사 유닛

검사 장비 3대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

제품 보기

ASEM 카탈로그의 임상 분야 살펴보기

ASEM 카탈로그의 인접 분야를 살펴보세요. 이 링크는 해당 장비의 적응증을 확대하지 않습니다.

전문 기술

장비를 넘어 지속적인 지원

장비 선정, 설치, 교육 및 기술 지원에 관해 ASEM과 상담하세요.



서비스 예시 이미지

설치

기술팀과 설치 조건 및 구성을 상담하세요.

자세히 보기



서비스 예시 이미지

교육

장비에 제공되는 교육과 사용 안내를 문의하세요.

자세히 보기



서비스 예시 이미지

애프터서비스

장비에 적합한 기술 지원과 서비스를 ASEM에 문의하세요.

자세히 보기



서비스 예시 이미지

전문 상담

임상 요구 사항을 알려주시면 적합한 장비 선정을 함께 논의합니다.

자세히 보기

전문가에게 문의 | 모든 제품 살펴보기 | 제조사 웹사이트

+21320092281 · direction@asem-medical.com

문서 버전: 660852ffd7df