굴절검사 유닛

Easyvisus Two

검사 장비 2대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

Easyvisus Two는 기기 두 대용 V자형 고정 높이 상판의 굴절검사 유닛입니다. 전용 장치로 기기를 중심에 맞추고 작업대 암은 기계식으로 잠깁니다. 전동 높이 조절 PRIMA 의자, LED 독서등 및 수납식 방진 서랍은 문서화된 기본 특징입니다. 고정 상판을 수직 전동식으로 설명하면 안 됩니다.



Easyvisus Two · 장비 사진

출처 및 문서

견적 요청 | 제품 보기

생성일: 2026-11-09

> 이 자료는 ASEM이 작성했습니다. 제조사의 공식 문서나 사용 설명서를 대체하지 않습니다.

주요 장점

장비 2대용 공간

검사 장비 2대용 테이블 상판.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-10-17

장비 중심 정렬

장비 중심 정렬 기구가 있는 V자형 상판.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-10-17

전동 조절 의자

높이를 전동 조절하는 PRIMA 의자.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-10-17


기기 두 대 정리

Easyvisus Two의 공식 구성은 기기 두 대를 컴팩트한 장비에 통합합니다.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-08-30

공간 준비

치수 도면으로 설치 배치와 상판 이동을 미리 계획할 수 있습니다.




Easyvisus Two · 설치 배치도

출처 및 문서

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-08-30

마감 선택

제조사의 색상표에서 제공되는 마감을 확인하여 진료실에 맞게 구성할 수 있습니다.



Easyvisus Two · 제조사 색상표

출처 및 문서

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-08-30

인체공학

진료 장비를 중심으로 설계된 배치입니다.

체계적인 기기 배치

전용 유닛에 장비를 배치합니다.

장비 조절

제공되는 이동 기능으로 구성을 조절하기 쉽습니다.

실제 활용 기능

굴절검사 유닛

출처 및 문서

더 원활한 작업 흐름

선택 기기에 맞춘 작업대

표준 참조 400102는 기기 두 대용 V자형 고정 높이 상판과 전용 중심 정렬 장치를 갖췄습니다. 제조사는 여기서 전동 수직 조절 회전형 또는 슬라이딩형 작업대를 설명하지 않습니다. 수납식 방진 서랍은 검안경과 검영기용이며 이 기기가 포함된 것으로 가정하지 않습니다. 왼손용 400102S는 선택 사양입니다.

출처 및 문서

문서화된 제어 및 위치 조절

작업대 암은 모든 위치에서 기계식으로 잠깁니다. Curve, RM64 및 MS33의 전자기 잠금과 구분됩니다. 전동 높이 조절은 표준 PRIMA 의자에 해당하며 V자형 상판에는 해당하지 않습니다. 기기 중심 정렬은 ASEM 견적에서 선택한 장비에 맞춰야 합니다. 의자 풋 컨트롤은 선택 액세서리입니다.

출처 및 문서

일상 진료를 위한 설계

기본 의자 및 선택 액세서리

표준 PRIMA는 전동 높이 조절과 검정 인조가죽 커버를 제공하며 발받침은 없습니다. 올릴 수 있는 발받침, 다른 커버 및 다른 의자 모델로의 교체는 문서화된 옵션입니다. 의자 버전은 ASEM 견적에서 확인해야 합니다. 원본 사진에는 발받침, 포롭터 암 또는 기타 선택 액세서리가 보일 수 있지만, 사진에 보인다는 사실이 포함을 입증하지 않습니다. 장비와 액세서리는 각각 명시해야 합니다.

출처 및 문서

조명 및 기기 전원

기기 전원용 변압기가 문서화되어 있습니다. 알루미늄 기둥에는 LED 독서등과 시력표 프로젝터 지지판이 있습니다. 브로슈어는 여기서 전체 유닛의 입력 전압과 주파수를 제공하지 않으므로 One 기기의 230 V 값을 Two에 복사하지 않습니다. 전원을 공급받는 장비와 요구 조건은 ASEM과 확인해야 합니다.

출처 및 문서



Easyvisus Two · 장비 사진

출처 및 문서

설치 및 구성 선택

도면은 참조 400102 전용이며 서로 다른 배치 치수를 보여 줍니다. 이를 전체 크기, 조절 가능한 높이 또는 전동 이동 범위로 합치지 않습니다. 이 페이지에는 무게가 명시되어 있지 않습니다. 진료실에 맞게 오른손·왼손 구성, 여유 공간, 의자 및 액세서리를 지정해야 합니다. 사진에 보이는 포롭터 암이나 발받침을 기본 포함으로 명시하지 않습니다.

출처 및 문서

기술 사양 및 문서

브랜드
F.I.S.O.

모델
Easyvisus Two

기술
굴절검사 유닛

임상 용도
특수 기술

기기 수용 수
2

출처 및 문서

의자 높이
전동 조절, Prima 의자 기본 제공

발받침과 기타 선택 사양 의자가 설치되어 있다고 가정하지 않습니다.

출처 및 문서

작업대 높이
고정 높이

출처 및 문서

작업대 잠금
포롭터 암: 기계식 잠금

출처 및 문서


작업대 이동
V자형 작업대, 중심 정렬 장치

출처 및 문서

작업대 조명
LED 독서등


출처 및 문서

발받침과 기타 선택 사양 의자가 설치되어 있다고 가정하지 않습니다.



Easyvisus Two · 설치 배치도

출처 및 문서



Easyvisus Two · 제조사 색상표

출처 및 문서

다운로드 및 자료

제조사 자료

PDF · 15,672 kB

출처 및 문서

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-two_454/
  출처 확인일: 2026-10-05
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-two_454/
  출처 확인일: 2026-10-06
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  출처 확인일: 2026-10-06
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-two_454/
  출처 확인일: 2026-10-17
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-two_454/
  출처 확인일: 2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  출처 확인일: 2026-10-18

Easyvisus Two 관련 질문

Easyvisus Two의 문서에 명시된 “기기 수용 수” 사양은 무엇인가요?

2

출처 및 문서

Easyvisus Two의 문서에 명시된 “의자 높이” 사양은 무엇인가요?

전동 조절, Prima 의자 기본 제공 — 발받침과 기타 선택 사양 의자가 설치되어 있다고 가정하지 않습니다.

출처 및 문서

Easyvisus Two의 어떤 구성을 확인해야 하나요?

발받침과 기타 선택 사양 의자가 설치되어 있다고 가정하지 않습니다.

출처 및 문서

Easyvisus Two의 문서는 어디에서 확인할 수 있나요?

제조사 자료 (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

출처 및 문서

어떤 테이블 형태와 높이가 명시되어 있나요?

Easyvisus Two 400102는 기기 중심 정렬 장치가 있는 고정 높이 V자형 테이블로 기기 2대를 수용합니다.

출처 및 문서

어떤 잠금 방식이 명시되어 있나요?

브로슈어는 모든 위치에서 테이블 암을 기계식으로 잠근다고 명시합니다. 다른 유닛의 전자기식 잠금 기능을 이 모델에 적용하지 않습니다.

출처 및 문서

왼손잡이용 배치가 있나요?

브로슈어는 왼손잡이용 400102S를 선택 사양으로 명시합니다. 구성 선택 시 의자와 액세서리를 지정해야 합니다.

출처 및 문서

관련 제품



Panvisus Rondo

F.I.S.O.

굴절검사 유닛

구성에 따라 두 대의 장비를 배치하는 Panvisus Rondo 유닛입니다.

제품 보기



Easyvisus Curve

F.I.S.O.

굴절검사 유닛

검사 장비 2대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

제품 보기



Easyvisus MS33 — 장비 2대

F.I.S.O.

굴절검사 유닛

검사 장비 2대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

제품 보기



Easyvisus MS33 — 장비 3대

F.I.S.O.

굴절검사 유닛

검사 장비 3대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

제품 보기

ASEM 카탈로그의 임상 분야 살펴보기

ASEM 카탈로그의 인접 분야를 살펴보세요. 이 링크는 해당 장비의 적응증을 확대하지 않습니다.

전문 기술

장비를 넘어 지속적인 지원

장비 선정, 설치, 교육 및 기술 지원에 관해 ASEM과 상담하세요.



서비스 예시 이미지

설치

기술팀과 설치 조건 및 구성을 상담하세요.

자세히 보기



서비스 예시 이미지

교육

장비에 제공되는 교육과 사용 안내를 문의하세요.

자세히 보기



서비스 예시 이미지

애프터서비스

장비에 적합한 기술 지원과 서비스를 ASEM에 문의하세요.

자세히 보기



서비스 예시 이미지

전문 상담

임상 요구 사항을 알려주시면 적합한 장비 선정을 함께 논의합니다.

자세히 보기

전문가에게 문의 **모든 제품 살펴보기** **제조사 웹사이트**

+21320092281 · direction@asem-medical.com

문서 버전: 6c481a305b82