굴절검사 유닛

Panvisus Trio

검사 장비 3대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

기기 세 대용 전동 높이 조절 작업대, 수동 회전, 전 위치의 작업대·암 전자기 잠금 및 전동 의자가 있는 굴절검사 유닛입니다. 오른손용과 선택 왼손용으로 제공됩니다.



Panvisus Trio · 장비 사진

출처 및 문서

견적 요청 제품 보기

생성일: 2026-11-10

> 이 자료는 ASEM이 작성했습니다. 제조사의 공식 문서나 사용 설명서를 대체하지 않습니다.

주요 장점

장비 3대용 공간

검사 장비 3대용 테이블 상판.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-10-17

전동 위치 조절

상판과 의자를 전동으로 조절합니다.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-10-17

전자기 잠금

상판과 포롭터 암을 고정합니다.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-10-17

Panvisus Trio 장비 구성

제조사 이미지에 정확한 장비 구성과 기기 접근 방식이 제시되어 있습니다.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-08-30


상판 위치 조절

문서화된 상판 이동으로 Panvisus Trio에서 기기 간 전환을 돕습니다.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-08-30

설치 배치 계획

공식 도면의 설치 면적 정보로 Panvisus Trio의 설치를 준비합니다.



Panvisus Trio · 설치 배치도

출처 및 문서

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-08-30

인체공학

진료 장비를 중심으로 설계된 배치입니다.

체계적인 기기 배치

전용 유닛에 장비를 배치합니다.

장비 조절

제공되는 이동 기능으로 구성을 조절하기 쉽습니다.

실제 활용 기능

굴절검사 유닛

출처 및 문서

SONNE 의자

전동 상승.

수동 경사 등받이.

올리고 잠글 수 있는 팔걸이.

잠금 가능한 360° 회전.

올릴 수 있는 발받침.

머리받침 선택 사양.

ALLES 의자

전동 상승.

등받이 수동 경사와 다리받침의 수평 위치 동시 이동.

올리고 잠글 수 있는 팔걸이.

360° 회전.

DOCTOR 의자

전동 상승.

등받이 전동 경사와 다리받침의 수평 위치 동시 이동.

올리고 잠글 수 있는 팔걸이.

Panvisus Trio 굴절검사 유닛 — 주요 사항

일반 특징
- 기기 세 대용 회전 상판, 전동 높이 82 cm~97 cm.
- 주강 및 곡면 목재 패널의 견고하고 조화로운 기능적 구조.
- 의자 높이 50 cm~65 cm 및 회전 상판의 전동 조절.
- 검안경·검영기용 수납식 방진 서랍.
- 전용 기계 구조를 적용한 고품질 생산.

기본 구성
- 할로겐 상부 조명.
- 시력표 프로젝터 전용 지지대.
- 기기 전원용 내장 변압기.
- 라미네이트 목재 패널의 회색 또는 의자 커버와 맞춘 패널의 연회색 마감.

마감 옵션
- 기본: 회색 및 라미네이트 패널.
- 선택: 의자와 맞춘 원단 및 연회색.
- ALU: 전용 알루미늄 줄무늬 라미네이트 목재 패널과 회색.

제공 의자
- 모델 여섯 가지, F.I.S.O. 카탈로그의 모든 커버 색상.
- 의자 액세서리: 상승·하강 풋 컨트롤, Prima 전용 접이식 발받침.

액세서리 및 특수 버전
- F.I.S.O. 평형 장치 포롭터 암.
- 할로겐 상부 조명 밝기 제어.
- 바퀴 달린 4단 서랍장, 첫 서랍은 시험렌즈 케이스용으로 완전 개방.
- 왼손용 버전.
- 금속 회색 또는 녹색·연청색 등 색상.
- 기본 검정 이외의 의자 커버.

더 원활한 작업 흐름

특징 및 기본 구성

기기 세 대용 수동 회전 전동 높이 조절 작업대. 모든 위치의 작업대·암 전자기 잠금. 검정 인조가죽 PRIMA 전동 높이 조절 의자. 기기 전원용 변압기. 매달린 작업등과 시력표 프로젝터 지지 암. 검안경·검영기용 수납식 방진 서랍. 라미네이트 목재 패널의 회색 도장, 또는 의자와 같은 원단 패널의 흰색·연회색 도장.

출처 및 문서

일상 진료를 위한 설계

액세서리 및 특수 버전

평형 포롭터 암. 의자 상승·하강 풋페달. Prima 용 올릴 수 있는 발받침. Prima 대신 Gloria, Liberty, Sonne, Alles 또는 Doctor 의자. 밝기 조절 매달린 작업등. ALU 버전: 전용 알루미늄 라미네이트 목재 패널과 회색 도장. 회색·녹색·연청색 광택 금속 도장. 검정 이외의 모든 F.I.S.O. 의자 커버. 왼손용 버전.

출처 및 문서

다양한 색상

의자 커버와 굴절검사 유닛 본체의 다양한 색상.

출처 및 문서



Panvisus Trio · 장비 사진

출처 및 문서



Panvisus Trio · 장비 사진

출처 및 문서

PRIMA 의자

전동 상승. 고정 등받이·팔걸이. 잠금 가능한 360° 회전. 올릴 수 있는 발받침 선택 사양.

출처 및 문서

기술 사양 및 문서

브랜드
F.I.S.O.

모델
Panvisus Trio

기술
굴절검사 유닛

임상 용도
특수 기술

기기 수용 수
3

출처 및 문서

의자 높이
전동 조절, Prima 의자 기본 제공

출처 및 문서

작업대 높이
전동 조절

출처 및 문서

작업대 잠금
작업대 및 암: 전자기 잠금


출처 및 문서

작업대 이동
수동 회전

출처 및 문서

작업대 조명
상부 조명

출처 및 문서



Panvisus Trio · 설치 배치도

출처 및 문서

다운로드 및 자료

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/panvisus-trio_23/
  출처 확인일: 2026-10-05
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/panvisus-trio_23/
  출처 확인일: 2026-10-17
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/panvisus-trio_23/
  출처 확인일: 2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  출처 확인일: 2026-10-18

Panvisus Trio 관련 질문

Panvisus Trio의 문서에 명시된 “기기 수용 수” 사양은 무엇인가요?

3

출처 및 문서

Panvisus Trio의 문서에 명시된 “의자 높이” 사양은 무엇인가요?

전동 조절, Prima 의자 기본 제공

출처 및 문서

Trio 테이블은 자동으로 위치를 설정하나요?

Panvisus Trio 69는 수동 테이블 회전, 전동 높이 조절, 테이블 및 암의 전자기식 잠금으로 명시되어 있습니다. 자동 위치 설정은 추정하지 않습니다.

출처 및 문서

왼손잡이용 및 ALU 버전은 기본 사양인가요?

브로슈어는 이를 액세서리 또는 특별 버전으로 명시합니다. 좌우 구성, ALU 패널 및 의자 모델은 주문 구성에서 확인해야 합니다.

출처 및 문서

관련 제품



Panvisus Rondo

F.I.S.O.

굴절검사 유닛

구성에 따라 두 대의 장비를 배치하는 Panvisus Rondo 유닛입니다.

제품 보기



Easyvisus Curve

F.I.S.O.

굴절검사 유닛

검사 장비 2대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

제품 보기



Easyvisus MS33 — 장비 2대

F.I.S.O.

굴절검사 유닛

검사 장비 2대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

제품 보기



Easyvisus MS33 — 장비 3대

F.I.S.O.

굴절검사 유닛

검사 장비 3대용으로 구성한 굴절검사 유닛.

제품 보기

ASEM 카탈로그의 임상 분야 살펴보기

ASEM 카탈로그의 인접 분야를 살펴보세요. 이 링크는 해당 장비의 적응증을 확대하지 않습니다.

전문 기술

장비를 넘어 지속적인 지원

장비 선정, 설치, 교육 및 기술 지원에 관해 ASEM과 상담하세요.



서비스 예시 이미지

설치

기술팀과 설치 조건 및 구성을 상담하세요.

자세히 보기



서비스 예시 이미지

교육

장비에 제공되는 교육과 사용 안내를 문의하세요.

자세히 보기



서비스 예시 이미지

애프터서비스

장비에 적합한 기술 지원과 서비스를 ASEM에 문의하세요.

자세히 보기



서비스 예시 이미지

전문 상담

임상 요구 사항을 알려주시면 적합한 장비 선정을 함께 논의합니다.

자세히 보기

전문가에게 문의 **모든 제품 살펴보기** **제조사 웹사이트**

+21320092281 · direction@asem-medical.com

문서 버전: 9c22fd2965fd