
ASEM MEDICAL



Каталог офтальмологического оборудования

63 единиц оборудования

Общедоступная подборка оборудования ASEM. Характеристики и доступные комплектации необходимо уточнять у производителя. Этот каталог не заменяет документацию производителя.

Создано 2026-11-09

Huvitz | ASEM

OCTavius



Пять исследований на одной платформе офтальмологической визуализации.

Проверенная информация

Мультимодальная визуализация

OCT, снимки глазного дна, ангиография, биометрия и топография.

huvitz.com · 2026-10-05

Быстрое сканирование OCT

80 000 A-сканов в секунду при OCT-сканировании.

huvitz.com · 2026-10-05

Подробнее

Перейти к источнику производителя · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HBM-1



Оптическая биометрия и топография роговицы для предоперационной оценки.

Проверенная информация

Оптическая биометрия

Измерение осевой длины от 14 до 40 mm.

www.huvitz.com · 2026-10-05

Топография Плачидо

24 кольца для картирования поверхности роговицы.

www.huvitz.com · 2026-10-05

Расчёт ИОЛ

Встроенный расчёт ИОЛ и анализ по Цернике.

www.huvitz.com · 2026-10-05

Подробнее

Перейти к источнику производителя · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HRK-9000A



Рефракция и оценка глазной поверхности в одном приборе.

Проверенная информация

Автоматическая рефракция

Сфера от −30 до +25 D; цилиндр до 12 D.

huvitz.com · 2026-10-05

Глазная поверхность

Мейбография и анализ времени разрыва слёзной плёнки.

huvitz.com · 2026-10-05

Периферическая кератометрия

Измерение центральной и периферической кривизны роговицы.

huvitz.com · 2026-10-05

Подробнее

Перейти к источнику производителя · huvitz.com

Haag-Streit | ASEM

Eyestar 900



Оптическая биометрия и кератометрия в системе с EyeSuite.

Проверенная информация

Биометрия OCT перестраиваемого источника

Биометрия OCT от роговицы до сетчатки; перестраиваемый источник.

haag-streit.com · 2026-10-17

Картирование роговицы

Топография и пахиметрия для оценки роговицы.

haag-streit.com · 2026-10-17

Автоматизированный сбор данных

Автоматизированное получение измерений обоих глаз.

haag-streit.com · 2026-10-17

Подробнее

Перейти к источнику производителя · haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Elara 900



Щелевая лампа с микроскопом Галилея и пятью увеличениями.

Проверенная информация

Проекционное щелевое освещение

Проекционное освещение для наблюдения структур глаза.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Инфракрасная оценка желёз

ИК-освещение для оценки мейбомиевых желёз.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Моторизованное управление исследованием

Моторизованная регулировка высоты и увеличения.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Подробнее

Перейти к источнику производителя · us.haag-streit.com

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus RM64 — 3 прибора



Рефракционная установка для 3 диагностических приборов.

Проверенная информация

Место для 3 приборов

Столешница для 3 диагностических приборов.

www.fiso.info · 2026-10-17

Электрическое позиционирование

Электрическая регулировка столешницы и кресла.

www.fiso.info · 2026-10-17

Электромагнитная фиксация

Фиксация столешницы и кронштейна фороптера.

www.fiso.info · 2026-10-17

Подробнее

Перейти к источнику производителя · www.fiso.info

GMV | ASEM

Plexr® Plus



Плазменная технология с 3 манипулами разной интенсивности.

Проверенная информация

Плазменная технология

Передача энергии через сфокусированную плазменную дугу.

gruppogmv.com · 2026-10-17

3 манипулы

Три манипулы: белая, зелёная и красная.

gruppogmv.com · 2026-10-17

Бесконтактное воздействие

Передача энергии без прямого контакта с кожей.

gruppogmv.com · 2026-10-17

Подробнее

Перейти к источнику производителя · gruppogmv.com

BVI Medical | ASEM

R-Evo Smart® CR



Факоэмульсификация и передняя и задняя витрэктомия.

Проверенная информация

Комбинированная хирургия

Факоэмульсификация, передняя и задняя витрэктомия.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Двойная система аспирации

Выбор перистальтического насоса или насоса Вентури.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Ультразвуковая факоэмульсификация

Непрерывный, импульсный или пакетный режим около 40 kHz.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Подробнее

Перейти к источнику производителя · www.bvimedical.com

Haag-Streit | ASEM

METIS 900



Офтальмохирургический микроскоп с моторизованным зумом и вертикальной фокусировкой.

Проверенная информация

Коаксиальный красный рефлекс

Коаксиальное освещение красного рефлекса при операции.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Моторизованный наклон обзора

Моторизованный наклон для настройки угла обзора хирурга.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Ручное и ножное управление

Управление зумом и фокусом рукой или ногой.

В зависимости от комплектации

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Подробнее

Перейти к источнику производителя · us.haag-streit.com

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus MS33 — 3 прибора



Рефракционная установка для 3 диагностических приборов.

Проверенная информация

Место для 3 приборов

Столешница для 3 диагностических приборов.

www.fiso.info · 2026-10-17

Электрическое позиционирование

Электрическая регулировка столешницы и кресла.

www.fiso.info · 2026-10-17

Электромагнитная фиксация

Фиксация столешницы и кронштейна фороптера.

www.fiso.info · 2026-10-17

Подробнее

Перейти к источнику производителя · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus Curve



Рефракционная установка для 2 диагностических приборов.

Проверенная информация

Место для 2 приборов

Столешница для 2 диагностических приборов.

www.fiso.info · 2026-10-17

Выбор столешницы

Поворотная или сдвижная версия для двух приборов.

В зависимости от комплектации

www.fiso.info · 2026-10-17

Электромагнитная фиксация

Фиксация столешницы и кронштейна фороптера.

www.fiso.info · 2026-10-17

Подробнее

Перейти к источнику производителя · www.fiso.info

GMV | ASEM

Plexr® PRO



Плазменная технология с 2 манипулами разной интенсивности.

Проверенная информация

Плазменная технология

Передача энергии через сфокусированную плазменную дугу.

gruppogmv.com · 2026-10-17

2 манипулы

Две манипулы: P One и P Two.

gruppogmv.com · 2026-10-17

Бесконтактное воздействие

Передача энергии без прямого контакта с кожей.

gruppogmv.com · 2026-10-17

Подробнее

Перейти к источнику производителя · gruppogmv.com

Echoson | ASEM

PIROP A+B+CCT



Биометрия, УЗ-диагностика и пахиметрия в одном офтальмологическом сканере.

Проверенная информация

Биометрия A-режима

Осевая длина и расчёт оптической силы ИОЛ.

echoson.pl · 2026-10-17

УЗИ B-режима

Ультразвуковая визуализация структур глазного яблока.

echoson.pl · 2026-10-17

Пахиметрия CCT

Ультразвуковое измерение толщины роговицы.

echoson.pl · 2026-10-17

Подробнее

Перейти к источнику производителя · echoson.pl

Huvitz | ASEM

HTR-1A



Рефракция, роговица и внутриглазное давление на общей платформе.

Проверенная информация

Рефракция и кератометрия

Два измерения для исследования рефракции в одном приборе.

huvitz.com · 2026-10-05

Бесконтактная тонометрия

Измерение внутриглазного давления без контакта.

huvitz.com · 2026-10-05

Пахиметрия роговицы

Измерение толщины роговицы тем же прибором.

huvitz.com · 2026-10-05

Подробнее

Перейти к источнику производителя · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HOCT-1 / HOCT-1F



Спектральная OCT и немидриатическая съёмка глазного дна на одной платформе.

Проверенная информация

Спектральная OCT

Осевое разрешение 7 µm при OCT-визуализации.

huvitz.com · 2026-10-05

Встроенная фундус-камера

Фотографирование глазного дна без расширения зрачка.

Только HOCT-1F

huvitz.com · 2026-10-05

Управление изображениями

Управление исследованиями в программе HIIS-1.

huvitz.com · 2026-10-05

Подробнее

Перейти к источнику производителя · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HFC-1



Немидриатическая съёмка глазного дна с построением панорамы.

Проверенная информация

Немидриатическая съёмка

Получение снимков сетчатки с полем 45°.

www.huvitz.com · 2026-10-05

Панорамное изображение

Панорамная сшивка снимков глазного дна.

www.huvitz.com · 2026-10-05

Малый зрачок

Съёмка при диаметре зрачка от 3.3 mm.

www.huvitz.com · 2026-10-05

Подробнее

Перейти к источнику производителя · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HDR-9000



Цифровой фороптер для субъективного исследования и передачи измерений.

Проверенная информация

Субъективная рефракция

Сфера от −29 до +26.75 D для исследования зрения.

huvitz.com · 2026-10-05

Призматическая коррекция

Сила призмы до 20 Δ.

huvitz.com · 2026-10-05

Беспроводное подключение

Обмен данными через Wi-Fi или RS-232.

huvitz.com · 2026-10-05

Подробнее

Перейти к источнику производителя · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HVS-1



Бинокулярный скрининг рефракции на расстоянии.

Проверенная информация

Бинокулярный скрининг

Измерение рефракции обоих глаз на расстоянии.

huvitz.com · 2026-10-05

Диапазон рефракции

Сфера от −8 до +8 D; цилиндр до 3 D.

huvitz.com · 2026-10-05

Подробнее

Перейти к источнику производителя · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HS-7500



Оптика Галилея и пять увеличений для исследования на щелевой лампе.

Проверенная информация

Пять увеличений

6×, 10×, 16×, 25×, 40× для выбора вида при исследовании.

huvitz.com · 2026-10-04

Диагностическая щель

Размер щели до 14 × 14 mm.

huvitz.com · 2026-10-04

Фильтры наблюдения

Кобальтовый синий и зелёный фильтры для исследования.

huvitz.com · 2026-10-04

Подробнее

Перейти к источнику производителя · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HRK-8100A



Авторефракция с центральной и периферической кератометрией.

Проверенная информация

Автоматическая рефракция

Сфера от −30 до +25 D; цилиндр до 12 D.

huvitz.com · 2026-10-05

Периферия роговицы

Центральная и периферическая кератометрия в одном исследовании.

huvitz.com · 2026-10-05

Кривизна линз

Измерение кривизны контактных линз.

huvitz.com · 2026-10-05

Подробнее

Перейти к источнику производителя · huvitz.com

Haag-Streit | ASEM

Lenstar 900



Оптический биометр с кератометрией и программой EyeSuite.

Проверенная информация

Оптическая биометрия OLCR

Осевые измерения глаза для планирования ИОЛ.

haag-streit.com · 2026-10-17

Двухзонные измерения роговицы

Двухзонная кератометрия для оценки кривизны роговицы.

haag-streit.com · 2026-10-17

Планирование ИОЛ EyeSuite

Расчёт и выбор ИОЛ в EyeSuite IOL.

Зависит от настройки ПО

haag-streit.com · 2026-10-17

Подробнее

Перейти к источнику производителя · haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Refractor 900



Фороптер для субъективной рефракции с подключением к другим системам.

Проверенная информация

Субъективная рефракция

Настройка линз для субъективного исследования рефракции.

haag-streit.com · 2026-10-17

Сенсорное управление исследованием

Управление исследованием с сенсорной панели.

haag-streit.com · 2026-10-17

Обмен клиническими данными

Обмен данными с приборами и медицинскими картами.

Уточните совместимость систем

haag-streit.com · 2026-10-17

Подробнее

Перейти к источнику производителя · haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Octopus 900



Статическая периметрия; другие возможности зависят от комплектации.

Проверенная информация

Полноформатная статическая периметрия

Статические тесты центрального и периферического поля.

haag-streit.com · 2026-10-17

Кинетическое исследование поля

Кинетические тесты зависят от версии и лицензии.

Опция зависит от версии

haag-streit.com · 2026-10-17

Анализ глобальной прогрессии

Анализ глобальной прогрессии серий полей зрения.

haag-streit.com · 2026-10-17

Подробнее

Перейти к источнику производителя · haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Octopus 600



Периметр со статической периметрией SAP и периметрией Pulsar.

Проверенная информация

Центральная статическая периметрия

Тесты центрального поля со стимулами «белое на белом».

haag-streit.com · 2026-10-17

Анализ глобальной прогрессии

Просмотр серий полей зрения и их глобальной прогрессии.

haag-streit.com · 2026-10-17

Без тёмной комнаты

Исследования можно проводить вне тёмной комнаты.

haag-streit.com · 2026-10-17

Подробнее

Перейти к источнику производителя · haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

BQ 900



Щелевая лампа с микроскопом Галилея, пятью увеличениями и LED-освещением.

Проверенная информация

Оптика микроскопа Галилея

Пять ступеней увеличения от 6.3× до 40×.

haag-streit.com · 2026-10-17

Щелевое LED-освещение

LED-освещение для наблюдения на щелевой лампе.

Версия LED

de.haag-streit.com · 2026-10-17

Варианты щелевой фотосъёмки

Съёмка с помощью модуля IM 600 или IM 910.

Опциональный модуль визуализации

haag-streit.com · 2026-10-17

Подробнее

Перейти к источнику производителя · www.haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

BI 900



Щелевая лампа с микроскопом Кеплера, двумя увеличениями и LED-освещением.

Проверенная информация

Оптика микроскопа Кеплера

Два увеличения, 10× и 16×, для щелевой лампы.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Встроенный контрастный фильтр

Встроенный фильтр контраста для рутинных осмотров.

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Варианты щелевой фотосъёмки

Документирование осмотров с BI 900 Imaging Set.

Опциональный комплект визуализации

us.haag-streit.com · 2026-10-17

Подробнее

Перейти к источнику производителя · www.haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Imaging Module 910



Модуль визуализации для совместимой щелевой лампы; комплектацию уточняют в ASEM.

Проверенная информация

Помощь при фотосъёмке

Автоэкспозиция и автоматическая диафрагма помогают съёмке.

Нужна совместимая щелевая лампа

haag-streit.com · 2026-10-17

Доступное управление камерой

Управление камерой и освещением рядом с джойстиком.

haag-streit.com · 2026-10-17

Два режима интеграции

Автономная работа или интеграция в EyeSuite.

haag-streit.com · 2026-10-17

Подробнее

Перейти к источнику производителя · haag-streit.com

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus RM64 — 2 прибора



Рефракционная установка для 2 диагностических приборов.

Проверенная информация

Место для 2 приборов

Столешница для 2 диагностических приборов.

www.fiso.info · 2026-10-17

Электрическое позиционирование

Электрическая регулировка столешницы и кресла.

www.fiso.info · 2026-10-17

Электромагнитная фиксация

Фиксация столешницы и кронштейна фороптера.

www.fiso.info · 2026-10-17

Подробнее

Перейти к источнику производителя · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus RM64 Compact — 3 прибора



Рефракционная установка для 3 диагностических приборов.

Проверенная информация

Место для 3 приборов

Столешница для 3 диагностических приборов.

www.fiso.info · 2026-10-17

Доступ на кресле-коляске

Открывающаяся столешница для осмотра в кресле-коляске.

www.fiso.info · 2026-10-17

Электрорегулируемое кресло

Кресло PRIMA с электрической регулировкой высоты.

www.fiso.info · 2026-10-17

Подробнее

Перейти к источнику производителя · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus RM64 Compact — 2 прибора



Рефракционная установка для 2 диагностических приборов.

Проверенная информация

Место для 2 приборов

Столешница для 2 диагностических приборов.

www.fiso.info · 2026-10-17

Доступ на кресле-коляске

Открывающаяся столешница для осмотра в кресле-коляске.

www.fiso.info · 2026-10-17

Электрорегулируемое кресло

Кресло PRIMA с электрической регулировкой высоты.

www.fiso.info · 2026-10-17

Подробнее

Перейти к источнику производителя · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus MS33 — 2 прибора



Рефракционная установка для 2 диагностических приборов.

Проверенная информация

Место для 2 приборов

Столешница для 2 диагностических приборов.

www.fiso.info · 2026-10-17

Электрическое позиционирование

Электрическая регулировка столешницы и кресла.

www.fiso.info · 2026-10-17

Электромагнитная фиксация

Фиксация столешницы и кронштейна фороптера.

www.fiso.info · 2026-10-17

Подробнее

Перейти к источнику производителя · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus One



Рефракционная установка для 1 диагностического прибора.

Проверенная информация

Место для 1 прибора

Столешница для 1 диагностического прибора.

www.fiso.info · 2026-10-17

Фиксированная высота столешницы

Кронштейн с механической фиксацией во всех положениях.

www.fiso.info · 2026-10-17

Электрорегулируемое кресло

Кресло PRIMA с электрической регулировкой высоты.

www.fiso.info · 2026-10-17

Подробнее

Перейти к источнику производителя · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus Two



Рефракционная установка для 2 диагностических приборов.

Проверенная информация

Место для 2 приборов

Столешница для 2 диагностических приборов.

www.fiso.info · 2026-10-17

Центрирование прибора

V-образная столешница с механизмом центрирования прибора.

www.fiso.info · 2026-10-17

Электрорегулируемое кресло

Кресло PRIMA с электрической регулировкой высоты.

www.fiso.info · 2026-10-17

Подробнее

Перейти к источнику производителя · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Panvisus Trio



Рефракционная установка для 3 диагностических приборов.

Проверенная информация

Место для 3 приборов

Столешница для 3 диагностических приборов.

www.fiso.info · 2026-10-17

Электрическое позиционирование

Электрическая регулировка столешницы и кресла.

www.fiso.info · 2026-10-17

Электромагнитная фиксация

Фиксация столешницы и кронштейна фороптера.

www.fiso.info · 2026-10-17

Подробнее

Перейти к источнику производителя · www.fiso.info

BVI Medical | ASEM

R-Evo Smart® S



Факоэмульсификация и передняя витрэктомия.

Проверенная информация

Передний сегмент

Факоэмульсификация и передняя витрэктомия.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Двойная система аспирации

Выбор перистальтического насоса или насоса Вентури.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Ультразвуковая факоэмульсификация

Непрерывный, импульсный или пакетный режим около 40 kHz.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Подробнее

Перейти к источнику производителя · www.bvimedical.com

BVI Medical | ASEM

R-Evo Smart® E



Факоэмульсификация и передняя витрэктомия.

Проверенная информация

Передний сегмент

Факоэмульсификация и передняя витрэктомия.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Перистальтическая аспирация

Аспирация с помощью перистальтического насоса.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Ультразвуковая факоэмульсификация

Непрерывный, импульсный или пакетный режим около 40 kHz.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Подробнее

Перейти к источнику производителя · www.bvimedical.com

BVI Medical | ASEM

R-Evolution CR



Факоэмульсификация и передняя и задняя витрэктомия.

Проверенная информация

Комбинированная хирургия

Факоэмульсификация, передняя и задняя витрэктомия.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Двойная система аспирации

Выбор перистальтического насоса или насоса Вентури.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Ультразвуковая факоэмульсификация

Непрерывный, импульсный или пакетный режим около 40 kHz.

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Подробнее

Перейти к источнику производителя · www.bvimedical.com

BVI Medical | ASEM

R-Evolution



Платформа факоэмульсификации с настраиваемыми хирургическими функциями.

Проверенная информация

Управление жидкостными потоками

Выбор аспирации по потоку или по вакууму.

В зависимости от комплектации

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Ультразвуковое воздействие

Импульсный и пакетный режимы факоэмульсификации.

В зависимости от комплектации

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Хирургическое освещение

Три независимых LED-выхода с цветовыми фильтрами.

В зависимости от комплектации

www.bvimedical.com · 2026-10-17

Подробнее

Перейти к источнику производителя · www.bvimedical.com

F.I.S.O. | ASEM

Table Hercule



Свяжитесь с ASEM, чтобы получить проверенную информацию об этой модели.

Технические характеристики требуют подтверждения.

Подробнее

Перейти к источнику производителя · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Trial Lenses set with Metal Rim in Beech Wood Case



236 пробных линз для субъективной рефракции в деревянном футляре.

Проверенная информация

Субъективная рефракция

Набор пробных линз для подбора оптической коррекции.

www.fiso.info · 2026-10-05

236 пробных линз

Набор из 236 линз в деревянном футляре.

www.fiso.info · 2026-10-05

Подробнее

Перейти к источнику производителя · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

51-B – 236 B Ensembles de lentilles d'essai



236 пробных линз для субъективной рефракции в футляре ABS.

Проверенная информация

Субъективная рефракция

Набор пробных линз для подбора оптической коррекции.

www.fiso.info · 2026-10-05

236 пробных линз

Набор из 236 линз в футляре ABS.

www.fiso.info · 2026-10-05

Подробнее

Перейти к источнику производителя · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

lit chirurgical 77FY



Шарнирное операционное кресло для амбулаторной хирургии.

Проверенная информация

Хирургическое позиционирование

Регулировка спинки, секции для ног и наклона.

www.frastema.com · 2026-10-05

Перемещение и торможение

Поворотные колёса с ножным тормозом.

www.frastema.com · 2026-10-05

Варианты электропитания

Питание от сети или батареи 24 V зависит от комплектации.

В зависимости от комплектации

www.frastema.com · 2026-10-05

Подробнее

Перейти к источнику производителя · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

92-FA



Табурет на колёсиках с регулируемым сиденьем для кабинета.

Проверенная информация

Пневматическая регулировка высоты

Пневмомеханизм регулирует сиденье от 52 до 72 cm.

Табурет FISO 92-FA. Обивку и комплектацию поставки необходимо подтвердить.

fiso.info · 2026-10-18

Круглое мягкое сиденье

Мягкое круглое сиденье диаметром 33 cm.

fiso.info · 2026-10-18

Пятилучевое основание

Хромированное основание 50 cm с колёсиками.

fiso.info · 2026-10-18

Подробнее

Перейти к источнику производителя · fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Panvisus Rondo



Установка Panvisus Rondo для двух приборов, в зависимости от комплектации.

Проверенная информация

Два прибора вместе

Столешница для двух приборов в серии Rondo.

Общие характеристики серии Panvisus Rondo. Артикул столешницы, регулировку высоты и принадлежности необходимо подтвердить.

www.fiso.info · 2026-10-18

Выбор столешницы

V-образная или сдвижная столешница, в зависимости от артикула.

www.fiso.info · 2026-10-18

Высота зависит от артикула

Столешница фиксированной высоты или с электрорегулировкой высоты, в зависимости от версии.

www.fiso.info · 2026-10-18

Подробнее

Перейти к источнику производителя · www.fiso.info

Huvitz | ASEM

Réfracteur HDR-7100P



Фороптер для субъективного исследования вблизи и вдаль.

Проверенная информация

Субъективная рефракция

Сфера от −29 до +26.75 D для исследования зрения.

huvitz.com · 2026-10-05

Зрение вблизи

Настройка рабочего расстояния от 35 до 70 cm.

huvitz.com · 2026-10-05

Призматическая коррекция

Сила призмы до 20 Δ.

huvitz.com · 2026-10-05

Подробнее

Перейти к источнику производителя · huvitz.com

Haag-Streit | ASEM

Lampe à fente BM-900



Щелевая лампа с микроскопом Кеплера и увеличениями 10× и 16×.

Проверенная информация

Оптика микроскопа Кеплера

Два увеличения, 10× и 16×, для щелевой лампы.

haag-streit.com · 2026-10-17

Щелевое LED-освещение

LED-освещение для наблюдения на щелевой лампе.

Версия LED

jp.haag-streit.com · 2026-10-17

Позиционирование одной рукой

Рычаг одной рукой задаёт положение по трём осям.

jp.haag-streit.com · 2026-10-17

Подробнее

Перейти к источнику производителя · haag-streit.com

Huvitz | ASEM

Frontofocometre Digital



Измерение очковых и контактных линз по технологии Гартмана.

Проверенная информация

Анализ Гартмана

Измерение сферы, цилиндра и призматической силы.

huvitz.com · 2026-10-05

Контактные линзы

Измерение жёстких и мягких контактных линз.

huvitz.com · 2026-10-05

Широкий оптический диапазон

Сфера от −25 до +25 D; цилиндр до 10 D.

huvitz.com · 2026-10-05

Подробнее

Перейти к источнику производителя · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HIIS-1 (HIS-1)



Программа для просмотра исследований с совместимых приборов.

Проверенная информация

Просмотр одного исследования

Отображение одного исследования для просмотра его данных.

В брошюре используются названия HIS-1 и HIIS-1. Версию, лицензии, модули и подключённые приборы необходимо подтвердить.

optomedical.eu · 2026-10-18

Просмотр шести исследований

Представление шести исследований для сопоставления результатов.

optomedical.eu · 2026-10-18

Обмен DICOM

Протокол DICOM для обмена с совместимыми системами.

optomedical.eu · 2026-10-18

Подробнее

Перейти к источнику производителя · optomedical.eu

Haag-Streit | ASEM

AT 900



Аппланационный тонометр Goldmann серии AT 900.

Проверенная информация

Принцип Goldmann

Измерение внутриглазного давления методом аппланации.

Общие характеристики серии AT 900. Крепление R, T или BQ и совместимость со щелевой лампой необходимо подтвердить.

uk.haag-streit.com · 2026-10-18

Диапазон измерения

Документированный диапазон давления от 0 до 80 mmHg.

uk.haag-streit.com · 2026-10-18

Крепление нужно подтвердить

Крепление R, T или BQ и совместимость требуют подтверждения.

uk.haag-streit.com · 2026-10-18

Подробнее

Перейти к источнику производителя · uk.haag-streit.com

Huvitz | ASEM

Auto-réfkeratomètre HRK-1



Рефракция, кератометрия и помощь в подборе контактных линз.

Проверенная информация

Рефракция и роговица

Рефрактометрия и кератометрия в одном приборе.

huvitz.com · 2026-10-05

Подбор контактных линз

Помощь в подборе контактных линз.

huvitz.com · 2026-10-05

Вертикальное слежение

Отслеживание вертикального положения в пределах ±15 mm.

huvitz.com · 2026-10-05

Подробнее

Перейти к источнику производителя · www.huvitz.com

Huvitz | ASEM

Frontofocometre HLM-7000P



Измерение очковых и контактных линз.

Проверенная информация

Измерение очковых линз

Измерение сферы, цилиндра и призматической силы.

huvitz.com · 2026-10-05

Контактные линзы

Измерение жёстких и мягких контактных линз.

huvitz.com · 2026-10-05

Широкий оптический диапазон

Сфера от −25 до +25 D; цилиндр до 10 D.

huvitz.com · 2026-10-05

Подробнее

Перейти к источнику производителя · huvitz.com

Huvitz | ASEM

Projecteur de test HCP-7000



LED-проектор для проверки зрения в кабинете.

Проверенная информация

Разнообразные зрительные тесты

41 оптотип и 34 маски предъявления.

huvitz.com · 2026-10-05

Светодиодная проекция

Источник света LED для проекции зрительных таблиц.

huvitz.com · 2026-10-05

Расстояние исследования

Проекция для расстояний исследования 2.5–8 m.

huvitz.com · 2026-10-05

Подробнее

Перейти к источнику производителя · huvitz.com

Huvitz | ASEM

Ecran Numérique HDC-9100N/PF



Цифровые зрительные таблицы на LCD-экране Full HD.

Проверенная информация

Таблицы Full HD

LCD-экран 24 дюйма с разрешением 1920 × 1080.

huvitz.com · 2026-10-05

Расстояние исследования

Предъявление зрительных тестов на расстоянии до 6 m.

huvitz.com · 2026-10-05

Подробнее

Перейти к источнику производителя · huvitz.com

Huvitz | ASEM

Champ visuel HVF-100



Исследование поля зрения статической периметрией «белое на белом».

Проверенная информация

Статическая периметрия

Исследование поля зрения «белое на белом».

huvitz.com · 2026-10-05

Поле до 90°

Периметрическое исследование поля до 90°.

huvitz.com · 2026-10-05

Стимул Goldmann III

Размер стимула Goldmann III для тестов поля зрения.

huvitz.com · 2026-10-05

Подробнее

Перейти к источнику производителя · huvitz.com

Huvitz | ASEM

Tonomètre à air HNT-1/1P



Бесконтактная тонометрия для измерения внутриглазного давления.

Проверенная информация

Бесконтактная тонометрия

Измерение внутриглазного давления без контакта.

huvitz.com · 2026-10-05

Диапазон давления

Измерение давления в диапазоне 0–60 mmHg.

huvitz.com · 2026-10-05

Подробнее

Перейти к источнику производителя · huvitz.com

Huvitz | ASEM

Topographe Optique Cornéen Complet



Топография роговицы с кератометрией и анализом по Цернике.

Проверенная информация

Картирование роговицы

Топографическая карта поверхности роговицы.

huvitz.com · 2026-10-05

Анализ по Цернике

Анализ аберраций роговицы по полиномам Цернике.

huvitz.com · 2026-10-05

Встроенная кератометрия

Измерение кривизны роговицы в том же исследовании.

huvitz.com · 2026-10-05

Подробнее

Перейти к источнику производителя · huvitz.com

F.I.S.O. | ASEM

Unité 2 postes



Свяжитесь с ASEM, чтобы получить проверенную информацию об этой модели.

Технические характеристики требуют подтверждения.

Подробнее

Перейти к источнику производителя · www.fiso.info

Haag-Streit | ASEM

EIBOS 2



Аксессуар для широкоугольного обзора глазного дна с совместимым операционным микроскопом.

Проверенная информация

Бесконтактный широкоугольный обзор

Широкоугольный обзор глазного дна через хирургический микроскоп.

Нужен совместимый микроскоп

haag-streit.com · 2026-10-17

Встроенный инвертор изображения

Фокусировка и инвертор изображения в одной системе.

haag-streit.com · 2026-10-17

Ручная настройка фокуса

Боковые рычаги для ручной настройки фокуса.

haag-streit.com · 2026-10-17

Подробнее

Перейти к источнику производителя · haag-streit.com

Huvitz | ASEM

Huvitz HS-7000 — щелевая лампа



Щелевая лампа с оптикой Галилея и пятью увеличениями.

Проверенная информация

Пять увеличений

6×, 10×, 16×, 25×, 40× для выбора вида при исследовании.

huvitz.com · 2026-10-06

Диагностическая щель

Размер щели до 14 × 14 mm.

huvitz.com · 2026-10-06

Фильтры наблюдения

Кобальтовый синий и зелёный фильтры для исследования.

huvitz.com · 2026-10-06

Подробнее

Перейти к источнику производителя · www.huvitz.com

Huvitz | ASEM

Huvitz HS-5000 — щелевая лампа



Щелевая лампа с башенной осветительной системой и оптикой Галилея.

Проверенная информация

Пять увеличений

6,5×, 11×, 16×, 23,2×, 39,3× для выбора вида при исследовании.

huvitz.com · 2026-10-06

Диагностическая щель

Размер щели до 14 × 14 mm.

huvitz.com · 2026-10-06

Башенная осветительная система

Ступенчатый наклон освещения от 0° до 20°.

huvitz.com · 2026-10-06

Подробнее

Перейти к источнику производителя · www.huvitz.com

Huvitz | ASEM

Huvitz HS-5500 — щелевая лампа



Встроенное освещение и оптика Галилея в щелевой лампе.

Проверенная информация

Пять увеличений

6,5×, 11×, 16×, 23,2×, 39,3× для выбора вида при исследовании.

huvitz.com · 2026-10-06

Диагностическая щель

Размер щели до 14 × 14 mm.

huvitz.com · 2026-10-06

Встроенное освещение

Плавный наклон освещения от 0° до 20°.

huvitz.com · 2026-10-06

Подробнее

Перейти к источнику производителя · www.huvitz.com

Huvitz HDC-7000 — система проверки зрения



Цифровые тесты для рефракции и бинокулярного зрения.

Проверенная информация

Бинокулярное зрение

Тесты стереозрения, фузии и фиксационной диспаратности.

www.huvitz.com · 2026-10-06

Настраиваемые тесты

Контраст, маски, красный/зелёный и зеркальный показ.

www.huvitz.com · 2026-10-06

Установка на PC

Тесты на совместимых PC и экране, подлежащих уточнению.

Отдельные PC и экран

www.huvitz.com · 2026-10-06

Подробнее

Перейти к источнику производителя · www.huvitz.com

Huvitz | ASEM

Huvitz CIT-4000 — моторизованный стол



Моторизованный стол для размещения диагностических приборов.

Проверенная информация

Моторизованная регулировка

Электрическая регулировка высоты прибора.

www.huvitz.com · 2026-10-06

Перемещение по кабинету

Колёса для перемещения стола между рабочими местами.

www.huvitz.com · 2026-10-06

Варианты управления

Ручное или ножное управление в зависимости от версии.

В зависимости от комплектации

www.huvitz.com · 2026-10-06

Подробнее

Перейти к источнику производителя · www.huvitz.com