Рефракционные установки

Easyvisus Curve

Рефракционная установка для 2 диагностических приборов.

Easyvisus Curve — комбайн для двух приборов с фиксированной высотой стола. По артикулу стол поворотный или сдвижной; одна поворотная версия имеет ящик. Стол и консоль фиксируются электромагнитно. PRIMA сохраняет электрическую высоту независимо от неподвижной столешницы; вертикальный электропривод стола не заявлен.



Easyvisus Curve · Вид оборудования

Источники и документация

Запросить предложение

Посмотреть изделие

Создано 2026-11-10

> Эта карточка изделия подготовлена ASEM. Она не заменяет официальную документацию или инструкции по применению производителя.

Основные преимущества

Место для 2 приборов

Столешница для 2 диагностических приборов.

Источники и документация · Источник проверен 2026-10-17

Выбор столешницы

Поворотная или сдвижная версия для двух приборов.

В зависимости от комплектации

Источники и документация · Источник проверен 2026-10-17

Электромагнитная фиксация

Фиксация столешницы и кронштейна фороптера.

Источники и документация · Источник проверен 2026-10-17

Организация рабочего места Easyvisus Curve

Изображение производителя показывает точную конфигурацию рабочего места и доступ к приборам.

Источники и документация · Источник проверен 2026-08-30


Позиционирование рабочей поверхности

Документированное перемещение рабочей поверхности облегчает переход от одного прибора к другому на Easyvisus Curve.

Источники и документация · Источник проверен 2026-08-30

Планирование установки

Официальная схема уточняет занимаемое пространство и помогает подготовить установку Easyvisus Curve.



Easyvisus Curve · Схема установки

Источники и документация

Источники и документация · Источник проверен 2026-08-30

Эргономика

Расположение, разработанное вокруг рабочего места для приёма.

Организованные приборы

Оборудование размещается на специализированной установке.

Регулировки рабочего места

Доступные перемещения упрощают адаптацию конфигурации.

Возможности на практике

Рабочее место для исследования рефракции

Источники и документация

Для более удобного рабочего процесса

Стол, адаптированный к выбранным приборам

400500 и 400530 поворотные; у 400530 есть ящик. 400550 имеет сдвижной стол. Их высота фиксирована, в отличие от вертикально моторизованных RM64 и MS33. Ящик 400530 вмещает предусмотренные каталогом принадлежности пробных линз; набор и приборы определяются отдельно.

Источники и документация

Документированные управление и позиционирование

Документирована электромагнитная фиксация поворотного стола и консоли. Аналогичные RM64 и MS33 LCD и джойстик здесь не описаны. Электрическая высота относится к стандартному PRIMA, а не столу. Педаль подъёма и опускания кресла — дополнительная принадлежность.

Источники и документация

Для повседневной практики

Стандартное кресло и дополнительные принадлежности

Стандартное PRIMA имеет электрическую высоту и чёрную искусственную кожу без подставки для ног. Откидная подставка, другая обивка и замена кресла — документированные опции, уточняемые с ASEM. Фото может показывать подставку, консоль фороптера и другие опции; видимость не доказывает включение. Приборы и принадлежности определяют отдельно.

Источники и документация

Освещение и питание приборов

Алюминиевая стойка имеет LED-лампу для чтения и опору проектора. В основном блоке документировано питание трансформатора щелевой лампы. Регулируемая фоновая LED-подсветка не добавляется по аналогии с RM64 и MS33. Основание — окрашенная сталь с регулируемыми ножками. Напряжение и частота всей системы не указаны.

Источники и документация



Easyvisus Curve · Вид оборудования

Источники и документация



Easyvisus Curve · Вид оборудования

Источники и документация

Установка и выбор конфигурации

400500S, 400530S и 400550S — дополнительные левосторонние версии. Чертежи различают поворот и сдвиг; регулируемая высота и общий габарит из них не выводятся. Масса не указана. Планировку, направление работы и принадлежности подтверждают в предложении ASEM.

Источники и документация

Технические характеристики и документация

Марка
F.I.S.O.

Модель
Easyvisus Curve

Технология
Рабочее место для исследования рефракции

Клиническое применение
Специализированные технологии

Вместимость по числу приборов
2

Источники и документация

Высота кресла
Электрическая регулировка; кресло Prima в стандартной комплектации

Наличие подножек и других дополнительных кресел не предполагается.

Источники и документация

Фиксация стола
Стол и кронштейн: электромагнитная фиксация

Источники и документация

Перемещение стола
Поворот или поступательное перемещение в зависимости от модели

Источники и документация

Освещение рабочего места
LED-подсветка для чтения


Источники и документация

Основание

Окрашенная сталь; регулируемые опоры

Источники и документация

Наличие подножек и других дополнительных кресел не предполагается.



Easyvisus Curve · Схема установки

Источники и документация

Загрузки и материалы

Документация производителя

PDF · 15,672 kB

Источники и документация

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-curve_493/
  Источник проверен 2026-10-05
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-curve_493/
  Источник проверен 2026-10-06
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Источник проверен 2026-10-06
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-curve_493/
  Источник проверен 2026-10-17
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-curve_493/
  Источник проверен 2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Источник проверен 2026-10-18

Ваши вопросы о Easyvisus Curve

Какова документально подтверждённая характеристика «Вместимость по числу приборов» для Easyvisus Curve?

2

Источники и документация

Какова документально подтверждённая характеристика «Высота кресла» для Easyvisus Curve?

Электрическая регулировка; кресло Prima в стандартной комплектации — Наличие подножек и других дополнительных кресел не предполагается.

Источники и документация

Какую конфигурацию Easyvisus Curve следует уточнить?

Наличие подножек и других дополнительных кресел не предполагается.

Источники и документация

Где найти документацию для Easyvisus Curve?

Документация производителя (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

Источники и документация

Регулируется ли высота стола электроприводом?

Брошюра описывает стол фиксированной высоты. Электрическая регулировка высоты относится к креслу PRIMA, а не к столу.

Источники и документация

Какие конфигурации стола предлагаются?

400500 обозначает поворотный стол, 400530 — поворотный стол с ящиком, а 400550 — сдвижной стол. Эти артикулы не означают электрическую регулировку высоты стола.

Источники и документация

Какое освещение документировано для Curve?

Алюминиевая стойка документирована с LED-лампой для чтения и опорой проектора знаков. Общее освещение RM64 и LCD-панель не добавляются по аналогии.

Источники и документация

Связанное оборудование



Panvisus Rondo

F.I.S.O.

Рефракционные установки

Установка Panvisus Rondo для двух приборов, в зависимости от комплектации.

Посмотреть изделие



Easyvisus MS33 — 2 прибора

F.I.S.O.

Рефракционные установки

Рефракционная установка для 2 диагностических приборов.

Посмотреть изделие



Easyvisus MS33 — 3 прибора

F.I.S.O.

Рефракционные установки

Рефракционная установка для 3 диагностических приборов.

Посмотреть изделие



Easyvisus One

F.I.S.O.

Рефракционные установки

Рефракционная установка для 1 диагностического прибора.

Посмотреть изделие

Ознакомьтесь с клиническим каталогом ASEM

Посмотрите связанные разделы каталога ASEM. Эти ссылки не расширяют показания к применению данного устройства.

Специализированные технологии

Больше, чем оборудование: долгосрочное сотрудничество

Обсудите свой проект с ASEM: подбор оборудования, установку, обучение и техническую поддержку.



Иллюстрация услуг

Установка

Обсудите требования к установке и конфигурацию с нашей технической командой.

Подробнее



Иллюстрация услуг

Обучение

Уточните, какое обучение и ознакомление с работой оборудования доступно для вашего устройства.

Подробнее




Иллюстрация услуг

Послепродажное обслуживание

Обратитесь в ASEM за технической помощью и поддержкой, соответствующей вашему оборудованию.

Подробнее



Иллюстрация услуг

Консультация специалиста

Расскажите о своих клинических задачах, чтобы обсудить подходящий подбор оборудования.

Подробнее

Связаться со специалистом

Посмотреть весь каталог

Сайт производителя

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Версия документа: 1c17ed639bbc