Рефракционные установки

Easyvisus MS33 — 2 прибора

Рефракционная установка для 2 диагностических приборов.

Easyvisus MS33 для двух приборов предлагает поворотные столы с ящиком или без него и ручной сдвижной стол. Все документированные версии имеют электрическую высоту, LCD, джойстик и электрическое PRIMA. Не следует смешивать их с электрическим сдвигом RM64: для MS33 не обещаются электрический сдвиг и автоматическое позиционирование.



Easyvisus MS33 · Вид оборудования

Источники и документация

Запросить предложение

Посмотреть изделие

Создано 2026-11-09

> Эта карточка изделия подготовлена ASEM. Она не заменяет официальную документацию или инструкции по применению производителя.

Основные преимущества

Место для 2 приборов

Столешница для 2 диагностических приборов.

Источники и документация · Источник проверен 2026-10-17

Электрическое позиционирование

Электрическая регулировка столешницы и кресла.

Источники и документация · Источник проверен 2026-10-17

Электромагнитная фиксация

Фиксация столешницы и кронштейна фороптера.

Источники и документация · Источник проверен 2026-10-17

Организация рабочего места Easyvisus MS33 — 2 прибора

Изображение производителя показывает точную конфигурацию рабочего места и доступ к приборам.

Источники и документация · Источник проверен 2026-08-30


Позиционирование рабочей поверхности

Документированное перемещение рабочей поверхности облегчает переход от одного прибора к другому на Easyvisus MS33 — 2 прибора.

Источники и документация · Источник проверен 2026-08-30

Планирование установки

Официальная схема уточняет занимаемое пространство и помогает подготовить установку Easyvisus MS33 — 2 прибора.



Easyvisus MS33 · Схема установки

Источники и документация

Источники и документация · Источник проверен 2026-08-30

Эргономика

Расположение, разработанное вокруг рабочего места для приёма.

Организованные приборы

Оборудование размещается на специализированной установке.

Регулировки рабочего места

Доступные перемещения упрощают адаптацию конфигурации.

Возможности на практике

Рабочее место для исследования рефракции

Источники и документация

Для более удобного рабочего процесса

Стол, адаптированный к выбранным приборам

400200 имеет поворотный стол для двух приборов. 400230 добавляет ящик с деревянным лотком на 148 линз. 400250 — ручной сдвиг. У всех трёх электрическая высота, но это не делает сдвиг электрическим. Заявленная вместимость не означает включения приборов и линз.

Источники и документация

Документированные управление и позиционирование

LCD-панель позволяет индивидуализировать логотип. Джойстик управляет подъёмом и опусканием кресла и стола и фиксацией. Документирована электромагнитная фиксация поворотного стола и консоли. Электрическая высота независима от выбранного поворота или скольжения.

Источники и документация

Для повседневной практики

Стандартное кресло и дополнительные принадлежности

Стандартное PRIMA имеет электрическую высоту и чёрную искусственную кожу без подставки для ног. Откидная подставка, другая обивка и замена кресла — документированные опции, уточняемые с ASEM. Фото может показывать подставку, консоль фороптера и другие опции; видимость не доказывает включение. Приборы и принадлежности определяют отдельно.

Источники и документация

Освещение и питание приборов

Алюминиевая стойка имеет регулируемое фоновое LED-освещение, LED-лампу для чтения и опору проектора. Основной блок содержит питание трансформатора щелевой лампы. Окрашенное стальное основание имеет регулируемые ножки. Дополнительное питание приборов — принадлежность, не включаемая автоматически. Напряжение и частота всей системы не экстраполируются.

Источники и документация



Easyvisus MS33 · Вид оборудования

Источники и документация



Easyvisus MS33 · Вид оборудования

Источники и документация

Установка и выбор конфигурации

Левосторонние 400200S, 400230S и 400250S — опции. Чертежи различают поворот и сдвиг, не объединяя положения в один габарит. Стол на 236 линз не добавляется по аналогии с RM64. Масса, частота и числовой диапазон высоты не документированы.

Источники и документация

Технические характеристики и документация

Марка
F.I.S.O.

Модель
Easyvisus MS33 — 2 прибора

Технология
Рабочее место для исследования рефракции

Клиническое применение
Специализированные технологии

Вместимость по числу приборов
2

Источники и документация

Высота кресла
Электрическая регулировка; кресло Prima в стандартной комплектации

Наличие подножек и других дополнительных кресел не предполагается.

Источники и документация

Высота стола
Электрическая регулировка

Источники и документация

Фиксация стола
Стол и кронштейн: электромагнитная фиксация

Источники и документация

Перемещение стола
Поворот или поступательное перемещение в зависимости от модели

Выбор конфигурации производителя; нельзя автоматически считать какую-либо опцию установленной.

Источники и документация

Освещение рабочего места

Фоновое LED-освещение · LED-подсветка для чтения

Источники и документация

Органы управления

Панель LCD; джойстик для регулировки и фиксации

Источники и документация


Основание

Окрашенная сталь; регулируемые опоры

Источники и документация

Наличие подножек и других дополнительных кресел не предполагается.

Выбор конфигурации производителя; нельзя автоматически считать какую-либо опцию установленной.



Easyvisus MS33 · Схема установки

Источники и документация

Загрузки и материалы

Документация производителя

PDF · 15,672 kB

Источники и документация

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-ms33-unit-2-instruments-_447/
  Источник проверен 2026-10-05
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-ms33-unit-2-instruments-_447/
  Источник проверен 2026-10-06
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Источник проверен 2026-10-06

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-ms33-unit-2-instruments-_447/
  Источник проверен 2026-10-17
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-ms33-unit-2-instruments-_447/
  Источник проверен 2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Источник проверен 2026-10-18

Ваши вопросы о Easyvisus MS33 — 2 прибора

Какова документально подтверждённая характеристика «Вместимость по числу приборов» для Easyvisus MS33 — 2 прибора?

2

Источники и документация

Какова документально подтверждённая характеристика «Высота кресла» для Easyvisus MS33 — 2 прибора?

Электрическая регулировка; кресло Prima в стандартной комплектации — Наличие подножек и других дополнительных кресел не предполагается.

Источники и документация

Какую конфигурацию Easyvisus MS33 — 2 прибора следует уточнить?

Наличие подножек и других дополнительных кресел не предполагается.

Источники и документация

Где найти документацию для Easyvisus MS33 — 2 прибора?

Документация производителя (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

Источники и документация

Какие столы отличают версии MS33?

400200 использует поворотный стол, 400230 добавляет ящик стола, а 400250 предусматривает ручное перемещение. Высота регулируется электрически.

Источники и документация

Что документировано для ящика 400230?

400230 оснащён ящиком с деревянным поддоном для 148 пробных линз. Поддоны для плоских или менисковых линз указаны как принадлежности и не предполагаются включёнными в поставку.

Источники и документация

Какие конфигурации могут предлагаться в левостороннем исполнении?

400200, 400230 и 400250 имеют опциональные левосторонние варианты: соответственно 400200S, 400230S и 400250S.

Источники и документация

Связанное оборудование



Panvisus Rondo

F.I.S.O.

Рефракционные установки

Установка Panvisus Rondo для двух приборов, в зависимости от комплектации.

Посмотреть изделие



Easyvisus Curve

F.I.S.O.

Рефракционные установки

Рефракционная установка для 2 диагностических приборов.

Посмотреть изделие



Easyvisus MS33 — 3 прибора

F.I.S.O.

Рефракционные установки

Рефракционная установка для 3 диагностических приборов.

Посмотреть изделие



Easyvisus One

F.I.S.O.

Рефракционные установки

Рефракционная установка для 1 диагностического прибора.

Посмотреть изделие

Ознакомьтесь с клиническим каталогом ASEM

Посмотрите связанные разделы каталога ASEM. Эти ссылки не расширяют показания к применению данного устройства.

Специализированные технологии

Больше, чем оборудование: долгосрочное сотрудничество

Обсудите свой проект с ASEM: подбор оборудования, установку, обучение и техническую поддержку.



Иллюстрация услуг

Установка

Обсудите требования к установке и конфигурацию с нашей технической командой.

Подробнее



Иллюстрация услуг

Обучение

Уточните, какое обучение и ознакомление с работой оборудования доступно для вашего устройства.

Подробнее




Иллюстрация услуг

Послепродажное обслуживание

Обратитесь в ASEM за технической помощью и поддержкой, соответствующей вашему оборудованию.

Подробнее



Иллюстрация услуг

Консультация специалиста

Расскажите о своих клинических задачах, чтобы обсудить подходящий подбор оборудования.

Подробнее

Связаться со специалистом

Посмотреть весь каталог

Сайт производителя

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Версия документа: 51d278211fc0