Рефракционные установки

Easyvisus RM64 — 2 прибора

Рефракционная установка для 2 диагностических приборов.

Easyvisus RM64 для двух приборов сочетает электрическую высоту и письменный стол с ящиком для лотка на 236 линз. F.I.S.O. описывает поворотные версии с дополнительным ящиком или без него и ручные либо электрические сдвижные столы. LCD и джойстик управляют столом и PRIMA. Точный артикул, приборы и принадлежности определяются с ASEM.



Easyvisus RM64 · Вид оборудования

Источники и документация

Запросить предложение

Посмотреть изделие

Создано 2026-11-09

> Эта карточка изделия подготовлена ASEM. Она не заменяет официальную документацию или инструкции по применению производителя.

Основные преимущества

Место для 2 приборов

Столешница для 2 диагностических приборов.

Источники и документация · Источник проверен 2026-10-17

Электрическое позиционирование

Электрическая регулировка столешницы и кресла.

Источники и документация · Источник проверен 2026-10-17

Электромагнитная фиксация

Фиксация столешницы и кронштейна фороптера.

Источники и документация · Источник проверен 2026-10-17

Организация рабочего места Easyvisus RM64 — 2 прибора

Изображение производителя показывает точную конфигурацию рабочего места и доступ к приборам.

Источники и документация · Источник проверен 2026-08-30


Позиционирование рабочей поверхности

Документированное перемещение рабочей поверхности облегчает переход от одного прибора к другому на Easyvisus RM64 — 2 прибора.

Источники и документация · Источник проверен 2026-08-30

Планирование установки

Официальная схема уточняет занимаемое пространство и помогает подготовить установку Easyvisus RM64 — 2 прибора.



Easyvisus RM64 · Схема установки

Источники и документация

Источники и документация · Источник проверен 2026-08-30

Эргономика

Расположение, разработанное вокруг рабочего места для приёма.

Организованные приборы

Оборудование размещается на специализированной установке.

Регулировки рабочего места

Доступные перемещения упрощают адаптацию конфигурации.

Возможности на практике

Рабочее место для исследования рефракции

Источники и документация

Для более удобного рабочего процесса

Стол, адаптированный к выбранным приборам

400600 имеет поворотный стол без ящика; 400630 добавляет ящик с деревянным лотком на 148 линз. 400650 — ручной сдвиг, 400655 — электрический. У всех электрическая высота и письменный стол с ящиком на 236 линз. Следовательно, у 400630 два разных ящика. Включение наборов линз и приборов не предполагается.

Источники и документация

Документированные управление и позиционирование

LCD-панель позволяет индивидуализировать логотип. Джойстик управляет подъёмом и опусканием кресла и стола и фиксацией. Документирована электромагнитная фиксация поворотного стола и консоли. Электрическая высота независима от выбранного поворота или скольжения.

Источники и документация

Для повседневной практики

Стандартное кресло и дополнительные принадлежности

Стандартное PRIMA имеет электрическую высоту и чёрную искусственную кожу без подставки для ног. Откидная подставка, другая обивка и замена кресла — документированные опции, уточняемые с ASEM. Фото может показывать подставку, консоль фороптера и другие опции; видимость не доказывает включение. Приборы и принадлежности определяют отдельно.

Источники и документация

Освещение и питание приборов

Алюминиевая стойка имеет регулируемое фоновое LED-освещение, LED-лампу для чтения и опору проектора. Основной блок содержит питание трансформатора щелевой лампы. Окрашенное стальное основание имеет регулируемые ножки. Дополнительное питание приборов — принадлежность, не включаемая автоматически. Напряжение и частота всей системы не экстраполируются.

Источники и документация



Easyvisus RM64 · Вид оборудования

Источники и документация



Easyvisus RM64 · Вид оборудования

Источники и документация

Установка и выбор конфигурации

Электрический сдвиг 400655 только правосторонний. Другие версии доступны для левшей: 400600S, 400630S, 400650S. Чертежи различают поворотные и сдвижные столы, не задавая общего размера. Из них не выводятся масса, частота и диапазон высоты. Размещение и артикул согласуются с ASEM.

Источники и документация

Технические характеристики и документация

Марка
F.I.S.O.

Модель
Easyvisus RM64 — 2 прибора

Технология
Рабочее место для исследования рефракции

Клиническое применение
Специализированные технологии

Вместимость по числу приборов
2

Источники и документация

Высота кресла
Электрическая регулировка; кресло Prima в стандартной комплектации

Наличие подножек и других дополнительных кресел не предполагается.

Источники и документация

Высота стола
Электрическая регулировка

Источники и документация

Фиксация стола
Стол и кронштейн: электромагнитная фиксация

Источники и документация

Перемещение стола
Поворот или поступательное перемещение в зависимости от модели

Выбор конфигурации производителя; нельзя автоматически считать какую-либо опцию установленной.

Источники и документация

Освещение рабочего места

Фоновое LED-освещение · LED-подсветка для чтения

Источники и документация

Органы управления

Панель LCD; джойстик для регулировки и фиксации

Источники и документация


Основание

Окрашенная сталь; регулируемые опоры

Источники и документация

Наличие подножек и других дополнительных кресел не предполагается.

Выбор конфигурации производителя; нельзя автоматически считать какую-либо опцию установленной.



Easyvisus RM64 · Схема установки

Источники и документация

Загрузки и материалы

Документация производителя

PDF · 15,672 kB

Источники и документация

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-unit-2-instruments_451/
  Источник проверен 2026-10-05
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-unit-2-instruments_451/
  Источник проверен 2026-10-06
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Источник проверен 2026-10-06

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-unit-2-instruments_451/
  Источник проверен 2026-10-17
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-unit-2-instruments_451/
  Источник проверен 2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Источник проверен 2026-10-18

Ваши вопросы о Easyvisus RM64 — 2 прибора

Какова документально подтверждённая характеристика «Вместимость по числу приборов» для Easyvisus RM64 — 2 прибора?

2

Источники и документация

Какова документально подтверждённая характеристика «Высота кресла» для Easyvisus RM64 — 2 прибора?

Электрическая регулировка; кресло Prima в стандартной комплектации — Наличие подножек и других дополнительных кресел не предполагается.

Источники и документация

Какую конфигурацию Easyvisus RM64 — 2 прибора следует уточнить?

Наличие подножек и других дополнительных кресел не предполагается.

Источники и документация

Где найти документацию для Easyvisus RM64 — 2 прибора?

Документация производителя (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

Источники и документация

Какие перемещения стола документированы?

RM64 для двух приборов имеет поворотные столы 400600 или 400630, ручное перемещение 400650 либо электрическое перемещение 400655. Все документированы с электрической регулировкой высоты.

Источники и документация

Предлагается ли электрическое перемещение в левостороннем исполнении?

Брошюра ограничивает электрическое перемещение 400655 правосторонней компоновкой. Для 400600, 400630 и 400650 предусмотрены опциональные левосторонние варианты.

Источники и документация

Одинаковые ли ящики у всех версий?

Письменный стол рассчитан на поддон для 236 линз. В 400630 добавлен ящик инструментального стола для 148 линз, то есть всего два ящика. Наборы линз необходимо указывать отдельно.

Источники и документация

Связанное оборудование



Panvisus Rondo

F.I.S.O.

Рефракционные установки

Установка Panvisus Rondo для двух приборов, в зависимости от комплектации.

Посмотреть изделие



Easyvisus Curve

F.I.S.O.

Рефракционные установки

Рефракционная установка для 2 диагностических приборов.

Посмотреть изделие



Easyvisus MS33 — 2 прибора

F.I.S.O.

Рефракционные установки

Рефракционная установка для 2 диагностических приборов.

Посмотреть изделие



Easyvisus MS33 — 3 прибора

F.I.S.O.

Рефракционные установки

Рефракционная установка для 3 диагностических приборов.

Посмотреть изделие

Ознакомьтесь с клиническим каталогом ASEM

Посмотрите связанные разделы каталога ASEM. Эти ссылки не расширяют показания к применению данного устройства.

Специализированные технологии

Больше, чем оборудование: долгосрочное сотрудничество

Обсудите свой проект с ASEM: подбор оборудования, установку, обучение и техническую поддержку.



Иллюстрация услуг

Установка

Обсудите требования к установке и конфигурацию с нашей технической командой.

Подробнее



Иллюстрация услуг

Обучение

Уточните, какое обучение и ознакомление с работой оборудования доступно для вашего устройства.

Подробнее




Иллюстрация услуг

Послепродажное обслуживание

Обратитесь в ASEM за технической помощью и поддержкой, соответствующей вашему оборудованию.

Подробнее



Иллюстрация услуг

Консультация специалиста

Расскажите о своих клинических задачах, чтобы обсудить подходящий подбор оборудования.

Подробнее

Связаться со специалистом

Посмотреть весь каталог

Сайт производителя

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Версия документа: 06932ac16b1a