Рефракционные установки

Easyvisus RM64 — 3 прибора

Рефракционная установка для 3 диагностических приборов.

Easyvisus RM64 для трёх приборов — комбайн F.I.S.O. с электрической высотой стола. Каталог различает ручной поворот и автоматическое позиционирование по артикулу. Письменный стол с ящиком для лотка на 236 пробных линз, LCD-панель и электрическое PRIMA организуют приём. Приборы, линзы и опции указываются в предложении ASEM.



Easyvisus RM64 · Вид оборудования

Источники и документация

Запросить предложение

Посмотреть изделие

Создано 2026-11-09

> Эта карточка изделия подготовлена ASEM. Она не заменяет официальную документацию или инструкции по применению производителя.

Основные преимущества

Место для 3 приборов

Столешница для 3 диагностических приборов.

Источники и документация · Источник проверен 2026-10-17

Электрическое позиционирование

Электрическая регулировка столешницы и кресла.

Источники и документация · Источник проверен 2026-10-17

Электромагнитная фиксация

Фиксация столешницы и кронштейна фороптера.

Источники и документация · Источник проверен 2026-10-17

Три прибора

Стол с ручным поворотом или автоматическим позиционированием в зависимости от конфигурации.

Электрическая регулировка высоты

Электрическая регулировка стола и кресла PRIMA.

Централизованное управление

Джойстик для управления перемещением и фиксацией стола.

Возможности на практике

Рабочее место для исследования рефракции

Источники и документация

Для более удобного рабочего процесса

Организация трёх приборов

Объедините необходимые приборы вокруг одного рабочего места для приёма.



Easyvisus RM64 · Деталь устройства

Источники и документация

Источники и документация

Адаптация рабочего места

Электрические регулировки помогают разместить пациента и специалиста.




Easyvisus RM64 · Вид оборудования

Источники и документация

Источники и документация

Оснащение рабочего места

LED-освещение, держатель проектора и питание щелевой лампы дополняют установку.



Easyvisus RM64 · Схема установки

Источники и документация

Источники и документация

Стол, адаптированный к выбранным приборам

400700 имеет ручной поворот стола для трёх приборов, 400785 — автоматическое позиционирование. Обе имеют электрическую высоту и письменный стол с ящиком для лотка на 236 линз. Вместимость не гарантирует поставку набора линз или трёх приборов.

Источники и документация

Документированные управление и позиционирование

LCD-панель позволяет индивидуализировать логотип. Джойстик управляет подъёмом и опусканием кресла и стола и фиксацией. Документирована электромагнитная фиксация поворотного стола и консоли. Электрическая высота независима от выбранного поворота или скольжения.

Источники и документация

Для повседневной практики

Стандартное кресло и дополнительные принадлежности

Стандартное PRIMA имеет электрическую высоту и чёрную искусственную кожу без подставки для ног. Откидная подставка, другая обивка и замена кресла — документированные опции, уточняемые с ASEM. Фото может показывать подставку, консоль фороптера и другие опции; видимость не доказывает включение. Приборы и принадлежности определяют отдельно.

Источники и документация

Освещение и питание приборов

Алюминиевая стойка имеет регулируемое фоновое LED-освещение, LED-лампу для чтения и опору проектора. Основной блок содержит питание трансформатора щелевой лампы. Окрашенное стальное основание имеет регулируемые ножки. Дополнительное питание приборов — принадлежность, не включаемая автоматически. Напряжение и частота всей системы не экстраполируются.

Источники и документация



Easyvisus RM64 · Вид оборудования

Источники и документация

Установка и выбор конфигурации

Ручной стол имеет дополнительный левосторонний вариант 400700S. Автоматический 400785 только правосторонний. Их чертежи различны и не объединяются в общий габарит. Эти страницы не дают массу, частоту и числовой диапазон высоты. Конфигурацию, доступ и приборы уточняют с ASEM.

Источники и документация

Технические характеристики и документация

Марка
F.I.S.O.

Модель
Easyvisus RM64 — 3 прибора

Технология
Рабочее место для исследования рефракции

Клиническое применение
Специализированные технологии

Вместимость
3 прибора

Стол
Ручной поворот или автоматическое позиционирование

Вместимость по числу приборов
3

Источники и документация

Высота кресла
Электрическая регулировка; кресло Prima в стандартной комплектации

Наличие подножек и других дополнительных кресел не предполагается.

Источники и документация

Высота стола
Электрическая регулировка

Источники и документация

Фиксация стола
Стол и кронштейн: электромагнитная фиксация

Источники и документация

Перемещение стола

Ручной поворот; автоматическое позиционирование в зависимости от модели

Выбор конфигурации производителя; нельзя автоматически считать какую-либо опцию установленной.

Источники и документация

Освещение рабочего места

Фоновое LED-освещение · LED-подсветка для чтения

Источники и документация

Органы управления

Панель LCD; джойстик для регулировки и фиксации

Источники и документация

Основание

Окрашенная сталь; регулируемые опоры

Источники и документация


Наличие подножек и других дополнительных кресел не предполагается.

Выбор конфигурации производителя; нельзя автоматически считать какую-либо опцию установленной.



Easyvisus RM64 · Деталь устройства

Источники и документация



Easyvisus RM64 · Схема установки

Источники и документация

Загрузки и материалы

Документация производителя

PDF · 15,672 kB

Источники и документация

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-unit-3-instruments_497/
  Источник проверен 2026-10-05
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-unit-3-instruments_497/
  Источник проверен 2026-10-06
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Источник проверен 2026-10-06
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-unit-3-instruments_497/
  Источник проверен 2026-10-17
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-rm64-unit-3-instruments_497/
  Источник проверен 2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Источник проверен 2026-10-18

Ваши вопросы о Easyvisus RM64 — 3 прибора

Какова документально подтверждённая характеристика «Вместимость по числу приборов» для Easyvisus RM64 — 3 прибора?

3

Источники и документация

Какова документально подтверждённая характеристика «Высота кресла» для Easyvisus RM64 — 3 прибора?

Электрическая регулировка; кресло Prima в стандартной комплектации — Наличие подножек и других дополнительных кресел не предполагается.

Источники и документация

Какую конфигурацию Easyvisus RM64 — 3 прибора следует уточнить?

Наличие подножек и других дополнительных кресел не предполагается.

Источники и документация

Где найти документацию для Easyvisus RM64 — 3 прибора?

Документация производителя (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

Источники и документация

Входит ли автоматическое позиционирование в стандартную комплектацию?

Брошюра различает стол 400700 с ручным поворотом и стол 400785 с автоматическим позиционированием. Предлагаемая конфигурация должна указывать выбранную версию.

Источники и документация

Какие версии поддерживают левостороннюю компоновку?

Ручная версия имеет опциональный левосторонний вариант 400700S. Модель с автоматическим позиционированием документирована только в правостороннем исполнении.

Источники и документация

Для чего предназначен ящик письменного стола?

В письменном столе есть ящик с поддоном для 236 пробных линз. Это описание хранения не подтверждает поставку набора линз.

Источники и документация

Связанное оборудование



Panvisus Rondo

F.I.S.O.

Рефракционные установки

Установка Panvisus Rondo для двух приборов, в зависимости от комплектации.

Посмотреть изделие



Easyvisus Curve

F.I.S.O.

Рефракционные установки

Рефракционная установка для 2 диагностических приборов.

Посмотреть изделие



Easyvisus MS33 — 2 прибора

F.I.S.O.

Рефракционные установки

Рефракционная установка для 2 диагностических приборов.

Посмотреть изделие



Easyvisus MS33 — 3 прибора

F.I.S.O.

Рефракционные установки

Рефракционная установка для 3 диагностических приборов.

Посмотреть изделие

Ознакомьтесь с клиническим каталогом ASEM

Посмотрите связанные разделы каталога ASEM. Эти ссылки не расширяют показания к применению данного устройства.

Специализированные технологии

Больше, чем оборудование: долгосрочное сотрудничество

Обсудите свой проект с ASEM: подбор оборудования, установку, обучение и техническую поддержку.



Иллюстрация услуг

Установка

Обсудите требования к установке и конфигурацию с нашей технической командой.

Подробнее



Иллюстрация услуг

Обучение

Уточните, какое обучение и ознакомление с работой оборудования доступно для вашего устройства.

Подробнее




Иллюстрация услуг

Послепродажное обслуживание

Обратитесь в ASEM за технической помощью и поддержкой, соответствующей вашему оборудованию.

Подробнее



Иллюстрация услуг

Консультация специалиста

Расскажите о своих клинических задачах, чтобы обсудить подходящий подбор оборудования.

Подробнее

Связаться со специалистом

Посмотреть весь каталог

Сайт производителя

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Версия документа: ee75f1401158