Рефракционные установки

Panvisus Trio

Рефракционная установка для 3 диагностических приборов.

Рефракционный комбайн с электрической регулировкой высоты стола для трёх приборов, ручным поворотом и электромагнитной фиксацией стола и его консоли во всех положениях, а также креслом с электрической регулировкой высоты. Доступен правосторонний и дополнительный левосторонний вариант.



Panvisus Trio · Вид оборудования

Источники и документация

Запросить предложение

Посмотреть изделие

Создано 2026-11-10

> Эта карточка изделия подготовлена ASEM. Она не заменяет официальную документацию или инструкции по применению производителя.

Основные преимущества

Место для 3 приборов

Столешница для 3 диагностических приборов.

Источники и документация · Источник проверен 2026-10-17

Электрическое позиционирование

Электрическая регулировка столешницы и кресла.

Источники и документация · Источник проверен 2026-10-17

Электромагнитная фиксация

Фиксация столешницы и кронштейна фороптера.

Источники и документация · Источник проверен 2026-10-17

Организация рабочего места Panvisus Trio

Изображение производителя показывает точную конфигурацию рабочего места и доступ к приборам.

Источники и документация · Источник проверен 2026-08-30


Позиционирование рабочей поверхности

Документированное перемещение рабочей поверхности облегчает переход от одного прибора к другому на Panvisus Trio.

Источники и документация · Источник проверен 2026-08-30

Планирование установки

Официальная схема уточняет занимаемое пространство и помогает подготовить установку Panvisus Trio.



Panvisus Trio · Схема установки

Источники и документация

Источники и документация · Источник проверен 2026-08-30

Эргономика

Расположение, разработанное вокруг рабочего места для приёма.

Организованные приборы

Оборудование размещается на специализированной установке.

Регулировки рабочего места

Доступные перемещения упрощают адаптацию конфигурации.

Возможности на практике

Рабочее место для исследования рефракции

Источники и документация

Кресло SONNE

Электрический подъём

Ручной наклон спинки

Поднимаемые фиксируемые подлокотники

Поворот на 360° с фиксацией

Откидная подставка для ног

Дополнительный подголовник

Кресло ALLES

Электрический подъём

Ручной наклон спинки с одновременным переводом опоры для ног в горизонтальное положение

Поднимаемые фиксируемые подлокотники

Поворот на 360°.

Кресло DOCTOR

Электрический подъём

Электрический наклон спинки с одновременным переводом опоры для ног в горизонтальное положение

Поднимаемый фиксируемый подлокотник

Рефракционный комбайн Panvisus Trio — важные сведения

Общие характеристики

• Поворотная столешница для трёх приборов с электрическим подъёмом (от 82 cm до 97 cm)

• Прочная конструкция из литой стали и гнутых деревянных панелей с гармоничным, устойчивым и функциональным дизайном

• Электрическая регулировка высоты кресла (от 50 cm до 65 cm) и поворотной столешницы.

• Убирающийся пылезащитный ящик для офтальмоскопа и ретиноскопа.

• Качественное изготовление с эксклюзивными механическими решениями.

Стандартная комплектация

• Верхняя лампа с галогенной лампочкой.
• Специальный держатель проектора тестовых знаков.
• Встроенный трансформатор питания приборов.
• Серая отделка с панелями из ламинированного дерева либо светло-серая отделка с панелями в цвет обивки кресла.

Варианты отделки

• Стандартный: серая отделка с ламинированными панелями.
• Дополнительно: светло-серая отделка с материалами в цвет кресла.
• ALU: серая отделка с эксклюзивными панелями из ламинированного дерева с алюминиевыми полосами.

Доступные кресла

• Шесть моделей со всеми цветами обивки из каталога F.I.S.O.

• Принадлежности для кресел

o Ножное управление подъёмом и опусканием.
o Откидная подставка для ног специально для Prima.
Принадлежности и специальные исполнения

• Дополнительные принадлежности

o Консоль фороптера с механизмом противовеса F.I.S.O.

o Регулировка яркости верхней галогенной лампы.
o Тумба на колёсах с четырьмя ящиками:
■ Первый ящик предназначен для набора пробных линз и легко открывается полностью.

• Специальные исполнения

o Левосторонний вариант.
o Серая металлическая окраска или другие цвета (зелёный, светло-синий и т. д.).
o Обивка кресла, отличная от стандартной чёрной.

Для более удобного рабочего процесса

Характеристики и стандартная комплектация

Стол для трёх приборов с электрической регулировкой высоты и ручным поворотом. Электромагнитная фиксация стола и его консоли во всех положениях. Кресло PRIMA с электрической регулировкой высоты и чёрной искусственной кожей. Трансформатор для питания приборов. Подвесная лампа и консоль проектора оптометрических тестов. Убирающийся пылезащитный ящик для офтальмоскопа и ретиноскопа. Серая окраска с панелями из ламинированного дерева либо белая или светло-серая окраска с панелями, обитыми тем же материалом, что и кресло.

Источники и документация

Для повседневной практики

Принадлежности и специальные исполнения

Уравновешенная консоль фороптера. Ножное управление подъёмом и опусканием кресла. Откидная подставка для ног кресла Prima. Кресло Gloria, Liberty, Sonne, Alles или Doctor вместо Prima. Подвесная лампа с регулируемой яркостью. Вариант ALU: серая окраска с эксклюзивными панелями из ламинированного дерева с алюминием. Полированная металлическая окраска (серый, зелёный, светло-синий). Любая обивка F.I.S.O. кроме чёрной. Левосторонний вариант.

Источники и документация

Различные цвета

Различные цвета обивки кресел и оттенки корпуса рефракционного комбайна.

Источники и документация



Panvisus Trio · Вид оборудования

Источники и документация



Panvisus Trio · Вид оборудования

Источники и документация

Кресло PRIMA

Электрический подъём Неподвижная спинка и неподвижные подлокотники Поворот на 360° с фиксацией Дополнительная откидная подставка для ног

Источники и документация

Технические характеристики и документация

Марка
F.I.S.O.

Модель
Panvisus Trio

Технология
Рабочее место для исследования рефракции

Клиническое применение
Специализированные технологии

Вместимость по числу приборов
3

Источники и документация

Высота кресла
Электрическая регулировка; кресло Prima в стандартной комплектации

Источники и документация

Высота стола
Электрическая регулировка

Источники и документация

Фиксация стола
Стол и кронштейн: электромагнитная фиксация


Источники и документация

Перемещение стола
Ручной поворот

Источники и документация

Освещение рабочего места
Верхняя лампа

Источники и документация



Panvisus Trio · Схема установки

Источники и документация

Загрузки и материалы

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/panvisus-trio_23/
  Источник проверен 2026-10-05
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/panvisus-trio_23/
  Источник проверен 2026-10-17
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/panvisus-trio_23/
  Источник проверен 2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  Источник проверен 2026-10-18

Ваши вопросы о Panvisus Trio

Какова документально подтверждённая характеристика «Вместимость по числу приборов» для Panvisus Trio?

3

Источники и документация

Какова документально подтверждённая характеристика «Высота кресла» для Panvisus Trio?

Электрическая регулировка; кресло Prima в стандартной комплектации

Источники и документация

Позиционируется ли стол Trio автоматически?

Panvisus Trio 69 документирован с ручным поворотом стола, электрической регулировкой высоты и электромагнитной блокировкой стола и рычага. Автоматическое позиционирование не предполагается.

Источники и документация

Являются ли левосторонняя и ALU-версии стандартными?

Брошюра относит их к принадлежностям или специальным версиям. Сторону исполнения, панели ALU и модель кресла необходимо уточнить в заказанной конфигурации.

Источники и документация

Связанное оборудование



Panvisus Rondo

F.I.S.O.

Рефракционные установки

Установка Panvisus Rondo для двух приборов, в зависимости от комплектации.

Посмотреть изделие



Easyvisus Curve

F.I.S.O.

Рефракционные установки

Рефракционная установка для 2 диагностических приборов.

Посмотреть изделие



Easyvisus MS33 — 2 прибора

F.I.S.O.

Рефракционные установки

Рефракционная установка для 2 диагностических приборов.

Посмотреть изделие



Easyvisus MS33 — 3 прибора

F.I.S.O.

Рефракционные установки

Рефракционная установка для 3 диагностических приборов.

Посмотреть изделие

Ознакомьтесь с клиническим каталогом ASEM

Посмотрите связанные разделы каталога ASEM. Эти ссылки не расширяют показания к применению данного устройства.

Специализированные технологии

Больше, чем оборудование: долгосрочное сотрудничество

Обсудите свой проект с ASEM: подбор оборудования, установку, обучение и техническую поддержку.



Иллюстрация услуг

Установка

Обсудите требования к установке и конфигурацию с нашей технической командой.

Подробнее



Иллюстрация услуг

Обучение

Уточните, какое обучение и ознакомление с работой оборудования доступно для вашего устройства.

Подробнее




Иллюстрация услуг

Послепродажное обслуживание

Обратитесь в ASEM за технической помощью и поддержкой, соответствующей вашему оборудованию.

Подробнее



Иллюстрация услуг

Консультация специалиста

Расскажите о своих клинических задачах, чтобы обсудить подходящий подбор оборудования.

Подробнее

Связаться со специалистом

Посмотреть весь каталог

Сайт производителя

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Версия документа: 150f4ab6ccc6