Периметрия и поле зрения

Octopus 900

Статическая периметрия; другие возможности зависят от комплектации.

Octopus 900 — купольный периметр Haag-Streit для центрального и периферического поля зрения. Статическая и кинетическая периметрия зависят от активированных функций. EyeSuite организует результаты, прошлые обследования и прогрессирование. Basic и Pro различаются пакетами и лицензиями; TOP, специальные методы, кинетика Goldmann и интерфейсы уточняются для ASEM без предположения о включении всех возможностей линейки.



Octopus 900 · Вид оборудования

Источники и документация

Запросить предложение | Посмотреть изделие

Создано 2026-11-09

> Эта карточка изделия подготовлена ASEM. Она не заменяет официальную документацию или инструкции по применению производителя.

Основные преимущества

Полноформатная статическая периметрия

Статические тесты центрального и периферического поля.

Источники и документация · Источник проверен 2026-10-17

Кинетическое исследование поля

Кинетические тесты зависят от версии и лицензии.

Опция зависит от версии

Источники и документация · Источник проверен 2026-10-17


Анализ глобальной прогрессии

Анализ глобальной прогрессии серий полей зрения.

Источники и документация · Источник проверен 2026-10-17

Оценка всего поля зрения

Документированные программы охватывают исследования центрального и периферического поля в одной системе.



Octopus 900 · Схема производителя

Иллюстрация производителя: показанная конфигурация может отличаться от поставляемой.

Источники и документация

Источники и документация · Источник проверен 2026-08-30

Стандартизация анализа

EyeSuite объединяет показатели и представления, необходимые для периметрии.

Источники и документация · Источник проверен 2026-08-30

Наблюдение за изменениями

Представления прогрессирования упрощают сравнение функциональных исследований в динамике.



Octopus 900 · Пример использования от производителя

Иллюстрация производителя: показанная конфигурация может отличаться от поставляемой.

Источники и документация

Источники и документация · Источник проверен 2026-08-30

Поле зрения

Специализированные программы для функциональной оценки.

Пошаговый процесс

Интерфейс организует этапы исследования.

Анализ динамики

Результаты помогают выполнять сравнение во времени.

Возможности на практике

Статическая периметрия

Кинетическая периметрия / TOP / SWAP зависят от Basic / Pro и опций; их наличие в комплекте не предполагается.

Источники и документация

Исследование центрального и периферического поля

Периферическое поле: 180° Радиус купола: 30 cm Стимулы Goldmann: I / II / III / IV / V Динамический диапазон: 47 dB Стимул проецируется в купол. Документированы 24-2, 10-2, G, M и периферические программы. Специалист выбирает их по клиническому вопросу; наличие теста не означает юридическую пригодность к вождению или автоматический диагноз.

Источники и документация


Методы и стратегии: проверка Basic или Pro

Белая/белая периметрия документирована для Basic и Pro. Отдельно указаны опции Basic для TOP, кинетики Goldmann, синего/жёлтого и специальных обследований. Ориентировочное время: TOP 2–4 минуты, Dynamic 6–8, Normal 10–12; это не гарантия длительности отдельного обследования. Активированные кинетика и опции указываются в предложении.

Источники и документация

От центра к периферии

Полусфера Гольдмана поддерживает центральные и периферические исследования. Брошюра описывает полное поле 180° и программы, включая G, M и бинокулярный Esterman.



Octopus 900 · Схема производителя

Иллюстрация производителя: показанная конфигурация может отличаться от поставляемой.

Источники и документация

Источники и документация

Построение кинетических изоптер

Кинетическая периметрия Гольдмана поддерживает векторы, изоптеры и шаблоны исследований. Доступность зависит от установленной версии и опций.

По текущей таблице производителя — опция для Basic, стандарт для Pro.

Источники и документация

Для более удобного рабочего процесса

Контроль фиксации и чтение результатов

Документированы Blink Control, Pupil Position Control и автоматическое слежение AET. EyeSuite объединяет общий анализ и прогрессирование; Cluster / Polar Trend зависят от пакетов. Контроль фиксации и индексы помогают специалисту, не заменяя оценку надёжности каждого обследования.

Источники и документация

Интеграция с сетью и медицинскими картами пациентов

Ethernet и EyeSuite организуют обследования и рабочие места просмотра. Брошюра упоминает импорт прежних Octopus и совместимых HFA. DICOM — опция; интерфейсы EMR, версии и передачу нужно проверять в реальной установке. Универсальное подключение ко всем медицинским картам не обещается.

Источники и документация


Сопровождение выполнения теста

Пошаговое исследование, многоязычные инструкции пациенту и контроль фиксации организуют тест. Стимулы, пропущенные при моргании, могут предъявляться повторно.

Источники и документация

Сравнение полей зрения в динамике

EyeSuite объединяет поля зрения, общий анализ и представления тенденций. Форматы Octopus и HFA поддерживают предпочтения кабинета при просмотре.



Octopus 900 · Отчёт производителя

Иллюстрация производителя: показанная конфигурация может отличаться от поставляемой.

Источники и документация

Источники и документация

Для повседневной практики

Контроль пробной коррекции

Документированная конфигурация включает моторизованный держатель пробных линз и контроль расстояния. Контроль зрачка и фиксации помогает позиционированию.



Octopus 900 · Пример использования от производителя

Иллюстрация производителя: показанная конфигурация может отличаться от поставляемой.

Источники и документация

Источники и документация

Установка и настройка

Ширина: 648 mm Глубина: 519 mm Высота: 796 mm Масса: 25 kg Частота: 50/60 Hz Инструкция указывает питание 100–120 V AC или 220–240 V AC. Потребление — 145 / 165 VA по конфигурации. Размещение, опора, лицензии и сеть уточняются с ASEM. Транспортная масса 40 kg с упаковкой не является массой самого прибора.

Источники и документация

Определение возможностей Basic или Pro

SWAP, Flicker, красные стимулы, кинетические тесты и TOP включены не во все комплектации. В предложении необходимо указать версию, тесты, анализ и интерфейсы.

Источники и документация

Технические характеристики и документация

Марка
Haag-Streit

Модель
Octopus 900

Технология
Периметр

Клиническое применение
Диагностика и биометрия

Размеры стимула
Goldmann I · Goldmann II · Goldmann III · Goldmann IV · Goldmann V

Источники и документация

Максимальная яркость стимула
10000 asb


Источники и документация

Программное обеспечение
EyeSuite

Источники и документация

Масса
12.7 kg

Источники и документация



Octopus 900 · Схема производителя

Иллюстрация производителя: показанная конфигурация может отличаться от поставляемой.

Источники и документация



Octopus 900 · Пример использования от производителя

Иллюстрация производителя: показанная конфигурация может отличаться от поставляемой.

Источники и документация

Загрузки и материалы

Документация производителя

PDF · 10,177 kB

Источники и документация

Документация производителя

PDF · 5,010 kB

Источники и документация

- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-900
  Источник проверен 2026-10-05
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-900
  Источник проверен 2026-10-06
- https://haag-streit.com/2%20Products/Speciality%20diagnostics/Perimetry/Octopus%20900/Brochures/English/HS_Oktopus_900_br_7220444_english.pdf
  Источник проверен 2026-10-06
- https://haag-streit.com/2%20Products/Speciality%20diagnostics/Perimetry/Octopus%20900/Instructions%20for%20use/English/1500_7220343_04121_IFU_OCTOPUS_900_01_en_web.pdf
  Источник проверен 2026-10-06
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-900
  Источник проверен 2026-10-17

- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-900
  Источник проверен 2026-08-30
- https://haag-streit.com/2%20Products/Speciality%20diagnostics/Perimetry/Octopus%20900/Brochures/English/HS_Oktopus_900_br_7220444_english.pdf
  Источник проверен 2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/Speciality%20diagnostics/Perimetry/Octopus%20900/Brochures/English/HS_Oktopus_900_br_7220444_english.pdf
  Источник проверен 2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/Speciality%20diagnostics/Perimetry/Octopus%20900/Brochures/English/HS_Oktopus_900_br_7220444_english.pdf
  Источник проверен 2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/Speciality%20diagnostics/Perimetry/Octopus%20900/Brochures/English/HS_Oktopus_900_br_7220444_english.pdf
  Источник проверен 2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-900
  Источник проверен 2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-900
  Источник проверен 2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-900
  Источник проверен 2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-900
  Источник проверен 2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-900
  Источник проверен 2026-10-18

Ваши вопросы о Octopus 900

Какова документально подтверждённая характеристика «Размеры стимула» для Octopus 900?

Goldmann I · Goldmann II · Goldmann III · Goldmann IV · Goldmann V

Источники и документация

Какова документально подтверждённая характеристика «Максимальная яркость стимула» для Octopus 900?

10000 asb

Источники и документация

Где найти документацию для Octopus 900?

Документация производителя (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/haag-streit-remaining-20261006/octopus900-original.pdf Документация производителя (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/haag-streit-remaining-20261006/octopus900-ifu-original.pdf

Источники и документация

Всегда ли включена кинетическая периметрия Гольдмана?

Нет. Текущая таблица различает опцию Basic и стандартную функцию Pro.

Источники и документация

Можно ли отображать результаты в формате HFA?

Да. EyeSuite предлагает представления Octopus и HFA для документированных полей и отчётов.

Источники и документация

Документирован ли бинокулярный тест Esterman?

Да. Он входит в перечисленные программы оценки бинокулярного поля зрения.

Источники и документация

Связанное оборудование



Octopus 600

Haag-Streit

Периметрия и поле зрения

Периметр со статической периметрией SAP и периметрией Pulsar.

Посмотреть изделие



HVF-100

Huvitz

Периметрия и поле зрения

Исследование поля зрения статической периметрией «белое на белом».

Посмотреть изделие

Ознакомьтесь с клиническим каталогом ASEM

Посмотрите связанные разделы каталога ASEM. Эти ссылки не расширяют показания к применению данного устройства.

Диагностика и биометрия

Больше, чем оборудование: долгосрочное сотрудничество

Обсудите свой проект с ASEM: подбор оборудования, установку, обучение и техническую поддержку.



Иллюстрация услуг

Установка

Обсудите требования к установке и конфигурацию с нашей технической командой.

Подробнее



Иллюстрация услуг

Обучение

Уточните, какое обучение и ознакомление с работой оборудования доступно для вашего устройства.

Подробнее




Иллюстрация услуг

Послепродажное обслуживание

Обратитесь в ASEM за технической помощью и поддержкой, соответствующей вашему оборудованию.

Подробнее



Иллюстрация услуг

Консультация специалиста

Расскажите о своих клинических задачах, чтобы обсудить подходящий подбор оборудования.

Подробнее

Связаться со специалистом

Посмотреть весь каталог

Сайт производителя

+21320092281 · direction@asem-medical.com

Версия документа: bc484295b318