裂隙灯

BI 900

采用开普勒显微镜、双档倍率及LED照明的裂隙灯。

主要特点 • 优质材料及高端设计。 • 瑞士先进工程成果（2025）。 • 平稳、精确、省力的移动。 • 即使高强度使用也具有较长寿命。 _____ • 瑞士机械品质带来可靠表现。 • 适应专业人员的高要求。



BI 900 • 设备实景图

来源与文档

索取报价 查看产品

生成日期：2026-11-10

> 本资料由 ASEM 编制，不能替代制造商的官方文档或使用说明。

核心优势

开普勒显微光学

裂隙灯观察提供10×与16×两档倍率。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17

集成对比度滤镜

集成增强对比度滤镜用于常规检查。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17

裂隙灯成像选项

通过BI 900 Imaging Set记录检查。

选配成像套件

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17

日常观察

BI 900 光学系统专为常规眼前节检查设计。



BI 900 · 设备细节图

来源与文档

来源与文档 · 来源核验日期：2026-08-30

简化操作

关键控制装置集中于紧凑工作站。



BI 900 · 制造商使用场景

制造商示意图：图示配置可能与交付配置不同。

来源与文档

来源与文档 · 来源核验日期：2026-08-30

记录观察结果

成像选配件可将图像采集融入检查流程。



BI 900 · 设备细节图

来源与文档

来源与文档 · 来源核验日期：2026-08-30

临床观察

专用于裂隙灯检查的光学系统。

可控照明

按检查需要调整观察设置。

医生使用人体工学

为日常操作设计的配置。

实际应用能力

两档检查倍率

Kepler显微镜提供10×和16×。此两档配置不同于BQ 900的五档Galilean显微镜。

标准目镜为10×/16×；选配目镜为25×/40×。



BI 900 · 设备细节图

来源与文档

来源与文档

增强观察对比度

BI 900内置对比增强滤光片。来源描述其改进照明与Kepler显微镜及裂隙控制的结合。

来源与文档

Haag-Streit BI-900 裂隙灯

Goldmann 900 裂隙灯，自 1958 年推出。

全球销量超过 150 000 台。

眼科领域的历史参考设备。

瑞士制造。

瑞士精密机械

- 制造商保修延长至 10 年，体现对品质的信心。
- 减少维护：设计旨在限制技术干预。
- 长期经济性。
- 适合眼科诊所及医疗中心。
- 可靠性及较低维护成本。

集成数字化系统

光学品质支持高质量临床观察及数字采集。

放大倍率

沉浸式放大

图像质量

观察与数字化

观察角膜

清晰且具对比度

滤光片

主要基础滤光片

- 高分辨率界面。
- 可调节，适合较长时间检查。

压平式眼压计

Goldmann AT 900 眼压计

- 专为 Haag-Streit 设计。
- 全球眼压 PIO 测量参考工具。
- 超过 50 年临床使用。
- 数十年实践支持其精度及可靠性。
- 测量重复性及一致结果。

更流畅的工作流程

使用BI 900套件记录影像

Imaging Set BI 900是该型号可选的紧凑影像方案。不得自动归入IM910的功能。

影像套件为选配。



BI 900 · 设备细节图

来源与文档

来源与文档

专为日常诊疗设计

调整裂隙灯与患者位置

机械底座及宽裕的目镜操作空间便于检查。台面与头托须作为工作站配置选定。



BI 900 • 制造商使用场景

制造商示意图：图示配置可能与交付配置不同。

来源与文档

来源与文档

增加专用眼压测量

AT 900作为配套眼压测量附件介绍。配置中须明确其版本、安装方式及是否包含。

独立附件，不默认包含。

来源与文档

技术规格与文档

品牌
Haag-Streit

型号
BI 900

技术
裂隙灯

临床用途
诊断与生物测量

放大倍率
10× · 16×

标准配置；不含选配附件。

来源与文档

放大倍率档数
2

标准配置；不含选配附件。

来源与文档

裂隙宽度
14 mm

来源与文档

裂隙长度
14 mm

来源与文档

显微镜光学系统
开普勒式

来源与文档

滤光片
蓝色 • 无赤绿光 • 灰色 10 %

来源与文档

照明
LED

来源与文档

调节范围
纵向 100 mm；横向 100 mm；垂直 30 mm

来源与文档

电源
100–240 V AC ; 50–60 Hz

来源与文档

尺寸
310 × 332 × 700 mm

长 × 宽 × 高；不含包装。

来源与文档

重量
12 kg

不含电源、头托及选配项目。

来源与文档

标准配置；不含选配附件。

长 × 宽 × 高；不含包装。

不含电源、头托及选配项目。



BI 900 • 设备细节图

来源与文档



BI 900 • 制造商使用场景

制造商示意图：图示配置可能与交付配置不同。

来源与文档



BI 900 • 设备细节图

来源与文档

下载与资源

- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamps/BI%20900/Brochures/English/HS_bi_900_br_7220508_technical_specifications.pdf
  来源核验日期：2026-10-04
- https://us.haag-streit.com/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bi-900
  来源核验日期：2026-10-04
- https://us.haag-streit.com/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bi-900
  来源核验日期：2026-10-17
- https://www.haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bi-900
  来源核验日期：2026-08-30
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamps/BI%20900/Brochures/English/HS_bi_900_br_7220508_technical_specifications.pdf
  来源核验日期：2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bi-900
  来源核验日期：2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bi-900
  来源核验日期：2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bi-900
  来源核验日期：2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bi-900
  来源核验日期：2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamps/BI%20900/Brochures/English/HS_bi_900_br_7220508_technical_specifications.pdf
  来源核验日期：2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bi-900
  来源核验日期：2026-10-18

关于 BI 900 的常见问题

BI 900 已记录的“放大倍率”规格是什么?

10× • 16× — 标准配置；不含选配附件。

来源与文档

BI 900 已记录的“放大倍率档数”规格是什么?

2 — 标准配置；不含选配附件。

来源与文档

BI 900 的哪些配置需要确认?

标准配置；不含选配附件。

来源与文档

BI 900能提供25×或40×吗?

数据表说明可通过选配目镜实现；标准倍率为10×和16×。

来源与文档

BI 900对应的影像套件名称是什么?

制造商列明选配Imaging Set BI 900，与其他裂隙灯模块相区分。

来源与文档

相关产品



BM 900

Haag-Streit

裂隙灯

采用开普勒显微镜，提供10×与16×倍率的裂隙灯。

查看产品



BQ 900

Haag-Streit

裂隙灯

采用伽利略显微镜、五档倍率及LED照明的裂隙灯。

查看产品



Elara 900

Haag-Streit

裂隙灯

采用伽利略显微镜的五档变倍裂隙灯。

查看产品



HS-5000

Huvitz

裂隙灯

结合塔式照明与伽利略光学系统的裂隙灯。

查看产品

探索 ASEM 目录中的临床领域

浏览 ASEM 目录中的相关领域。这些链接并不扩大本设备的适应证范围。

诊断与生物测量

不止于设备，更有长期支持

与 ASEM 沟通您的项目：设备选型、安装、培训及技术支持。



服务示意图

安装

请与我们的技术团队沟通安装条件和配置。

了解更多



服务示意图

培训

请咨询适用于您设备的培训和操作指导。

了解更多



服务示意图

售后服务

请联系 ASEM，了解适合您设备的技术协助与支持。

了解更多



服务示意图

专业咨询

请说明您的临床需求，以便共同讨论适合的设备选型。

了解更多

联系专业顾问　浏览全部产品　制造商网站

+21320092281 • direction@asem-medical.com

文档版本：cbcb246f0cfe