裂隙灯

Elara 900

采用伽利略显微镜的五档变倍裂隙灯。

Haag-Streit 的卓越品质 Elara 900 将 Haag-Streit 光学技术与先进的人体工学设计相结合，为眼科检查带来全新体验。 出色的临床视野：高透光性与精密、可靠的一体化光学系统，有助于发现细微的眼部变化。 全面舒适性：兼顾医生操作与患者体验，减轻视觉疲劳并缩短检查时间。 简化工作流程：直观操作、快速调节，为日常诊疗节省时间。 瑞士可靠品质：坚固耐用、质量受控，适合高强度使用。 面向未来的投资：可升级的设计，有助于适应技术创新与眼科发展趋势。 Elara 900：以精度、舒适性和持久性能，服务当前与未来的检查需求。



Elara 900 • 设备实景图

来源与文档

索取报价 查看产品

生成日期：2026-11-10

> 本资料由 ASEM 编制，不能替代制造商的官方文档或使用说明。

核心优势

投影式裂隙照明

通过投影照明观察眼部结构。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17

红外腺体评估

采用红外照明评估睑板腺。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17

电动检查控制

电动控制仪器高度与放大倍率。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17

Haag-Streit 光学系统

为眼前节精细观察设计的光学系统。

合理体位

调节功能支持日常使用中的舒适定位。

便捷操作

控制布局围绕临床检查组织。

实际应用能力

精细观察

光学系统支持详细检查角膜及眼前节。

来源与文档

找到合适角度

工作站设计便于进行观察所需调节。



Elara 900 · 设备细节图

来源与文档

来源与文档

控制照明

照明系统为临床操作提供一致环境。



Elara 900 · 设备细节图

来源与文档

来源与文档

使照明适配观察

P-Type投影照明提供多种颜色与色温。电动黄色滤光片补充观察设置。



Elara 900 · 设备细节图

来源与文档

来源与文档

五档倍率

Galilean显微镜提供6.3×、10×、16×、25×和40×。电动倍率通过操纵杆控制。



Elara 900 · 设备细节图

来源与文档

来源与文档

重新构想的裂隙灯

更出色的临床视野，自信观察每一处细节

瑞士可靠品质

可升级设计，兼顾当前与未来需求

让工作更高效。

自动化模式与优化的人体工学设计，为医生和患者提供舒适体验。

更流畅的工作流程

调用检查场景

预设整合照明、滤光片、裂隙及倍率设置。转轮可调用场景，无须逐项重复手动调节。



Elara 900 · 设备实景图

来源与文档

来源与文档

采集并整理影像

设备通过自身界面采集图像及视频。传输至EyeSuite或DICOM患者记录取决于所选环境与许可。

DICOM连接需要许可；须确认拟议集成方案。

来源与文档

专为日常诊疗设计

在仪器上调整位置

电动升降、倾斜目镜及可调下巴托便于定位。
主要控制集中在操纵杆周围。

来源与文档



Elara 900 · 设备实景图

来源与文档

明确影像与眼压测量配置

立体3D采集需要相应许可。Goldmann眼压测量须为裂隙灯增配兼容的AT 900 typeR。

须确认选配项及地区供应情况；不默认包含任何附件。

来源与文档

技术规格与文档

品牌
Haag-Streit

型号
Elara 900

技术
裂隙灯

临床用途
诊断与生物测量

放大倍率
6.3× · 10× · 16× · 25× · 40×

来源与文档

放大倍率档数
5

来源与文档

显微镜光学系统
伽利略式

来源与文档

尺寸
560 × 401 × 330 mm

来源与文档

重量
15.2 kg

来源与文档



Elara 900 · 设备细节图

来源与文档



Elara 900 · 设备细节图

来源与文档

下载与资源

- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/slit-lamps
  来源核验日期：2026-10-04
- https://us.haag-streit.com/Campaigns/elara/900
  来源核验日期：2026-10-17
- https://us.haag-streit.com/Campaigns/elara/900
  来源核验日期：2026-08-30
- https://us.haag-streit.com/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/slit-lamp-elara-900/a-superior-clinical-view-uniq-68bfd159b9f2e
  来源核验日期：2026-10-18
- https://us.haag-streit.com/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/slit-lamp-elara-900/a-superior-clinical-view-uniq-68bfd159b9f2e
  来源核验日期：2026-10-18
- https://us.haag-streit.com/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/slit-lamp-elara-900/enhanced-efficiency-uniq-68b879601e8ae
  来源核验日期：2026-10-18
- https://us.haag-streit.com/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/slit-lamp-elara-900/enhanced-efficiency-uniq-68b879601e8ae
  来源核验日期：2026-10-18
- https://us.haag-streit.com/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/slit-lamp-elara-900/optimized-ergonomics-uniq-68b8798975362
  来源核验日期：2026-10-18
- https://us.haag-streit.com/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/slit-lamp-elara-900/faq
  来源核验日期：2026-10-18
- https://us.haag-streit.com/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/slit-lamp-elara-900/faq
  来源核验日期：2026-10-18
- https://us.haag-streit.com/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/slit-lamp-elara-900/enhanced-efficiency-uniq-68b879601e8ae
  来源核验日期：2026-10-18
- https://us.haag-streit.com/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/slit-lamp-elara-900/faq
  来源核验日期：2026-10-18

关于 Elara 900 的常见问题

Elara 900 已记录的“放大倍率”规格是什么?

6.3× · 10× · 16× · 25× · 40×

来源与文档

Elara 900 已记录的“放大倍率档数”规格是什么?

5

来源与文档

3D成像为默认配置吗?

不是。制造商规定需要3D许可，所提供配置中须明确。

来源与文档

DICOM连接需要许可吗?

是的。制造商规定DICOM工作列表集成须具备相应Connectivity许可。

来源与文档

Elara 900列明配套哪款Goldmann眼压计?

制造商明确为AT 900 typeR；供货时须说明是否包含。

来源与文档

相关产品




BI 900

Haag-Streit

裂隙灯

采用开普勒显微镜、双档倍率及LED照明的裂隙灯。

查看产品



BM 900

Haag-Streit

裂隙灯

采用开普勒显微镜，提供10×与16×倍率的裂隙灯。

查看产品



BQ 900

Haag-Streit

裂隙灯

采用伽利略显微镜、五档倍率及LED照明的裂隙灯。

查看产品



HS-5000

Huvitz

裂隙灯

结合塔式照明与伽利略光学系统的裂隙灯。

查看产品

探索 ASEM 目录中的临床领域

浏览 ASEM 目录中的相关领域。这些链接并不扩大本设备的适应证范围。

诊断与生物测量

不止于设备，更有长期支持

与 ASEM 沟通您的项目：设备选型、安装、培训及技术支持。



服务示意图

安装

请与我们的技术团队沟通安装条件和配置。

了解更多



服务示意图

培训

请咨询适用于您设备的培训和操作指导。

了解更多



服务示意图

售后服务

请联系 ASEM，了解适合您设备的技术协助与支持。

了解更多



服务示意图

专业咨询

请说明您的临床需求，以便共同讨论适合的设备选型。

了解更多

联系专业顾问　浏览全部产品　制造商网站

+21320092281 • direction@asem-medical.com

文档版本：a4b2d2116d93